

Métodos de análisis

Apéndices

Spectroquant® Prove
Espectrofotómetro 600 • 1.73018
Espectrofotómetro 600 plus • 1.73028



Métodos de análisis y Apendices

Índice

I Tabla – **Tests fotométricos disponibles**

Prescripciones de análisis

II Apéndice 1 – **Aptitud de los tests para el análisis de agua de mar y límites de tolerancia para sales neutras**

III Apéndice 2 – **Spectroquant® CombiCheck y soluciones patrón**

IV Apéndice 3 – **Instrucciones para la preparación de soluciones patrón**

Métodos de análisis y Apendices

I Tests fotométricos y métodos disponibles

Los siguientes métodos con los números de métodos correspondientes están programados en el fotómetro y las medidas pueden tomarse sin ningún tipo de ajuste, directamente. La selección del método se realiza a través del código de barras de las cubetas (para test en cubetas) o del AutoSelector (para test con reactivos). El número de método se indica en la columna 1 y sólo se tiene que utilizar cuando se hace una selección manual.

El intervalo total de medida se refiere a la forma de referencia indicada y en el caso de los test con reactivos, cubren todos los pasos ópticos disponibles (cubetas desde 10 hasta 100 mm).

Al final de este capítulo se encuentran las tablas de los métodos preprogramados AQA1 y PipeCheck.

Número del método	Determinación TC = test en cubetas)		Intervalo total de medida	Método
	Aceites - ver K (aceite de oliva), delta K (aceite de oliva), Caroteno (aceite de palma) o DOBI (aceite de palma)			
2537	Acesulfamo K EN 1377		0,0 – 1200,0 mg/g	Absorción UV
210	Ácido cianúrico, test	1.19253	2 – 160 mg/l de Ácido Cyan	Derivado de triazina
222	Ácidos orgánicos volátiles, TC ¹⁾	1.01749	50 – 3000 mg/l de CH ₃ COOH	Esterificación
223	Ácidos orgánicos volátiles, test ¹⁾	1.01809	50 – 3000 mg/l de CH ₃ COOH	Esterificación
	Achiote en queso - ver Annatto en queso			
2518	ADMI - Medición colorimétrica ⁶⁾		2,0 – 100,0	Coloración propia
2517	ADMI - Medición colorimétrica ⁶⁾		10 – 500	Coloración propia
2516	ADMI - Medición colorimétrica ⁶⁾		10 – 1000	Grados de transmisión de 400 - 700 nm
2612	α-Ácidos ²⁾		0 – 80 mg/l	Coloración propia
2637	α-Ácidos (extractos de lúpulo) ²⁾		0,0 – 100,0 %	Coloración propia
2636	α/β-Ácidos (lúpulo) ²⁾		0,0 – 100,0 %	Coloración propia
196	Alumino, TC ¹⁾	1.00594	0,02 – 0,50 mg/l de Al	Cromazurol S
43	Alumino, test ¹⁾	1.14825	0,020 – 1,20 mg/l de Al	Cromazurol S
2606	Aminonitrógeno libre cerveza / mosto ²⁾		0 – 400 mg/l	Ninhidrina
2520	Amoníaco, libre		0,00 – 3,65 mg/l de NH ₃	como amonio
104	Amonio, TC	1.14739	0,010 – 2,000 mg/l de NH ₄ -N	Azul de indofenol
51	Amonio, TC	1.14558	0,20 – 8,00 mg/l de NH ₄ -N	Azul de indofenol
52	Amonio, TC	1.14544	0,5 – 16,0 mg/l de NH ₄ -N	Azul de indofenol
53	Amonio, TC	1.14559	4,0 – 80,0 mg/l de NH ₄ -N	Azul de indofenol
54	Amonio, test	1.14752	0,010 – 3,00 mg/l de NH ₄ -N	Azul de indofenol
155	Amonio, test	1.00683	2,0 – 75,0 mg/l de NH ₄ -N	Azul de indofenol
163	Amonio, test	1.00683	5 – 150 mg/l de NH ₄ -N	Azul de indofenol

¹⁾ es posible corrección de turbidez

²⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Analysis Methods for the Brewery Industry"

⁶⁾ la prescripción de análisis de este método también se encuentra en el manual de "Methods for color measurement"

Número del método	Determinación TC = test en cubetas)		Intervalo total de medida	Método
2540	Annatto en queso §64 LFGB 03.00-37		0,0 – 10,0 mg/kg	Bixina / Norbixina
130	Antimonio en aguas y aguas residuales		0,10 – 8,00 mg/l de Sb	Verde billante
2601	Antocianógenos ²⁾		0 – 100 mg/l	Hidrólisis ácida
156	AOX, TC ¹⁾	1.00675	0,05 – 2,50 mg/l de AOX	Oxidación a cloruro
132	Arsénico, test ¹⁾	1.01747	0,001 – 0,100 mg/l de As	Ag-DDTC
2562	ASTM - Medición colorimétrica ⁶⁾		0,5 – 8,0	Coloración propia
314	Azúcares ³⁾		0 – 200 g/l	Ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNSA)
2632	Azúcares reductores ²⁾		0,00 – 1,00 g/l de Dextrosa	PAHBAH
164	Boro, TC ¹⁾	1.00826	0,05 – 2,00 mg/l de B	Azometina H
46	Boro, test ¹⁾	1.14839	0,050 – 0,800 mg/l de B	Rosocianina
307	Bromatos en aguas y aguas potables - Ultra Low Range		0,5 – 40,0 µg/l de BrO ₃	3,3'-Dimetilnaftidina
308	Bromatos en aguas y aguas potables - Low Range		2,5 – 200,0 µg/l de BrO ₃	3,3'-Dimetilnaftidina
146	Bromo ⁴⁾ , test ¹⁾	1.00605	0,020 – 10,00 mg/l de Br ₂	S-DPD
67	Cadmio, TC	1.14834	0,025 – 1,000 mg/l de Cd	Derivado del cadión
183	Cadmio, test	1.01745	0,0020 – 0,500 mg/l de Cd	Derivado del cadión
165	Calcio, TC ¹⁾	1.00858	10 – 250 mg/l de Ca	Púrpura de ftaleína
42	Calcio, test ¹⁾	1.14815	5 – 160 mg/l de Ca	Glioxal-bis-hidroxianilo
125	Calcio, test sensitivo ¹⁾	1.14815	1,0 – 15,0 mg/l de Ca	Glioxal-bis-hidroxianilo
304	Calcio, test ³⁾	1.00049	0,20 – 4,00 mg/l de Ca	Derivado de ftaleína
208	Capacidad de ácido hasta pH 4,3 (alcalinidad total), TC	1.01758	0,40 – 8,00 mmol/l	Reacción del indicador
2625	Carbohidratos totales ²⁾		0,000 – 6,000 g/100 ml	Antrona
2523	Caroteno (aceite de palma)		10 – 7500 mg/kg	Coloración propia
228	Cianuros, TC ¹⁾ (cianuro libre)	1.02531	0,010 – 0,500 mg/l de CN	Ácido barbitúrico + Ácido piridincarboxílico
75	Cianuros, TC ¹⁾ (cianuro libre)	1.14561	0,010 – 0,500 mg/l de CN	Ácido barbitúrico + Ácido piridincarboxílico

¹⁾ es posible corrección de turbidez

²⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Analysis Methods for the Brewery Industry"

³⁾ calibración individual necesaria

⁴⁾ también se puede determinar con Spectroquant® Test Cloro, art. 1.00598 (ver las notas de aplicación correspondientes en www.sigmaaldrich.com)

⁶⁾ la prescripción de análisis de este método también se encuentra en el manual de "Methods for color measurement"

I

Número del método	Determinación TC = test en cubetas)		Intervalo total de medida	Método
75	Cianuros, TC ¹⁾ (cianuro fácilmente liberable)	1.14561	0,010 – 0,500 mg/l de CN	Ácido cítrico / ácido barbitúrico + Ácido piridincaroilico
109	Cianuros, test ¹⁾ (cianuro libre)	1.09701	0,0020 – 0,500 mg/l de CN	Ácido barbitúrico + ácido piridincaroilico
109	Cianuros, test ¹⁾ (cianuro fácilmente liberable)	1.09701	0,0020 – 0,500 mg/l de CN	Ácido cítrico / ácido barbitúrico + Ácido piridincaroilico
174	Cinc, TC	1.00861	0,025 – 1,000 mg/l de Zn	PAR
74	Cinc, TC	1.14566	0,20 – 5,00 mg/l de Zn	PAR
41	Cinc, test ¹⁾	1.14832	0,05 – 2,50 mg/l de Zn	Cl-PAN
141	Cloro, TC ¹⁾ (cloro libre)	1.00595	0,03 – 6,00 mg/l de Cl ₂	S-DPD
142	Cloro, TC ¹⁾ (cloro libre + cloro total)	1.00597	0,03 – 6,00 mg/l de Cl ₂	S-DPD
143	Cloro, test ¹⁾ (cloro libre)	1.00598	0,010 – 6,00 mg/l de Cl ₂	S-DPD
145	Cloro, test ¹⁾ (cloro total)	1.00602	0,010 – 6,00 mg/l de Cl ₂	S-DPD
144	Cloro, test ¹⁾ (cloro libre + cloro total)	1.00599	0,010 – 6,00 mg/l de Cl ₂	S-DPD
194	Cloro, TC ¹⁾ (cloro libre + cloro total)	1.00086/1.00087/ 1.00088/1.00089	0,03 – 6,00 mg/l de Cl ₂	DPD
306	Cloro, test ¹⁾ (cloro libre + cloro total)	1.00086/1.00087/ 1.00088/1.00089	0,010 – 1,000 mg/l de Cl ₂	DPD
2509	Clorofila a (DIN/ISO)		resultado en µg/l de Ch-a o de Phaeo	Coloración propia
2504	Clorofila a (APHA/ASTM)		resultado en mg/m ³ de Chl-a o de Phaeo	Coloración propia
2507	Clorofila a, b, c (APHA/ASTM)		resultado en mg/m ³ de Chl-a, -b, -c	Coloración propia
95	Cloruros, TC ¹⁾	1.14730	5 – 125 mg/l de Cl	Hierro(III) tiocianato
110	Cloruros, test ¹⁾	1.14897	2,5 – 25,0 mg/l de Cl	Hierro(III) tiocianato
63	Cloruros, test ¹⁾	1.14897	10 – 250 mg/l de Cl	Hierro(III) tiocianato
218	Cloruros, TC ¹⁾	1.01804	0,5 – 15,0 mg/l de Cl	Hierro(III) tiocianato
219	Cloruros, test ¹⁾	1.01807	0,10 – 5,00 mg/l de Cl	Hierro(III) tiocianato
232	Cobalto, TC ¹⁾	1.17244	0,05 – 2,00 mg/l de Co	Sal Nitroso R
305	Cobalto en aguas		0,5 – 10,0 mg/l de Co	Sal Nitroso R
2613	Cobre - EBC ²⁾		0,10 – 5,00 mg/l de Cu	Cupretol
26	Cobre, TC ¹⁾	1.14553	0,05 – 8,00 mg/l de Cu	Cuprizona
27	Cobre, test ¹⁾	1.14767	0,02 – 6,00 mg/l de Cu	Cuprizona
83	Cobre baños		2,0 – 80,0 g/l de Cu	Coloración propia

¹⁾ es posible corrección de turbidez²⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Analysis Methods for the Brewery Industry"

Número del método	Determinación TC = test en cubetas)	Intervalo total de medida	Método
300	Coefficiente de absorción espectral $\alpha(254)^{6)}$	0,1 – 250 m ⁻¹	Medición a 254 nm
302	Coefficiente de absorción espectral $\alpha(436)^{6)}$	0,1 – 250 m ⁻¹	Medición a 436 nm
301	Coefficiente de atenuación espectral $\mu(254)^{6)}$	0,1 – 250 m ⁻¹	Medición a 254 nm
2571	Coefficiente de atenuación espectral $\mu(254)$, corregido ⁵⁾	0,0 – 250 m ⁻¹	Absorción a 254 y 550 nm
2550	Color de azúcar (basado en ICUMSA® GS2-10 (2024)) ⁶⁾	0 – 50 IU	Absorción a 420 nm
2548	Color de azúcar pH 7.0 (basado en ICUMSA® GS1-7 (2024)) ⁶⁾	250 – 16 000 IU	Absorción a 420 nm
2549	Color de azúcar pH 7.0 (basado en ICUMSA® GS2-9 (2024)) ⁶⁾	0 – 600 IU	Absorción a 420 nm
2551	Color de azúcar pH 7.0 (MOPS) (basado en ICUMSA® GS9-8 (2011)) ⁶⁾	0 – 16 000 IU	Absorción a 420 nm
2633	Coloración - ASBC ^{2), 5)}	0,0 – 50,0 °SRM 0,0 – 100,0 EBC Units	Absorción a 430 nm
2602	Coloración - EBC ^{2), 5)}	0,0 – 60,0 EBC Units	Absorción a 430 nm
15	Coloración $\alpha(436)$ (coeficiente de absorción espectral) ⁶⁾	0,1 – 250 m ⁻¹	Medición a 436 nm
61	Coloración $\alpha(525)$ (coeficiente de absorción espectral) ⁶⁾	0,1 – 250 m ⁻¹	Medición a 525 nm
78	Coloración $\alpha(620)$ (coeficiente de absorción espectral) ⁶⁾	0,1 – 250 m ⁻¹	Medición a 620 nm
303	Coloración (410) (EN 7887) ⁶⁾	2 – 2500 mg/l de Pt	Medición a 410 nm
Coloración de soluciones de azúcar - ver Color de azúcar			
32	Coloración Hazen ^{1), 6)}	0,2 – 500 mg/l de Pt/Co (Hazen)	Método con patrón platino-cobalt, medición a 340 nm
179	Coloración Hazen ^{1), 6)}	0 – 1000 mg/l de Pt/Co (Hazen)	Método con patrón platino-cobalt, medición a 445 nm

¹⁾ es posible corrección de turbidez

²⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Analysis Methods for the Brewery Industry"

⁵⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Methods for color measurement"

⁶⁾ la prescripción de análisis de este método también se encuentra en el manual de "Methods for color measurement"

I

Número del método	Determinación TC = test en cubetas)		Intervalo total de medida	Método
180	Coloración Hazen ^{1), 6)}		0 – 1000 mg/l de Pt/Co (Hazen)	Método con patrón platino-cobalt, medición a 455 nm
181	Coloración Hazen ^{1), 6)}		0 – 1000 mg/l de Pt/Co (Hazen)	Método con patrón platino-cobalt, medición a 465 nm
2588	Coloración $\alpha(436)$, $\alpha(525)$ y $\alpha(620)$ ⁵⁾		0,0 – 250,0 m ⁻¹	Absorción a 436, 525 y 620 nm
309	Componentes orgánicos absorbentes de UV ⁵⁾		0,0000 – 1,000 A/cm 0,0000 – 1,000 cm ⁻¹ 0,00 – 100 mm ⁻¹	Absorción a 254 nm
310	Componentes orgánicos absorbentes de UV (absorción UV 254 nm) ⁵⁾		0,0000 – 3,000 A/cm 0,0000 – 3,000 cm ⁻¹ 0,00 – 300,0 m ⁻¹	Absorción a 254 nm
172	COT, TC	1.14878	5,0 – 80,0 mg/l de COT	Oxidación con peroxodisulfato / indicador
173	COT, TC	1.14879	50 – 800 mg/l de COT	Oxidación con peroxodisulfato / indicador
39	Cromatos, TC ¹⁾	1.14552	0,05 – 2,00 mg/l de Cr	Difenilcarbazida
39	Cromatos, TC ¹⁾ (cromo total)	1.14552	0,05 – 2,00 mg/l de Cr	Oxidación con peroxodisulfato / Difenilcarbazida
40	Cromatos, test ¹⁾	1.14758	0,010 – 3,00 mg/l de Cr	Difenilcarbazida
20	Cromo baños		4,0 – 400 g/l de CrO ₃	Coloración propia
157	DBO, TC ¹⁾	1.00687	0,5 – 3000 mg/l de BSB	Método de Winkler modificado
2528	delta K268 (aceite de oliva)		-0,10 – 1,00	Absorción UV
2529	delta K270 (aceite de oliva)		-0,10 – 1,00	Absorción UV
2631	Diacetilo (ASBC) ²⁾		0,00 – 4,00 mg/l de Diacetilo	a-Naftol
	Diacetilo (EBC) - ver Diquetonas vecinales			
313	Densidad celular (OD600)		-0,020 – 1,200	Medición a 600 nm
	Densidad celular - ver McFarland o Densidad celular (OD600)			
149	Dióxido de cloro, test ¹⁾	1.00608	0,020 – 10,00 mg/l de ClO ₂	S-DPD
2620	Diquetonas vecinales ²⁾		0,000 – 2,000 mg/kg	Fenilendiamina

¹⁾ es posible corrección de turbidez

²⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Analysis Methods for the Brewery Industry"

⁵⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Methods for color measurement"

⁶⁾ la prescripción de análisis de este método también se encuentra en el manual de "Methods for color measurement"

Número del método	Determinación TC = test en cubetas)		Intervalo total de medida	Método
2584	Distancia de color CIE ⁵⁾		ΔE^*_{ab} 0,00 – 200,00 ΔL^* -200,00 – 200,00 Δa^* -200,00 – 200,00 Δb^* -200,00 – 200,00 ΔC^*_{ab} -200,00 – 200,00	Medición comparativa de los grados de transmisión de 360 – 780 nm
2585	Distancia de color Hunter ⁵⁾		ΔE^*_{H} 0,00 – 200,00 ΔL^* -200,00 – 200,00 Δa^* -200,00 – 200,00 Δb^* -200,00 – 200,00	Grados de transmisión de 360 – 780 nm
2524	DOBI (aceite de palma)		0,00 – 4,00	Absorción UV
31	DQO, TC ¹⁾	1.14560	4,0 – 40,0 mg/l de DQO	Oxidación con ácido cromosulfúrico / determinación como cromato
211	DQO, TC ¹⁾	1.01796	5,0 – 80,0 mg/l de DQO	Oxidación con ácido cromosulfúrico / determinación como cromato
14	DQO, TC ¹⁾	1.14540	10 – 150 mg/l de DQO	Oxidación con ácido cromosulfúrico / determinación como cromato
105	DQO, TC ¹⁾	1.14895	15 – 300 mg/l de DQO	Oxidación con ácido cromosulfúrico / determinación como cromato
93	DQO, TC ¹⁾	1.14690	50 – 500 mg/l de DQO	Oxidación con ácido cromosulfúrico / determinación como cromato
23	DQO, TC ¹⁾	1.14541	25 – 1500 mg/l de DQO	Oxidación con ácido cromosulfúrico / determinación como cromo(III)
94	DQO, TC ¹⁾	1.14691	300 – 3500 mg/l de DQO	Oxidación con ácido cromosulfúrico / determinación como cromo(III)
24	DQO, TC ¹⁾	1.14555	500 – 10000 mg/l de DQO	Oxidación con ácido cromosulfúrico / determinación como cromo(III)
209	DQO, TC ¹⁾	1.01797	5000 – 90000 mg/l de DQO	Oxidación con ácido cromosulfúrico / determinación como cromo(III)
137	DQO, TC (exento Hg) ¹⁾	1.09772	10 – 150 mg/l de DQO	Oxidación con ácido cromosulfúrico / determinación como cromato
138	DQO, TC (exento Hg) ¹⁾	1.09773	100 – 1500 mg/l de DQO	Oxidación con ácido cromosulfúrico / determinación como cromo(III)

¹⁾ es posible corrección de turbidez

⁵⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Methods for color measurement"

I

Número del método	Determinación TC = test en cubetas)		Intervalo total de medida	Método
220	DQO, TC para agua de mar ¹⁾	1.17058	5,0 – 60,0 mg/l de DQO	Desenriquecimiento / Oxidación con ácido cromosulfúrico / determinación como cromato
221	DQO, TC para agua de mar ¹⁾	1.17059	50 – 3000 mg/l de DQO	Desenriquecimiento / Oxidación con ácido cromosulfúrico / determinación como cromo(III)
2512	dsDNA		5 – 37500 µg/ml de dsDNA	Absorción UV
98	Dureza residual, TC ¹⁾	1.14683	0,50 – 5,00 mg/l de Ca	Púrpura de ftaleína
178	Dureza total, TC ¹⁾	1.00961	5 – 215 mg/l de Ca	Púrpura de ftaleína
2580	Espacio de color CIELAB (cromaticidad, intensidad cromática) ⁵⁾		ΔE^{*ab} 0,00 – 200,00 ΔL^{*} -200,00 – 200,00 Δa^{*} -200,00 – 200,00 Δb^{*} -200,00 – 200,00 ΔC^{*ab} -200,00 – 200,00	Medición comparativa de los grados de transmisión de 360 – 780 nm
2581	Espacio de color CIELUV ⁵⁾		L^{*} 0,00 – 105,00 u^{*} -180,0 – 180,0 v^{*} -180,0 – 180,0 C^{*uv} 0,00 – 300,00 S^{*uv} 0,000 – 200,000	Grados de transmisión de 360 – 780 nm
2582	Espacio de color CIExyY ⁵⁾		x 0,0000 – 0,8000 y 0,0000 – 0,8000 Y 0,000 – 200,000	Grados de transmisión de 360 – 780 nm
2583	Espacio de color HunterLab ⁵⁾		L^{*} 0,00 – 105,00 a^{*} -180,0 – 180,0 b^{*} -180,0 – 180,0	Grados de transmisión de 360 – 780 nm
100	Estaño, TC ¹⁾	1.14622	0,10 – 2,50 mg/l de Sn	Violeta de pirocatquina
235	Estaño, TC ¹⁾	1.17265	0,10 – 2,50 mg/l de Sn	Violeta de pirocatquina
73	Fenol, TC ¹⁾	1.14551	0,10 – 2,50 mg/l de C ₆ H ₅ OH	MBTH
176	Fenol, test ¹⁾	1.00856	0,025 – 5,00 mg/l de C ₆ H ₅ OH	Aminoantipirina
177	Fenol, test ¹⁾	1.00856	0,002 – 0,100 mg/l de C ₆ H ₅ OH	Aminoantipirina, por extracción
2621	Fenoles volátiles en vapor de agua - mosto ²⁾		0,00 – 3,00 mg/kg	Aminoantipirina, por extracción
2621	Fenoles volátiles en vapor de agua - cerveza ²⁾		0,00 – 0,30 mg/kg	Aminoantipirina, por extracción
2622	Fenoles volátiles en vapor de agua - mosto ²⁾		0,00 – 3,00 mg/kg	Aminoantipirina, por extracción

¹⁾ es posible corrección de turbidez²⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Analysis Methods for the Brewery Industry"⁵⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Methods for color measurement"

Número del método	Determinación TC = test en cubetas)		Intervalo total de medida	Método
2622	Fenoles volátiles en vapor de agua - cerveza ²⁾		0,00 – 0,30 mg/kg	Aminoantipirina, por extracción
	Feofitina (DIN/ISO) / (APHA/ASTM) - ver Clorofila a (DIN/ISO) o (APHA/ASTM)			
2626	Flavonoides ²⁾		3 – 200 mg/l	4-Dimethylaminozimtaldehyd
2635	Floculación (ASBC) ²⁾		0,0 – 100,0 %	Turbidez
215	Fluoruros, TC ¹⁾	1.00809	0,10 – 1,80 mg/l de F	Alizarincomplexona
216	Fluoruros, TC sensitivo	1.00809	0,025 – 0,500 mg/l de F	Alizarincomplexona
234	Fluoruros, TC	1.17243	0,10 – 2,50 mg/l de F	SPADNS (exento As)
166	Fluoruros, test ¹⁾	1.14598	0,10 – 2,00 mg/l de F	Alizarincomplexona
167	Fluoruros, test ¹⁾	1.14598	1,0 – 20,0 mg/l de F	Alizarincomplexona
217	Fluoruros, test	1.00822	0,02 – 2,00 mg/l de F	SPADNS
233	Fluoruros, test	1.17236	0,02 – 2,00 mg/l de F	SPADNS (exento As)
28	Formaldehído, TC ¹⁾	1.14500	0,10 – 8,00 mg/l de HCHO	Ácido cromotrópico
91	Formaldehído, test ¹⁾	1.14678	0,02 – 8,00 mg/l de HCHO	Ácido cromotrópico
2535	Fosfatida Leche §64 LFGB 01.00-41		0 – 750 mg/100 g de P	Incineración / Azul de fosfomolibdeno
212	Fosfatos, TC	1.00474	0,05 – 5,00 mg/l de PO ₄ -P	Azul de fosfomolibdeno
55	Fosfatos, TC	1.14543	0,05 – 5,00 mg/l de PO ₄ -P	Azul de fosfomolibdeno
55	Fosfatos, TC (fósforo total)	1.14543	0,05 – 5,00 mg/l de P	Oxidación con peroxodisulfato / Azul de fosfomolibdeno
213	Fosfatos, TC	1.00475	0,5 – 25,0 mg/l de PO ₄ -P	Azul de fosfomolibdeno
86	Fosfatos, TC	1.14729	0,5 – 25,0 mg/l de PO ₄ -P	Azul de fosfomolibdeno
86	Fosfatos, TC (fósforo total)	1.14729	0,5 – 25,0 mg/l de P	Oxidación con peroxodisulfato / Azul de fosfomolibdeno
152	Fosfatos, TC	1.00616	3,0 – 100,0 mg/l de PO ₄ -P	Azul de fosfomolibdeno
214	Fosfatos, TC	1.00673	3,0 – 100,0 mg/l de PO ₄ -P	Azul de fosfomolibdeno
214	Fosfatos, TC (fósforo total)	1.00673	3,0 – 100,0 mg/l de P	Oxidación con peroxodisulfato / Azul de fosfomolibdeno
56	Fosfatos, test	1.14848	0,0025 – 5,00 mg/l de PO ₄ -P	Azul de fosfomolibdeno
162	Fosfatos, test	1.00798	1,0 – 100,0 mg/l de PO ₄ -P	Azul de fosfomolibdeno
69	Fosfatos, TC ¹⁾	1.14546	0,5 – 25,0 mg/l de PO ₄ -P	Vanadatolibdato
70	Fosfatos, test ¹⁾	1.14842	0,5 – 30,0 mg/l de PO ₄ -P	Vanadatolibdato

¹⁾ es posible corrección de turbidez²⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Analysis Methods for the Brewery Industry"

I

Número del método	Determinación TC = test en cubetas)		Intervalo total de medida	Método
2533	Fósforo Carne §64 LFGB 06.00-9		0,000 – 2,500 g/100 g de P ₂ O ₅	Incineración / Vanadatolibdato
2534	Fósforo Jugo EN 1136		0,0 – 300,0 mg/l de P	Azul de fosfomolibdeno
2532	Fósforo Leche §64 LFGB 01.00-92		0 – 2000 mg/100 g de P	Incineración / Azul de fosfomolibdeno
2561	Gardner - Medición colorimétrica ⁵⁾		1,0 - 18,0 Gardner	Grados de transmisión de 360 – 780 nm
2575	Grado de blanco ⁵⁾		40,0 – 220,0 WI _{10mm}	Grados de transmisión de 380 – 780 nm
2576	Grado de blanco ⁵⁾		40,0 – 220,0 WI _{50mm}	Grados de transmisión de 380 – 780 nm
2579	Grados de transmisión T _x , T _y , T _z ⁵⁾		T _x 0,0 – 150,0 T _y 0,0 – 150,0 T _z 0,0 – 150,0	Grados de transmisión de 380 – 780 nm
	Hazen - ver Coloración Hazen			
44	Hidracina, test ¹⁾	1.09711	0,005 – 2,00 mg/l de N ₂ H ₄	4-Dimetilaminobenzaldehído
2538	Hidroxiprolina Carne §64 LFGB 06.00-8		0,000 – 1,000 g/100 g	4-Dimetilaminobenzaldehído
2642	Hierro - ASBC ²⁾		0,00 – 3,00 mg/l de Fe	1,10-Fenantrolina
2643	Hierro - ASBC ²⁾		0,00 – 3,00 mg/l de Fe	2,2'-Bipiridina
2644	Hierro - ASBC ²⁾		0,00 – 0,40 mg/l de Fe	Triazina (ferrozina)
2623	Hierro - EBC ²⁾		0,000 – 1,000 mg/l de Fe	Triazina
2624	Hierro - EBC ²⁾		0,000 – 0,800 mg/l de Fe	Triazina
37	Hierro, TC	1.14549	0,05 – 4,00 mg/l de Fe	Triazina
106	Hierro, TC ¹⁾	1.14896	1,0 – 50,0 mg/l de Fe (Fe(II) und Fe(III))	2,2'-Bipiridina
38	Hierro, test	1.14761	0,0025 – 5,00 mg/l de Fe	Triazina
161	Hierro, test ¹⁾	1.00796	0,010 – 5,00 mg/l de Fe (Fe(II) und Fe(III))	1,10-Fenantrolina
2587	Índice de anisidina ⁵⁾		0,0 – 200,0 AV	Medición a 350 nm
33	Índice de coloración de yodo ⁶⁾		0,010 – 3,00	Medición a 340 nm
21	Índice de coloración de yodo ⁶⁾		0,2 – 50,0	Medición a 445 nm
2586	Índice de coloración Hess-Ives ⁵⁾		0,0 – 400 H-I	Absorción a 460, 470, 560 y 640 nm

II

III

IV

¹⁾ es posible corrección de turbidez

²⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Analysis Methods for the Brewery Industry"

⁵⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Methods for color measurement"

⁶⁾ la prescripción de análisis de este método también se encuentra en el manual de "Methods for color measurement"

Número del método	Determinación TC = test en cubetas)		Intervalo total de medida	Método
311	Índice de coloración Klett ⁵⁾		0 – 1000 Klett417	Absorción a 417 nm
2577	Índice de reproducción cromática ⁵⁾		-6,00 – 3,00 TI _{10mm}	Grados de transmisión de 360 – 780 nm
2578	Índice de reproducción cromática ⁵⁾		-6,00 – 3,00 TI _{50mm}	Grados de transmisión de 360 – 780 nm
310	Irradiación UV (absorción UV 254 nm) ⁵⁾		0,0000 – 3,000 A/cm 0,0000 – 3,000 cm ⁻¹ 0,00 – 300,0 m ⁻¹	Absorción a 254 nm
2611	Iso- α -Ácidos ²⁾		0 – 60 mg/l	Absorción UV
2525	K232 (aceite de oliva)		0,00 – 4,00	Absorción UV
2526	K268 (aceite de oliva)		0,00 – 4,00	Absorción UV
2527	K270 (aceite de oliva)		0,00 – 4,00	Absorción UV
158	Magnesio, TC ¹⁾	1.00815	5,0 – 75,0 mg/l de Mg	Púrpura de ftaleína
159	Manganeso, TC ¹⁾	1.00816	0,10 – 5,00 mg/l de Mn	Formaldoxima
19	Manganeso, test ¹⁾	1.14770	0,010 – 10,00 mg/l de Mn	Formaldoxima
226	Manganeso, test ¹⁾	1.01846	0,005 – 2,00 mg/l de Mn	PAN
2513	McFarland		0,0 – 10,0	Densidad celular, turbidimétrico
135	Mercurio en aguas y aguas residuales		0,025 – 1,000 mg/l de Hg	Cetona de Michler
175	Molibdeno, TC	1.00860	0,02 – 1,00 mg/l de Mo	Rojo de brompirogalo
206	Molibdeno, test	1.19252	0,5 – 45,00 mg/l de Mo	Ácido mercaptoacético
185	Monocloramina, test	1.01632	0,050 – 10,00 mg/l de Cl ₂	Azul de indofenol
2614	Níquel - EBC ²⁾		0,10 – 5,00 mg/l de Ni	Dimetilglioxima
17	Níquel, TC ¹⁾	1.14554	0,10 – 6,00 mg/l de Ni	Dimetilglioxima
18	Níquel, test ¹⁾	1.14785	0,02 – 5,00 mg/l de Ni	Dimetilglioxima
57	Níquel baños		2,0 – 120 g/l de Ni	Coloración propia
59	Nitratos, TC ¹⁾	1.14542	0,5 – 18,0 mg/l de NO ₃ -N	Nitrospectral
30	Nitratos, TC ¹⁾	1.14563	0,5 – 25,0 mg/l de NO ₃ -N	2,6-Dimetilfenol
107	Nitratos, TC ¹⁾	1.14764	1,0 – 50,0 mg/l de NO ₃ -N	2,6-Dimetilfenol
151	Nitratos, TC ¹⁾	1.00614	23 – 225 mg/l de NO ₃ -N	2,6-Dimetilfenol
60	Nitratos, test ¹⁾	1.14773	0,20 – 20,0 mg/l de NO ₃ -N	Nitrospectral
139	Nitratos, test ¹⁾	1.09713	0,10 – 25,0 mg/l de NO ₃ -N	2,6-Dimetilfenol
72	Nitratos, TC en agua de mar ¹⁾	1.14556	0,10 – 3,00 mg/l de NO ₃ -N	Resorcina
140	Nitratos, test en agua de mar ¹⁾	1.14942	0,2 – 17,0 mg/l de NO ₃ -N	Resorcina

¹⁾ es posible corrección de turbidez

²⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Analysis Methods for the Brewery Industry"

⁵⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Methods for color measurement"

Métodos de análisis y Apendices – I Tests fotométricos y métodos disponibles

I

Número del método	Determinación TC = test en cubetas)		Intervalo total de medida	Método
227	Nitratos, test	1.01842	0,3 – 30,0 mg/l de NO ₃ -N	Reducción / Derivado del ácido benzoico
2503	Nitratos (UV)		0,0 – 7,0 mg/l de NO ₃ -N	Determinación directa en el rango UV
35	Nitritos, TC ¹⁾	1.14547	0,010 – 0,700 mg/l de NO ₂ -N	Reacción de Griess
197	Nitritos, TC ¹⁾	1.00609	1,0 – 90,0 mg/l de NO ₂ -N	Hierro(II)-etilendiamonio sulfato
36	Nitritos, test ¹⁾	1.14776	0,002 – 1,00 mg/l de NO ₂ -N	Reacción de Griess
68	Nitrógeno total, TC	1.14537	0,5 – 15,0 mg/l de N	Oxidación con peroxodi-sulfato / Nitrospectral
153	Nitrógeno total, TC ¹⁾	1.00613	0,5 – 15,0 mg/l de N	Oxidación con peroxodi-sul-fato / 2,6-Dimetilfenol
108	Nitrógeno total, TC	1.14763	10 – 150 mg/l de N	Oxidación con peroxodi-sul-fato / 2,6-Dimetilfenol
2619	Número de ácido tiobarbitúrico ²⁾		0 – 250	Ácido tiobarbitúrico
	OD280 - ver Proteína (OD280)			
	OD600 - ver Densidad celular (OD600)			
45	Oro, test	1.14821	0,5 – 12,0 mg/l de Au	Rodamina B
92	Oxígeno, TC ¹⁾	1.14694	0,5 – 12,0 mg/l de O ₂	Método Winkler modificado
148	Ozono, test ¹⁾	1.00607	0,010 – 4,00 mg/l de O ₃	S-DPD
133	Paladio en aguas y aguas residuales		0,05 – 1,25 mg/l de Pd	Tiocetona de Michler
	2,3-Pentanodiona - ver Diquetonas vecinales			
99	Peróxido de hidrógeno, TC ¹⁾	1.14731	2,0 – 20,0 mg/l de H ₂ O ₂	Sulfato titanilo
128	Peróxido de hidrógeno, TC sensitivo ¹⁾	1.14731	0,25 – 5,00 mg/l de H ₂ O ₂	Sulfato titanilo
198	Peróxido de hidrógeno, test	1.18789	0,015 – 6,00 mg/l de H ₂ O ₂	Derivado de fenantrolina
186	pH, TC	1.01744	6,4 – 8,8	Rojo de fenol
2541	Pigmento Amarillo EN ISO 11052		0,000 – 1,250 mg/100 g	β-Caroteno
47	Plata, test ¹⁾	1.14831	0,25 – 3,00 mg/l de Ag	Eosina / 1,10-Fenantrolina
134	Platino en aguas y aguas residuales		0,10 – 1,25 mg/l de Pt	o-Fenilendiamina
66	Plomo, TC ¹⁾	1.14833	0,10 – 5,00 mg/l de Pb	PAR
160	Plomo, test ¹⁾	1.09717	0,010 – 5,00 mg/l de Pb	PAR
2617	Poder reductor ²⁾		0 – 100 %	DPI

¹⁾ es posible corrección de turbidez

²⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Analysis Methods for the Brewery Industry"

Número del método	Determinación TC = test en cubetas)		Intervalo total de medida	Método
2610	Polifenoles totales ²⁾		0 – 800 mg/l	Hierro(III)
103	Potasio, TC	1.14562	5,0 – 50,0 mg/l de K	Kalignost®, turbidimétrico
150	Potasio, TC	1.00615	30 – 300 mg/l de K	Kalignost®, turbidimétrico
2539	Prolina Jugo EN 1141		0 – 1200 mg/l	Ninhidrina
319	Protein BCA ³⁾		200 – 1000 µg/l de BSA	Ácido bicinonínico (BCA)
315	Protein Biuret Low Range ³⁾		0,5 – 5,0 g/l de BSA	Reacción de Biuret
316	Protein Biuret High Range ³⁾		1 – 10 g/l de BSA	Reacción de Biuret
2639	Proteína cerveza, estabilizada ²⁾		0,00 – 100,00 % (wt/wt)	Absorción UV
2638	Proteína cerveza, no estabilizada ²⁾		0,00 – 100,00 % (wt/wt)	Absorción UV
2640	Proteína cerveza, oscura ²⁾		0,00 – 100,00 % (wt/wt)	Absorción UV
2641	Proteína mosto ²⁾		0,00 – 100,00 % (malt/db)	Absorción UV
312	Proteína (OD280)		-0,020 – 2,000	Medición a 280 nm
2615	Prueba de yodo, fotométrica ²⁾		0,00 – 0,80	Yodo
2616	Prueba de yodo, fotométrica ²⁾		0,00 – 0,80	Yodo
207	Reductores de oxígeno, test	1.19251	0,020 – 0,500 mg/l de DEHA	FerroZine®
2510	RNA		4 – 30000 µg/ml de RNA	Absorción UV
2536	Sacarina EN 1376		0,0 – 1200,0 mg/g	Absorción UV
2563	Saybolt - Medición colorimétrica ⁶⁾		-16,0 - 31,0 Saybolt	Grados de transmisión de 380 – 780 nm
2564	Saybolt - Medición colorimétrica ⁶⁾		-16,0 - 31,0 Saybolt	Grados de transmisión de 380 – 780 nm
79	Silicatos (ácido silícico), test	1.14794	0,11 – 10,70 mg/l de SiO ₂	Azul de silicomolibdeno
81	Silicatos (ácido silícico), test	1.14794	0,011 – 1,600 mg/l de SiO ₂	Azul de silicomolibdeno
169	Silicatos (ácido silícico), test ¹⁾	1.00857	1,1 – 107,0 mg/l de SiO ₂	Silicomolibdato
171	Silicatos (ácido silícico), test ¹⁾	1.00857	11 – 1070 mg/l de SiO ₂	Silicomolibdato
225	Silicatos (ácido silícico), test	1.01813	0,25 – 500,0 µg/l SiO ₂	Azul de silicomolibdeno
168	Sodio, TC en soluciones nutritivas ¹⁾	1.00885	10 – 300 mg/l de Na	como cloruro
2511	ssDNA		3 – 25000 µg/ml de ssDNA	Absorción UV
2634	Storage Index de lúpulo (HSI) ²⁾		0,00 – 2,00 HSI	Absorción UV
229	Sulfatos, TC	1.02532	1,0 – 50,0 mg/l de SO ₄	Sulfato de bario, turbidimétrico

¹⁾ es posible corrección de turbidez

²⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Analysis Methods for the Brewery Industry"

³⁾ calibración individual necesaria

⁶⁾ la prescripción de análisis de este método también se encuentra en el manual de "Methods for color measurement"

I

Número del método	Determinación TC = test en cubetas)		Intervalo total de medida	Método
64	Sulfatos, TC	1.14548	5 – 250 mg/l de SO ₄	Sulfato de bario, turbidimétrico
154	Sulfatos, TC	1.00617	50 – 500 mg/l de SO ₄	Sulfato de bario, turbidimétrico
82	Sulfatos, TC	1.14564	100 – 1000 mg/l de SO ₄	Sulfato de bario, turbidimétrico
224	Sulfatos, test	1.01812	0,50 – 50,0 mg/l de SO ₄	Sulfato de bario, turbidimétrico
230	Sulfatos, test ⁷⁾	1.02537	5 – 300 mg/l de SO ₄	Sulfato de bario, turbidimétrico
236	Sulfatos, test ⁷⁾	1.02537	5 – 300 mg/l de SO ₄	Sulfato de bario, turbidimétrico
71	Sulfitos, TC ¹⁾	1.14394	1,0 – 20,0 mg/l de SO ₃	Reactivo de Ellman
127	Sulfitos, TC sensitivo ¹⁾	1.14394	0,05 – 3,00 mg/l de SO ₃	Reactivo de Ellman
187	Sulfitos, test ¹⁾	1.01746	1,0 – 60,0 mg/l de SO ₃	Reactivo de Ellman
80	Sulfuros, test ¹⁾	1.14779	0,020 – 1,50 mg/l de S	Dimetil-p-fenilendiamina
182	Sustancias sólidas en suspensión		1 – 750 mg/l de SusS	
231	Tensioactivos (aniónicos), TC	1.02552	0,05 – 2,00 mg/l de SDSA	Azul de metileno
192	Tensioactivos (catiónicos), TC ¹⁾	1.01764	0,05 – 1,50 mg/l de k-Ten	Azul de disulfina
193	Tensioactivos (no iónicos), TC ¹⁾	1.01787	0,10 – 7,50 mg/l de n-Ten	TBPE
2572	Transmisión de UV a 254 nm ⁵⁾		0,00 – 105,00 %T/cm	Transmisión a 254 nm
77	Turbidez		1 – 100 FAU	Medición a 550 nm
2603	Unidades de amargor - cerveza ²⁾		1,0 – 80,0 BU	Absorción UV
2604	Unidades de amargor - mosto ²⁾		1,0 – 120,0 BU	Absorción UV
2573	Valor de amarillo ⁵⁾		0,0 – 30,0 YI _{10mm}	Grados de transmisión de 380 – 780 nm
2574	Valor de amarillo ⁵⁾		0,0 – 90,0 YI _{50mm}	Grados de transmisión de 380 – 780 nm
147	Yodo ⁴⁾ , test ¹⁾	1.00606	0,050 – 10,00 mg/l de I ₂	S-DPD

II

III

IV

¹⁾ es posible corrección de turbidez

²⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Analysis Methods for the Brewery Industry"

⁴⁾ también se puede determinar con Spectroquant® Test Cloro, art. 1.00598 (ver las notas de aplicación correspondientes en www.sigmaaldrich.com)

⁵⁾ la prescripción de análisis de este método se encuentra en el manual de "Methods for color measurement"

⁷⁾ **solo al seleccionar el método manualmente:**

para lotes con una vida útil mínima **hasta** 2021/10/31: seleccione el método número **230**

para lotes con una vida útil mínima **después** del 2021/10/31: seleccione el método número **236**

Métodos preprogramados AQA1 y PipeCheck

AQA1

Número del método	Nombre	Art.	Método	Contenido
9002	Certipur® Patrón UV-VIS 1	1.08160.0001	Exactitud fotométrica	Solución de dicromato potásico
9003	Certipur® Patrón UV-VIS 1a	1.04660.0001	Exactitud fotométrica	Solución de dicromato potásico
9005	Certipur® Patrón UV-VIS 2	1.08161.0001	Luz difusa	Solución de nitrito sódico
9008	Certipur® Patrón UV-VIS 3	1.08163.0001	Luz difusa	Solución de yoduro sódico
9009	Certipur® Patrón UV-VIS 4	1.08164.0001	Luz difusa	Solución de cloruro potásico
9007	Certipur® Patrón UV-VIS 5	1.08165.0001	Resolución espectral	Solución de tolueno en n-hexano
9004	Certipur® Patrón UV-VIS 6	1.08166.0001	Exactitud de la longitud de onda	Solución de óxido de holmio
9001	Spectroquant® PhotoCheck	1.14693.0001	Exactitud fotométrica	Soluciones de color

PipeCheck


Número del método	Nombre	Art.	Volumen de la pipeta	Contenido
9012	Spectroquant® PipeCheck	1.14692.0001	2,0 ml	Solución de control y de referencia
9013	Spectroquant® PipeCheck	1.14692.0001	3,0 ml	Solución de control y de referencia
9014	Spectroquant® PipeCheck	1.14692.0001	5,0 ml	Solución de control y de referencia
9015	Spectroquant® PipeCheck	1.14692.0001	10,0 ml	Solución de control y de referencia

Acesulfamo K en edulcorantes de mesa


corresponde a **EN 1377** y al **Art. 64 del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB) 57.22.99-3**

Aplicación



Intervalo de medida:	0,0 – 1200,0 mg/g	cubeta de cuarzo de 10 mm	Método 2537
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		



Pesar en un matraz aforado de 500 ml la muestra pulverizada con una exactitud de 0,1 mg.




Disolver, filtrar y diluir la muestra según la EN 1377 [1] ó bien el Art. 64 del LFGB 57.22.99-3 [2].




Seleccionar el método núm. **2537**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.




Introducir el pesaje en miligramos.




Confirmar mediante <OK>.



Toque en la tecla <Start>.




Añadir la solución en la cubeta de cuarzo.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El resultado será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para cada nueva serie de medición ha de verificarse la calibración preprogramada mediante soluciones patrón (ver la sección "Adjustment"). En el caso de que se presenten desviaciones significantes, será necesario recalibrar el método. Para tal fin, proceder de acuerdo con la prescripción de aplicación.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.


Ácido cianúrico

1.19253


Test

Intervalo 2 – 160 mg/l de ácido cianúrico cubeta de 20 mm


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.



Filtrar las soluciones de la muestra turbias.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo vacío (p. es. tubos de fondo plano, art. 1.14902).




Añadir 5,0 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) con la pipeta en una cubeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 **comprimido de reactivo Cyanuric Acid**, aplastar con la barra agitadora y cerrar con la tapa roscada.




Agitar por balanceo la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Añadir la solución en la cubeta rectangular.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón a partir de una solución de ácido cianúrico, art. 8.20358 (ver apartado "Soluciones patrón").


Ácidos orgánicos volátiles

1.01749

Test en cubetas

Intervalo 50 – 3000 mg/l de ácido orgánico volátil (calculado como ácido acético)


de medida: 71 – 4401 mg/l de ácido orgánico volátil (calculado como ácido butírico)




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–12.



Pipetear 0,50 ml de **OA-1K** en un cubeta redonda.



Añadir 0,50 ml de la muestra con la pipeta, cerrar la cubeta con la tapa roscada y mezclar.



Calentar la cubeta durante 15 minutos a 100 °C en el termorre-actor. Después refrigera-
r a temperatura ambiente con agua corriente del grifo.




Añadir 1,0 ml de **OA-2K** con la pipeta.




Añadir 1,0 ml de **OA-3K** con la pipeta.



Añadir 1,0 ml de **OA-4K** con la pipeta, cerrar la cubeta con la tapa roscada y agitar inten-
samente.



Tiempo de reacción:
1 minuto



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón a partir de una solución de acetato sódico anhidro, art. 1.06268 (ver apartado "Soluciones patrón").


Ácidos orgánicos volátiles

1.01809

Test

Intervalo 50 – 3000 mg/l de ácido orgánico volátil (calculado como ácido acético)


de medida: 71 – 4401 mg/l de ácido orgánico volátil (calculado como ácido butírico)



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–12.




Pipetear 0,75 ml de **OA-1** en un cubeta redonda.



Añadir 0,5 ml de **OA-2** con la pipeta.



Añadir 0,50 ml de la muestra con la pipeta, cerrar la cubeta con la tapa roscada y mezclar.




Calentar la cubeta durante 15 minutos a 100 °C en el termorre-actor. Después refrige-rar a temperatura ambiente con agua corriente del grifo.




Añadir 1,0 ml de **OA-3** con la pipeta.




Añadir 1,0 ml de **OA-4** con la pipeta.



Añadir 1,0 ml de **OA-5** con la pipeta, cerrar la cubeta con la tapa roscada y agitar inten-samente.



Tiempo de reacción: 1 minuto



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón a partir de una solución de acetato sódico anhidro, art. 1.06268 (ver apartado "Soluciones patrón").

ADMI - Medición colorimétrica **Aplicación**

corresponde a **APHA 2120F** (ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method)

Intervalo	10 – 1000	cubeta de 10 mm	Método 2516
de medida:	10 – 500	cubeta de 10 mm	Método 2517
	2,0– 100,0	cubeta de 50 mm	Método 2518
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		

Preparación:




Filtrar las soluciones turbias de la muestra.

Determinación con el valor pH original:




Seleccionar el método núm. **2516, 2517** o resp. **2518**.

Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.




Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El ADMI será indicado en la pantalla.




Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

ADMI - Medición colorimétrica **Aplicación**

corresponde a **APHA 2120F** (ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method)


Determinación con un valor pH de 7,0:




Comprobar el valor del pH de la muestra, valor necesario: pH 7,0. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Seleccionar el método núm. **2516**, **2517** o resp. **2518**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.




Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El ADMI será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Nota:

El factor ADMI de 1400, utilizado para obtener el resultado de medición, podrá ser ajustado por el usuario (para más detalles, ver aplicación).

En caso de **mediciones en serie** se puede aumentar la exactitud de medición mediante un ajuste a cero antes de **cada** medición individual.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución de referencia platino-cobalto (Hazen 500) lista para el uso Certipur®, art. 1.00246, concentración 500 mg/l de Pt.


Aluminio

1.00594

Test en cubetas

Intervalo 0,02 – 0,50 mg/l de Al


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 6,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Añadir 1 microcuchara azul rasa de **Al-1K**, cerrar la cubeta con la tapa roscada.




Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Añadir 0,25 ml de **Al-2K** con la pipeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Tiempo de reacción:
5 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 100, art. 1.18701, o la solución patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32225.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de aluminio lista para el uso Certipur®, art. 1.19770, concentración 1000 mg/l de Al.


Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 100).

Aluminio


1.14825

Test


Intervalo	0,10 – 1,20 mg/l de Al	cubeta de 10 mm
de medida:	0,05 – 0,60 mg/l de Al	cubeta de 20 mm
	0,020 – 0,200 mg/l de Al	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.



Añadir 1 microcuchara azul rasa de **AI-1** al tubo de ensayo y disolver la sustancia sólida.




Añadir 1,2 ml de **AI-2** con la pipeta y mezclar.




Añadir 0,25 ml de **AI-3** con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 2 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Para medir en la cubeta de 50 mm, debe doblarse en cada caso el volumen de la muestra y el volumen de los reactivos. En su lugar puede usarse la cubeta semimicro, art. 1.73502.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 100, art. 1.18701, o la solución patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32225.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de aluminio lista para el uso Certipur®, art. 1.19770, concentración 1000 mg/l de Al.


Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 100).

Amoníaco, libre


(como Amonio)

Aplicación


Intervalo	0,00 – 3,65 mg/l de NH_3	0,00 – 3,00 mg/l de $\text{NH}_3\text{-N}$	cubeta de 10 mm	Método 2520
de medida:	0,00 – 1,83 mg/l de NH_3	0,00 – 1,50 mg/l de $\text{NH}_3\text{-N}$	cubeta de 20 mm	Método 2520
	0,000 – 0,730 mg/l de NH_3	0,000 – 0,600 mg/l de $\text{NH}_3\text{-N}$	cubeta de 50 mm	Método 2520




Comprobar y **apuntar** el valor del pH de la muestra.




Comprobar y **apuntar** la temperatura de la muestra.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico o temperar la muestra.




Añadir 0,60 ml de **$\text{NH}_4\text{-1}$** (de test Amonio Spectroquant®, art. 1.14752) con la pipeta y mezclar.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de **$\text{NH}_4\text{-2}$** (de test Amonio Spectroquant®, art. 1.14752).



Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 5 minutos



Añadir 4 gotas de **$\text{NH}_4\text{-3}$** (de test Amonio Spectroquant®, art. 1.14752) y mezclar.




Tiempo de reacción: 5 minutos




Seleccionar el método núm. **2520**. Introducir el valor pH y la temperatura en °C de la muestra original.



Toque en la tecla <Start>.



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. En la pantalla se indicará el contenido de NH_3 y NH_3 en mg/l.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de amonio en la muestra producen soluciones de color turquesa (la solución de medición debe ser verde amarillenta a verde) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Para medir en la cubeta de 50 mm, debe doblarse en cada caso el volumen de la muestra y el volumen de los reactivos.

En su lugar puede usarse la cubeta semimicro, art. 1.73502.

Importante:


Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.

Amonio

1.14739

Test en cubetas


Intervalo	0,010 – 2,000 mg/l de N de NH_4 (" $\text{NH}_4\text{-N}$ ")
de medida:	0,013 – 2,571 mg/l de NH_4
	0,010 – 2,000 mg/l de N de NH_3 (" $\text{NH}_3\text{-N}$ ")
	0,012 – 2,432 mg/l de NH_3
	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–13. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 dosis de $\text{NH}_4\text{-1K}$ con el dosificador azul, cerrar la cubeta con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 15 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de amonio en la muestra producen soluciones de color turquesa (la solución de medición debe ser verde amarillenta a verde) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 50, art. 1.14695, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25022, 1.25023 y 1.32227.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de amonio lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04622, concentración 1000 mg/l de NH_4^+ .


Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 50).

Amonio

1.14558

Test en cubetas


Intervalo	0,20 – 8,00 mg/l de N de NH_4 (" $\text{NH}_4\text{-N}$ ")
de medida:	0,26 – 10,30 mg/l de NH_4
	0,20 – 8,00 mg/l de N de NH_3 (" $\text{NH}_3\text{-N}$ ")
	0,24 – 9,73 mg/l de NH_3
	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–13. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 1,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 dosis de $\text{NH}_4\text{-1K}$ con el dosificador azul, cerrar la cubeta con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 15 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de amonio en la muestra producen soluciones de color turquesa (la solución de medición debe ser verde amarillenta a verde) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 10, art. 1.14676, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25022, 1.25023, 1.25024 y 1.25025.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de amonio lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04622, concentración 1000 mg/l de NH_4^+ .


Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 10).

Amonio

1.14544

Test en cubetas


Intervalo	0,5 – 16,0 mg/l de N de NH_4 (" $\text{NH}_4\text{-N}$ ")
de medida:	0,6 – 20,6 mg/l de NH_4
	0,5 – 16,0 mg/l de N de NH_3 (" $\text{NH}_3\text{-N}$ ")
	0,6 – 19,5 mg/l de NH_3
	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–13. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 0,50 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 dosis de $\text{NH}_4\text{-1K}$ con el dosificador azul, cerrar la cubeta con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 15 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de amonio en la muestra producen soluciones de color turquesa (la solución de medición debe ser verde amarillenta a verde) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 20, art. 1.14675, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25023, 1.25024, 1.25025 y 1.25026.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de amonio lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04622, concentración 1000 mg/l de NH_4^+ .


Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 20).

Amonio

1.14559

Test en cubetas


Intervalo	4,0 – 80,0 mg/l de N de NH_4 (" $\text{NH}_4\text{-N}$ ")
de medida:	5,2 – 103,0 mg/l de NH_4
	4,0 – 80,0 mg/l de N de NH_3 (" $\text{NH}_3\text{-N}$ ")
	4,9 – 97,3 mg/l de NH_3
	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–13. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 0,10 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 dosis de $\text{NH}_4\text{-1K}$ con el dosificador azul, cerrar la cubeta con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 15 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de amonio en la muestra producen soluciones de color turquesa (la solución de medición debe ser verde amarillenta a verde) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 70, art. 1.14689, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25025, 1.25026 y 1.25027.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de amonio lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04622, concentración 1000 mg/l de NH_4^+ .

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 70).


Amonio

1.14752


Test

Intervalo	0,05 – 3,00 mg/l de N de NH_4 (" $\text{NH}_4\text{-N}$ ")	0,06 – 3,86 mg/l de NH_4	cubeta de 10 mm
de medida:	0,03 – 1,50 mg/l de N de NH_4 (" $\text{NH}_4\text{-N}$ ")	0,04 – 1,93 mg/l de NH_4	cubeta de 20 mm
	0,010 – 0,500 mg/l de N de NH_4 (" $\text{NH}_4\text{-N}$ ")	0,013 – 0,644 mg/l de NH_4	cubeta de 50 mm
	0,05 – 3,00 mg/l de N de NH_3 (" $\text{NH}_3\text{-N}$ ")	0,06 – 3,65 mg/l de NH_3	cubeta de 10 mm
	0,03 – 1,50 mg/l de N de NH_3 (" $\text{NH}_3\text{-N}$ ")	0,04 – 1,82 mg/l de NH_3	cubeta de 20 mm
	0,010 – 0,500 mg/l de N de NH_3 (" $\text{NH}_3\text{-N}$ ")	0,016 – 0,608 mg/l de NH_3	cubeta de 50 mm


Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–13. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.



Añadir 0,60 ml de $\text{NH}_4\text{-1}$ con la pipeta y mezclar.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de $\text{NH}_4\text{-2}$.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 5 minutos




Añadir 4 gotas de $\text{NH}_4\text{-3}$ y mezclar.




Tiempo de reacción: 5 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de amonio en la muestra producen soluciones de color turquesa (la solución de medición debe ser verde amarillenta a verde) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Para medir en la cubeta de 50 mm, debe doblarse en cada caso el volumen de la muestra y el volumen de los reactivos.

En su lugar puede usarse la cubeta semimicro, art. 1.73502.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 50, art. 1.14695, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25022, 1.25023, 1.25024 y 1.32227.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de amonio lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04622, concentración 1000 mg/l de NH_4^+ .

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 50).


Amonio

1.00683


Test

Intervalo	2,0 – 75,0 mg/l de N de NH_4 (" $\text{NH}_4\text{-N}$ ")	2,6 – 96,6 mg/l de NH_4	cubeta de 10 mm
de medida:	2,0 – 75,0 mg/l de N de NH_3 (" $\text{NH}_3\text{-N}$ ")	2,4 – 91,2 mg/l de NH_3	cubeta de 10 mm
	5 – 150 mg/l de N de NH_4 (" $\text{NH}_4\text{-N}$ ")	6 – 193 mg/l de NH_4	cubeta de 10 mm
	5 – 150 mg/l de N de NH_3 (" $\text{NH}_3\text{-N}$ ")	6 – 182 mg/l de NH_3	cubeta de 10 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.			


Intervalo de medida: 2,0 – 75,0 mg/l de $\text{NH}_4\text{-N}$




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–13. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 5,0 ml de $\text{NH}_4\text{-1}$ en un tubo de ensayo.



Añadir 0,20 ml de la muestra con la pipeta y mezclar.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de $\text{NH}_4\text{-2}$.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 15 minutos



Añadir la solución en la cubeta.




Seleccionar el método con el AutoSelector 2,0 – 75,0 mg/l de $\text{NH}_4\text{-N}$.




Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.


Intervalo de medida: 5 – 150 mg/l de $\text{NH}_4\text{-N}$




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–13. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 5,0 ml de $\text{NH}_4\text{-1}$ en un tubo de ensayo.



Añadir 0,10 ml de la muestra con la pipeta y mezclar.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de $\text{NH}_4\text{-2}$.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 15 minutos



Añadir la solución en la cubeta.



Seleccionar el método con el AutoSelector 5 – 150 mg/l de $\text{NH}_4\text{-N}$.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de amonio en la muestra producen soluciones de color turquesa (la solución de medición debe ser verde amarillenta a verde) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 70, art. 1.14689, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25025, 1.25026 y 1.25027.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de amonio lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04622, concentración 1000 mg/l de NH_4^+ .

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 70).


Annatto en queso

corresponde al Art. 64 del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB)
03.00.37

Aplicación


Intervalo de medida:	0,0 – 10,0 mg/kg	cubeta de 10 mm	Método 2540
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		

Blanco de reactivo: Extracción de annatto




Poner arena de mar en un mortero y realizar la extracción según el Art. 64 del LFGB 03.00.37, Capítulo 9.1.1 [1]: **extracto de blanco.**

Extracción en fase sólida (SPE)




Realizar con el extracto de blanco una extracción en fase sólida (SPE) según el Art. 64 del LFGB 03.00.37, Capítulo 9.1.2 [1]: **blanco de reactivo.**

Muestra de medida: Extracción de annatto




Pesar aprox. 5 g de queso desmenuzado con una exactitud de 1 mg en un mortero.



Mezclar con arena de mar y realizar la extracción según el Art. 64 del LFGB 03.00.37, Capítulo 9.1.1 [1]: **extracto de muestra.**

Extracción en fase sólida (SPE)



Realizar con el extracto de muestra una extracción en fase sólida (SPE) según el Art. 64 del LFGB 03.00.37, Capítulo 9.1.2 [1]: **blanco de reactivo.**

Annatto en queso


corresponde al **Art. 64 del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB)**
03.00.37

Aplicación


Medición:




Seleccionar el método
núm. **2540**.
Realizar el ajuste a cero
y confirmar mediante la
tecla <OK>.




Introducir el pesaje en
gramos.




Confirmar mediante
<OK>.




Toque en la tecla
<Start>.




Añadir la solución
"blanco de reactivo" en
la cubeta.




Introducir la cubeta en el
compartimiento para
cubetas.
La medición del valor en
blanco es efectuada
automáticamente.




Confirmar mediante
<OK>.




Añadir la solución
"muestra de medida"
en la cubeta.



Introducir la cubeta en el
compartimiento para
cubetas.
La medición es efectua-
da automáticamente.



Confirmar mediante
<OK>.
El resultado será indica-
do en la pantalla.



Toque en la tecla <Start>
para iniciar el proceso de
medición para la próxima
muestra.
No se vuelve a solicitar
ningún ajuste a cero.

Importante:


Para conocer el procedimiento exacto y obtener más
información sobre el método utilizado, ver la correspon-
diente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.

Antimonio en aguas y aguas residuales

Aplicación

Intervalo de medida: 0,10 – 8,00 mg/l de Sb cubeta de 10 mm


Método 130




Pipetear 4,0 ml de la muestra en una cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).




Añadir ca. 1,5 g de **aluminio cloruro hexahidrato purís.** (art. 1.01084), cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.




Añadir 1,0 ml de **ácido fosfórico 85 % p. a.** (art. 1.00573) con la pipeta. Cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 2 gotas de **reactivo 1**, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Tiempo de reacción: 3 minutos



Añadir 2 gotas de **reactivo 2**, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Tiempo de reacción: 2 minutos




Añadir 2 gotas de **reactivo 3**, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 5,0 ml de **tolueno p. a.** (art. 1.08325) con la pipeta, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente durante 30 segundos. Dejar en reposo para que se separen las fases.




Mediante una pipeta Pasteur, aspirar la capa clara superior.



Añadir la solución en la cubeta.



Seleccionar el método núm. **130**.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Nota:


Para la preparación se recomiendan cubetas vacías, art. 1.14724. Estos tubos pueden cerrarse con tapa roscada. Así es posible mezclar sin peligro.

Importante:


La composición y fabricación exactas de los reactivos 1, 2 y 3 utilizados se encuentran en la correspondiente aplicación. Allí se encuentran también más informaciones sobre el método empleado. Éste puede descargarse del sitio web.

Intervalo de medida: 0,05 – 2,50 mg/l de AOX


Preparación de la columna de adsorción:




Colocar la columna en una cubeta redonda vacía, colocar encima el embudo de vidrio, introducir 1 microcuchara azul de **AOX-1**.



Hacer recorrer completamente 3 veces 1 ml cada vez de **AOX-2** a través de la columna. Desechar la solución de lavado.




Hacer recorrer completamente 3 veces 1 ml cada vez de **AOX-3** a través de la columna. Desechar la solución de lavado.




Cerrar la columna por la parte inferior. Añadir 1 ml de **AOX-3**. Cerrar la columna por arriba y agitarla por balanceo para eliminar las burbujas de aire. Abrir la columna por la parte de arriba y llenar hasta el borde con **AOX-3**.


Enriquecimiento de muestras:




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 6–7. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido nítrico.




Conectar entre sí el depósito de vidrio y la columna preparada (cerrada por la parte de abajo).



Introducir 100 ml de la muestra y 6 gotas de **AOX-4**.




Sacar el casquillo de cierre de la columna y hacer recorrer completamente a muestra.




Separar la columna del depósito, hacer recorrer completamente 3 veces 1 ml cada vez de **AOX-3** a través de la columna. Desechar la solución de lavado.


Disgregación:




Colocar la pieza de conexión en el extremo inferior de la columna. Transferir a una cubeta vacía el carbón de la columna con 10 ml de **AOX-5** mediante una jeringa de plástico.



Añadir 2 microcucharas verdes rasas de **AOX-6**, cerrar firmemente la cubeta con la tapa roscada y mezclar.



Calentar la cubeta en el termorreactor 30 minutos a 120 °C.




Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar a temperatura ambiente en un soporte para tubos de ensayo.




Añadir 5 gotas de **AOX-4**, cerrar con la tapa roscada y mezclar. Dejar sedimentar el carbón. Solución sobrenadante: **muestra preparada**


Determinación:




Pipetear 0,20 ml de **AOX-1K** en una cubeta de reacción y mezclar.



Tomar de la cubeta de disgregación 7,0 ml de la **muestra preparada** mediante una pipeta de vidrio (sin carbón) y pipeta en la cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Tiempo de reacción: 15 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Nota:

Para aumentar de esta manera la exactitud se recomienda medir contra una muestra en blanco de preparación propia (cubeta de reacción + agua destilada).

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición, manipulación) puede usarse Spectroquant® Patrón AOX 0,2 – 2,0 mg/l de AOX, art. 1.00680.

Arsénico


1.01747

Test


Intervalo	0,005 – 0,100 mg/l de As	cubeta de 10 mm
de medida:	0,001 – 0,020 mg/l de As	cubeta de 20 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–13.




Introducir 350 ml de la muestra en un matraz Erlenmeyer con esmerilado.




Añadir 5 gotas de **As-1** y mezclar.




Añadir 20 ml de **As-2** con la pipeta y mezclar.




Añadir 1 cucharada dosificadora verde rasa de **As-3** y disolver.




Añadir 1,0 ml de **As-4** con la pipeta y mezclar.



Pipetear 5,0 ml de **As-5** en el tubo de absorción.




Añadir 1,0 ml de **As-6** con la pipeta a la solución en el matraz Erlenmeyer y mezclar.




Añadir 3 cucharas dosificadoras rojas rasas de **As-7**. Colocar **inmediatamente** el tubo de absorción sobre el matraz Erlenmeyer.




Dejar en reposo 2 horas. Durante este tiempo agitar cuidadosamente por balanceo varias veces el matraz o revolver lentamente con un agitador magnético.



Introducir la solución del tubo de absorción en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondientes dilución pueden utilizarse la solución patrón de arsénico lista para el uso Certipur®, art. 1.19773, concentración 1000 mg/l de As, o la solución patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.33002.


ASTM - Medición colorimétrica

Aplicación


análogo a ASTM D6045

Intervalo de medida:	0,5 – 8,0 ASTM Color	cubeta de 10 mm	Método 2562
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		


Preparación:



Si la muestra contiene burbujas de aire o gas: desgasificar en un baño ultrasónico.



Derretir y homogeneizar las muestras sólidas.




Filtrar o centrifugar las soluciones turbias de la muestra.


Determinación:



Seleccionar el método núm. **2562**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.



Añadir la solución en la cubeta.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. ASTM Color será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.


Azúcar en bebidas

Aplicación


Intervalo de medida: 0 – 200 g/l de azúcar (calculado como glucosa) cubeta de 50 mm Método 314

¡Atención! Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de medio de cultivo celular o medio de dilución. Éste será válido hasta que se abandone el método.


Preparación:



Diluir la muestra en una relación de 1:200 (1+199) con de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®).



Filtrar las soluciones turbias de la muestra.



Desgasificar la muestra en un baño ultrasónico.

Determinación de azúcar: Blanco de reactivo




Pipetear 2,0 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) en un recipiente con cierre (20 ml).




Añadir 2,0 ml de **ácido clorhídrico 6 mol/l** con la pipeta, cerrar el recipiente y mezclar.



Regular la temperatura del tubo en el baño de agua a 95 ± 5 °C durante **exactamente** 10 minutos.



Añadir 8,0 ml de **solución de hidróxido de sodio 2,5 mol/l** con la pipeta y mezclar.



Añadir 2,0 ml de **reactivo DNSA** con la pipeta, cerrar el recipiente y mezclar.



Regular la temperatura del tubo en el baño de agua a 95 ± 5 °C durante **exactamente** 5 minutos.




Enfriar el recipiente en un baño de agua/hielo durante **exactamente** 10 minutos.


Determinación de azúcar: Muestra de medida



Tiempo de reacción: 10 minutos a temperatura ambiente: **blanco de reactivo**



Pipetear 2,0 ml de la muestra preparada en un recipiente con cierre (20 ml).



Añadir 2,0 ml de **ácido clorhídrico 6 mol/l** con la pipeta, cerrar el recipiente y mezclar.



Regular la temperatura del tubo en el baño de agua a 95 ± 5 °C durante **exactamente** 10 minutos.



Añadir 8,0 ml de **solución de hidróxido de sodio 2,5 mol/l** con la pipeta y mezclar.



Añadir 2,0 ml de **reactivo DNSA** con la pipeta, cerrar el recipiente y mezclar.



Regular la temperatura del tubo en el baño de agua a 95 ± 5 °C durante **exactamente** 5 minutos.



Enfriar el recipiente en un baño de agua/hielo durante **exactamente** 10 minutos.




Tiempo de reacción: 10 minutos a temperatura ambiente: **muestra de medida**


Medición:




Seleccionar el método núm. **314**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.



Toque en la tecla <Ajustes> y seleccionar "Blanco de reactivo".




Añadir la solución "**blanco de reactivo**" en la cubeta.




Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición del valor en blanco es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.



Añadir la solución "**muestra de medida**" en la cubeta.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Importante:

Para cada nueva serie de medición ha de verificarse la **calibración preprogramada mediante soluciones patrón** (ver la sección "Calibration"). En el caso de que se presenten desviaciones significativas, será necesario recalibrar el método. Para tal fin, proceder de acuerdo con la prescripción de aplicación.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.


Boro

1.00826

Test en cubetas

Intervalo 0,05 – 2,00 mg/l de B


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–12. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido nítrico.



Pipetear 1,0 ml de **B-1K** en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 4,0 ml de la muestra con la pipeta y cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 60 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de boro Certipur®, art. 1.19500, concentración 1000 mg/l de B.

Boro

1.14839

Test


Intervalo	0,050 – 0,800 mg/l de B	cubeta de 10 mm
de medida:	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.	




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 1–13.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo con tapa rosca. (**Importante: no usar tubos de ensayo hechos de vidrio que contenga boro.**)




Añadir 1,0 ml de **B-1** con la pipeta, cerrar con la tapa rosca y mezclar.




Añadir 1,5 ml de **B-2** con la pipeta y cerrar con la tapa rosca.




Agitar el tubo intensamente durante 1 minuto.




Con una pipeta Pasteur aspirar 0,5 ml de la fase inferior límpida.



Transferir el extracto a un tubo seco.




Añadir 0,80 ml de **B-3** con la pipeta, cerrar con la tapa rosca y mezclar.



Añadir 4 gotas de **B-4**, cerrar con la tapa rosca y mezclar.




Añadir 18 gotas de **B-5**, cerrar con la tapa rosca y mezclar.




Tiempo de reacción: 12 minutos




Añadir 6,0 ml de **B-6** con la pipeta, cerrar con la tapa rosca y mezclar.




Tiempo de reacción: 2 minutos



Añadir la solución en la cubeta.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de boro Certipur®, art. 1.19500, concentración 1000 mg/l de B.


Bromatos en aguas y aguas potables Ultra Low Range

Aplicación


Intervalo	1,0 – 40,0 µg/l de BrO ₃	cubeta de 50 mm	Método 307
de medida:	0,5 – 20,0 µg/l de BrO ₃	cubeta de 100 mm	Método 307
¡Atención!	Para la medición en la cubeta de 100 mm deben duplicarse el volumen de la muestra preparada (figura 5) y las cantidades de los reactivos.		
	La medición tiene lugar a 550 nm en una cubeta rectangular correspondiente frente a una muestra en blanco, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) y los reactivos en forma análoga.		




Filtrar las soluciones de la muestra turbias.




Evaporar casi hasta sequedad 250 ml de la solución de la muestra en un vaso de precipitados sobre la placa calefactora.




Transferir el residuo con poca agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) a un matraz aforado de 25 ml.




Completar el matraz aforado con agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) hasta la señal de enrase, mezclar bien y, si es necesario, filtrar: **muestra preparada**.




Pipetear 10 ml de la muestra preparada en un tubo de ensayo.




Añadir 0,10 ml de **reactivo 1** con la pipeta, cerrar con la tapa rosca-da y mezclar.




Añadir 0,20 ml de **reactivo 2** con la pipeta, cerrar con la tapa rosca-da y mezclar.



Añadir 0,20 ml de **ácido perclórico 70 - 72 % p. a.** (art. 1.00519) con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 30 minutos



Filtrar, si es necesario, y añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método núm. **307**.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectua-da automáticamente.

Importante:

La composición y fabricación exactas de los reactivos 1 y 2 utilizados se encuentran en la correspondiente aplicación. Allí se encuentran también más informaciones sobre el método empleado. Éste puede descargarse del sitio web.

Nota:

Si se utiliza la cubeta rectangular de 100 mm, será necesario quitar el soporte para cubetas redondas antes de la medición.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos, dispositivo de medición y manipulación) puede utilizarse la solución patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.33006.


Bromatos en aguas y aguas potables Low Range

Aplicación


Intervalo	5,0 – 200,0 µg/l de BrO ₃	cubeta de 50 mm	Método 308
de medida:	2,5 – 100,0 µg/l de BrO ₃	cubeta de 100 mm	Método 308
¡Atención!	Para la medición en la cubeta de 100 mm deben duplicarse el volumen de la muestra preparada y las cantidades de los reactivos.		
	La medición tiene lugar a 550 nm en una cubeta rectangular correspondiente frente a una muestra en blanco, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) y los reactivos en forma análoga.		




Filtrar las soluciones de la muestra turbias.




Pipetear 10 ml de la muestra preparada en un tubo de ensayo.



Añadir 0,10 ml de **reactivo 1** con la pipeta, cerrar con la tapa rosca y mezclar.




Añadir 0,20 ml de **reactivo 2** con la pipeta, cerrar con la tapa rosca y mezclar.



Añadir 0,20 ml de **ácido perclórico 70 - 72 % p. a.** (art. 1.00519) con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 30 minutos



Filtrar, si es necesario, y añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método núm. **308**.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Importante:

La composición y fabricación exactas de los reactivos 1 y 2 utilizados se encuentran en la correspondiente aplicación. Allí se encuentran también más informaciones sobre el método empleado. Éste puede descargarse del sitio web.

Nota:

Si se utiliza la cubeta rectangular de 100 mm, será necesario quitar el soporte para cubetas redondas antes de la medición.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos, dispositivo de medición y manipulación) pueden utilizarse las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.33006 y 1.33007.

Bromo


1.00605

Test


Intervalo	0,10 – 10,00	mg/l de Br ₂	cubeta de 10 mm
de medida:	0,05 – 5,00	mg/l de Br ₂	cubeta de 20 mm
	0,020 – 2,000	mg/l de Br ₂	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.			




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 10 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de Br₂-1.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 1 minuto



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de bromo en la muestra producen soluciones de color amarillo (la solución de medición debe ser roja) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").


Nota:

Bromo también se puede determinar con Spectroquant® Test Cloro, art. 1.00598 (ver las notas de aplicación correspondientes en www.sigmaaldrich.com).

Cadmio

1.14834


Test en cubetas

Intervalo 0,025 – 1,000 mg/l de Cd**de medida:** Es posible expresar los resultados también en mmol/l.

Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–11. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa rascada y mezclar.



Añadir 0,20 ml de **Cd-1K** con la pipeta, cerrar con la tapa rascada y mezclar.




Añadir 1 microcuchara verde rasa de **Cd-2K**, cerrar la cubeta con la tapa rascada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción:
2 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Para la determinación de **cadmio total** es necesario un tratamiento previo con Crack Set 10C, art. 1.14688, o Crack Set 10, art. 1.14687, y un termorreacto.

El resultado puede expresarse como suma de cadmio (Σ de Cd).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 90, art. 1.18700.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de cadmio lista para el uso Certipur®, art. 1.19777, concentración 1000 mg/l de Cd.


Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 90).

Cadmio


1.01745

Test


Intervalo	0,010 – 0,500 mg/l de Cd	cubeta de 10 mm
de medida:	0,005 – 0,250 mg/l de Cd	cubeta de 20 mm
	0,0020 – 0,1000 mg/l de Cd	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–11. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 1,0 ml de **Cd-1** en un tubo de ensayo.



Añadir 10 ml de la muestra con la pipeta y mezclar.




Añadir 0,20 ml de **Cd-2** con la pipeta y mezclar.




Añadir 1 microcuchara verde rasa de **Cd-3** al tubo de ensayo y disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 2 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Para la determinación de **cadmio total** es necesario un tratamiento previo con Crack Set 10C, art. 1.14688, o Crack Set 10, art. 1.14687, y un termorreactor.

El resultado puede expresarse como suma de cadmio (Σ de Cd).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 90, art. 1.18700.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de cadmio lista para el uso Certipur®, art. 1.19777, concentración 1000 mg/l de Cd.


Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 90).

Calcio


1.00858

Test en cubetas

Intervalo	10 – 250 mg/l de Ca
de medida:	14 – 350 mg/l de CaO
	25 – 624 mg/l de CaCO ₃
	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–9. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.



Pipetear 1,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Añadir 1,0 ml de **Ca-1K** con la pipeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Tiempo de reacción: **exactamente 3 minutos**



Añadir 0,50 ml de **Ca-2K** con la pipeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").


Calcio

1.14815


Test

Intervalo	10 – 160 mg/l de Ca	14 – 224 mg/l de CaO	25 – 400 mg/l de CaCO ₃	cubeta de 10 mm
de medida:	5 – 80 mg/l de Ca	7 – 112 mg/l de CaO	12 – 200 mg/l de CaCO ₃	cubeta de 20 mm
	1,0– 15,0 mg/l de Ca	1,4– 21,0 mg/l de CaO	2,5– 37,5 mg/l de CaCO ₃	cubeta de 10 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.				


Intervalo de medida: 5 – 160 mg/l de Ca




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.




Pipetear 0,10 ml de la muestra en un tubo de ensayo.



Añadir 5,0 ml de **Ca-1** con la pipeta y mezclar.




Añadir 4 gotas de **Ca-2** y mezclar.




Añadir 4 gotas de **Ca-3** y mezclar.




Tiempo de reacción: 8 minutos, **medir inmediatamente**.



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.




Seleccionar el método con el AutoSelector 5 – 160 mg/l de Ca.




Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.


Intervalo de medida: 1,0 – 15,0 mg/l de Ca




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.




Pipetear 0,50 ml de la muestra en un tubo de ensayo.



Añadir 5,0 ml de **Ca-1** con la pipeta y mezclar.




Añadir 4 gotas de **Ca-2** y mezclar.




Añadir 4 gotas de **Ca-3** y mezclar.




Tiempo de reacción: 8 minutos, **medir inmediatamente**.



Añadir la solución en la cubeta.



Seleccionar el método con el AutoSelector 1,0 – 15,0 mg/l de Ca.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de calcio lista para el uso Certipur®, art. 1.19778, concentración 1000 mg/l de Ca.


Calcio

1.00049


Test

Intervalo 0,20 – 4,00 mg/l de Ca cubeta de 10 mm


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–9. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 0,50 ml de **Ca-1** con la pipeta y mezclar.



Añadir 0,50 ml de **Ca-2** con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 5 minutos



Añadir la solución en la cubeta.



Seleccionar el método núm. **304**.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Importante:

Para cada lote debe hacerse una calibración propia. Se recomienda una calibración con una muestra en blanco y 5 soluciones patrón a lo largo de todo el intervalo de medida. La calibración debería comprobarse regularmente con soluciones patrón.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de calcio lista para el uso Certipur®, art. 1.19778, concentración 1000 mg/l de Ca.

Capacidad de ácido hasta pH 4,3 (alcalinidad total)

1.01758

Test en cubetas


Intervalo	0,40 – 8,00 mmol/l
de medida:	20 – 400 mg/l de CaCO ₃




Pipetear 4,0 ml de **AC-1** en una cubeta redonda.



Añadir 1,0 ml de la muestra con la pipeta, cerrar la cubeta con la tapa roscada y mezclar.



Añadir 0,50 ml de **AC-2** con la pipeta, cerrar la cubeta con la tapa roscada y mezclar.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondientes dilución puede utilizarse una solución de hidróxido sódico 0,1 mol/l, art. 1.09141 (ver apartado "Soluciones patrón").

Caroteno


en aceite de palma crudo

corresponde a EN ISO 17923:2011


Aplicación

Intervalo de medida: 10 – 7500 mg/kg de β -Car cubeta de 10 mm Método 2523


¡Atención! Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de isooctano. Éste será válido hasta que se abandone el método.




Derretir y homogeneizar la muestra.




En caso de impurezas, filtrar la muestra sirviéndose de un papel de filtraje rápido.




Pesar en un matraz aforado **entre 100,0 mg y 500,0 mg de muestra** con una exactitud de 0,1 mg.




Añadir unos mililitros de **isooctano para espectroscopia Uvasol®** (art. 1.04718).



Disolver la muestra a temperatura ambiente.




Completar el contenido del matraz aforado hasta la marca con **isooctano para espectroscopia Uvasol®** (art. 1.04718) y mezclar.



Filtrar soluciones turbias mediante un filtro de papel.



Seleccionar el método núm. **2523**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.



Introducir el pesaje en miligramos.




Confirmar mediante <OK>.




Introducir el volumen de la solución de muestra en mililitros.




Confirmar mediante <OK>.



Toque en la tecla <Start>.




Añadir la solución en la cubeta.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. En la pantalla se indicará el contenido de β -caroteno en mg/kg.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.


Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.

Cianuros

1.02531


Determinación de cianuro libre

Test en cubetas**Intervalo** 0,010 – 0,500 mg/l de CN**de medida:** Es posible expresar los resultados en mmol/l, así como en CN libre [CN(f)].


Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4,5–8,0. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y disolver la sustancia sólida.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de **CN-1K**, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 10 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de cianuros lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04695, concentración 1000 mg/l de CN⁻.

Cianuros

1.14561


Determinación de cianuro libre

Test en cubetas**Intervalo** 0,010 – 0,500 mg/l de CN**de medida:** Es posible expresar los resultados en mmol/l, así como en CN libre [CN(f)].


Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4,5–8,0. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y disolver la sustancia sólida.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de **CN-3K**, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 10 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de cianuros lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04695, concentración 1000 mg/l de CN⁻.

Cianuros

1.14561


Determinación de cianuro fácilmente liberable

Test en cubetas**Intervalo** 0,010 – 0,500 mg/l de CN**de medida:** Es posible expresar los resultados en mmol/l, así como en CN fácilmente liberable [CN(v)].


Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4,5–8,0. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 10 ml de la muestra en un cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).




Añadir 1 dosis de **CN-1K** con el dosificador verde, cerrar con la tapa roscada.



Calentar la cubeta de reacción durante 30 minutos a 120 °C en el termorreactor.




Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar a temperatura ambiente en un soporte para tubos de ensayo.



Agitar la cubeta por balanceo antes de abrirla.




Añadir 3 gotas de **CN-2K**, cerrar con la tapa roscada y mezclar: **muestra preparada**.




Pipetear 5,0 ml de la **muestra preparada** en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y disolver la sustancia sólida.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de **CN-3K**, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 10 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de cianuros lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04695, concentración 1000 mg/l de CN⁻.


Cianuros

1.09701


Determinación de cianuro libre

Test


Intervalo	0,010 – 0,500 mg/l de CN	cubeta de 10 mm
de medida:	0,005 – 0,250 mg/l de CN	cubeta de 20 mm
	0,0020 – 0,1000 mg/l de CN	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados en mmol/l, así como en CN libre [CN(f)].		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4,5–8,0. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en un cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).




Añadir 1 microcuchara verde rasa de **CN-3**, cerrar con la tapa rosca-da.




Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.




Añadir 1 microcuchara verde rasa de **CN-4**, cerrar con la tapa rosca-da.




Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 10 minutos



Añadir la solución en la cubeta rectangular correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Nota:

Para la preparación se recomiendan cubetas vacías, art. 1.14724. Estos tubos pueden cerrarse con tapa rosca-da. Así se evitan pérdidas de gas.

Importante:

Para la medición en la cubeta de 50 mm, el volumen de la muestra y el volumen de los reactivos CN-3 y CN-4 deben ser doblados en cada caso. En su lugar puede usarse la cubeta semimicro, art. 1.73502.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de cianuros lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04695, concentración 1000 mg/l de CN⁻.


Cianuros

1.09701


Determinación de cianuro fácilmente liberable

Test


Intervalo	0,010 – 0,500 mg/l de CN	cubeta de 10 mm
de medida:	0,005 – 0,250 mg/l de CN	cubeta de 20 mm
	0,0020 – 0,1000 mg/l de CN	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados en mmol/l, así como en CN fácilmente liberables [CN(v)].		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4,5–8,0. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 10 ml de la muestra en un cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).




Añadir 1 dosis de **CN-1** con el dosificador verde, cerrar con la tapa rosca.




Calentar la cubeta de reacción durante 30 minutos a 120 °C en el termostato.




Sacar la cubeta del termostato, dejarla enfriar a temperatura ambiente en un soporte para tubos de ensayo.



Agitar la cubeta por balanceo antes de abrirla.




Añadir 3 gotas de **CN-2**, cerrar con la tapa rosca y mezclar: **muestra preparada**.




Pipetear 5,0 ml de la **muestra preparada** en un cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).




Añadir 1 microcuchara verde rasa de **CN-3**, cerrar con la tapa rosca.




Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Añadir 1 microcuchara verde rasa de **CN-4**, cerrar con la tapa rosca.




Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 10 minutos



Añadir la solución en la cubeta rectangular correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas.

Nota:

Para la preparación se recomiendan cubetas vacías, art. 1.14724. Estos tubos pueden cerrarse con tapa rosca. Así se evitan pérdidas de gas.

Importante:

Para la medición en la cubeta de 50 mm, el volumen de la muestra y el volumen de los reactivos CN-3 y CN-4 deben ser doblados en cada caso, pero no para la disgregación precedente. En su lugar puede usarse la cubeta semimicro, art. 1.73502.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de cianuros lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04695, concentración 1000 mg/l de CN⁻.


Cinc

1.00861


Test en cubetas

Intervalo 0,025 – 1,000 mg/l de Zn**de medida:** Es posible expresar los resultados también en mmol/l.

Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 1–7. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 10 ml de la muestra en un recipiente de vidrio.




Añadir 1 microcuchara gris rasa de **Zn-1K** y disolver la sustancia sólida: **mezcla muestra - reactivo**.




Pipetear 0,50 ml de **Zn-2K** en una cubeta de reacción, cerrar la cubeta con la tapa rosca y mezclar.




Añadir 2,0 ml de la **mezcla muestra - reactivo** con la pipeta, cerrar la cubeta con la tapa rosca y mezclar.



Añadir 5 gotas de **Zn-3K**, cerrar la cubeta con la tapa rosca y mezclar.



Tiempo de reacción: 15 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Para la determinación de **cinc total** es necesario efectuar una preparación de la muestra con Crack Set 10C, art. 1.14688 o Crack Set 10, art. 1.14687 y un termorreactor.

El resultado puede expresarse como la suma de cinc (Σ de Zn).

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 100, art. 1.18701.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de cinc lista para el uso Certipur®, art. 1.19806, concentración 1000 mg/l de Zn.


Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 100).

Intervalo 0,20 – 5,00 mg/l de Zn


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Añadir 5 gotas de **Zn-1K** en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa rosca y mezclar.



Añadir 0,50 ml de la muestra con la pipeta, cerrar la cubeta con la tapa rosca y mezclar.




Añadir 5 gotas de **Zn-2K**, cerrar con la tapa rosca y mezclar.



Comprobar el valor del pH, intervalo necesario: pH 9,0–10,5.



Tiempo de reacción:
15 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Para la determinación de **cinc total** es necesario efectuar una preparación de la muestra con Crack Set 10C, art. 1.14688 o Crack Set 10, art. 1.14687 y un termorreactor.


El resultado puede expresarse como la suma de cinc (Σ de Zn).

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de cinc lista para el uso Certipur®, art. 1.19806, concentración 1000 mg/l de Zn.

Intervalo 0,05 – 2,50 mg/l de Zn cubeta de 10 mm


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo con tapa roscada.



Añadir 5 gotas de **Zn-1**, cerrar el tubo con la tapa roscada y mezclar.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 12–13. Si es necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico.




Añadir 2 gotas de **Zn-2**, cerrar el tubo con la tapa roscada y mezclar.



Añadir 5 gotas de **Zn-3**, cerrar el tubo con la tapa roscada y mezclar.



Añadir 3 gotas de **Zn-4**, cerrar el tubo con la tapa roscada y mezclar.




Tiempo de reacción: 3 minutos




Añadir 1 microcuchara gris rasa de **Zn-5**, cerrar el tubo con la tapa roscada y disolver la sustancia sólida.




Añadir 5,0 ml de **Zn-6** (art. 1.06146, isobutilmetilcetona) con la pipeta y cerrar el tubo con la tapa roscada.




Agitar intensamente durante 30 segundos.




Dejar en reposo durante 2 minutos.




Mediante una pipeta Pasteur, aspirar la capa clara superior.




Añadir la solución en la cubeta.



Dejar en reposo durante 3 minutos.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Para la determinación de **cinc total** es necesario efectuar una preparación de la muestra con Crack Set 10C, art. 1.14688 o Crack Set 10, art. 1.14687 y un termorreactor. El resultado puede expresarse como la suma de cinc (Σ de Zn).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 100, art. 1.18701.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de cinc lista para el uso Certipur®, art. 1.19806, concentración 1000 mg/l de Zn.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 100).


Nota important:

Para compensar posibles influencias de los reactivos adicionales necesarios sobre el resultado de la medición, será indispensable medir contra una muestra en blanco de preparación propia (preparación como la muestra de medición, pero con agua destilada en lugar de la muestra).


Cloro

1.00595


Determinación de cloro libre

Test en cubetas**Intervalo** 0,03 – 6,00 mg/l de Cl_2 **de medida:** Es posible expresar los resultados también en mmol/l.


Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Introducir 1 microcuchara azul rasa de $\text{Cl}_2\text{-1}$ en una cubeta redonda.




Añadir 5,0 ml de la muestra con la pipeta, cerrar la cubeta con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 1 minuto



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcada de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de cloro en la muestra producen soluciones de color amarillo (la solución de medición debe ser roja) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").


Cloro

1.00597


Determinación de cloro libre y de cloro total

Test en cubetas**Intervalo** 0,03 – 6,00 mg/l de Cl_2 **de medida:** Es posible expresar los resultados también en mmol/l.


Determinación de cloro libre




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Introducir 1 microcuchara azul rasa de Cl_2 -1 en una cubeta redonda.




Añadir 5,0 ml de la muestra con la pipeta, cerrar la cubeta con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 1 minuto



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Determinación de cloro total




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Introducir 1 microcuchara azul rasa de Cl_2 -1 en una cubeta redonda.



Añadir 5,0 ml de la muestra con la pipeta, cerrar la cubeta con la tapa roscada.




Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Añadir 2 gotas de Cl_2 -2, cerrar la cubeta con la tapa roscada y mezclar.



Tiempo de reacción: 1 minuto



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de cloro en la muestra producen soluciones de color amarillo (la solución de medición debe ser roja) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra. Después de cada determinación de cloro total, lavar la cubeta una vez con ácido sulfúrico al 25 % y seguidamente varias veces con agua destilada.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").

Cloro

1.00597

Diferenciación entre cloro libre y cloro total

Test en cubetas


Intervalo de medida: 0,03 – 6,00 mg/l de Cl_2

Una vez seleccionado el método, podrá ajustarse el modo "Diferenciación" específico del correspondiente método.


Nota: Si se desea medir solamente el cloro libre o el cloro total, se tendrá que volver a desactivar el modo "Diferenciación".



Seleccionar el método núm. **142**.




Toque en la tecla <Ajustes>. Seleccionar y activar "Diferenciación".




Confirmar mediante <OK>.

Efectuar la determinación de **cloro libre** (ver la prescripción de análisis "Determinación de cloro libre" con 1.00597).
= cubeta A

Una vez transcurrido el tiempo de reacción:




Colocar la **cubeta A** en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.

Efectuar la determinación de **cloro total** (ver la prescripción de análisis "Determinación de cloro total" con 1.00597).
= cubeta B

Una vez transcurrido el tiempo de reacción:



Colocar la **cubeta B** en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.

Los resultados A (Cl_2 (f)), B (Cl_2 (t)) y C (Cl_2 (b)) en mg/l serán indicados en la pantalla.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de cloro en la muestra producen soluciones de color amarillo (la solución de medición debe ser roja) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra. Después de cada determinación de cloro total, lavar la cubeta una vez con ácido sulfúrico al 25 % y seguidamente varias veces con agua destilada.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").


Cloro

1.00598


Determinación de cloro libre

Test


Intervalo	0,05 – 6,00 mg/l de Cl_2	cubeta de 10 mm
de medida:	0,02 – 3,00 mg/l de Cl_2	cubeta de 20 mm
	0,010 – 1,000 mg/l de Cl_2	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Introducir 1 microcuchara azul rasa de Cl_2 -1 en un tubo de ensayo.




Añadir 10 ml de la muestra con la pipeta.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 1 minuto



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de cloro en la muestra producen soluciones de color amarillo (la solución de medición debe ser roja) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").


Cloro

1.00602


Determinación de cloro total

Test


Intervalo	0,05 – 6,00 mg/l de Cl_2	cubeta de 10 mm
de medida:	0,02 – 3,00 mg/l de Cl_2	cubeta de 20 mm
	0,010 – 1,000 mg/l de Cl_2	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Introducir 1 microcuchara azul rasa de Cl_2 -1 en un tubo de ensayo.



Añadir 10 ml de la muestra con la pipeta.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Añadir 2 gotas de Cl_2 -2 y mezclar.




Tiempo de reacción: 1 minuto



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de cloro en la muestra producen soluciones de color amarillo (la solución de medición debe ser roja) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra. Después de cada determinación de cloro total, lavar la cubeta una vez con ácido sulfúrico al 25 % y seguidamente varias veces con agua destilada.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón de cloro a partir de cloramina T p.a., art. 1.02426. Con esta solución puede comprobarse la determinación de cloro total (ver apartado "Soluciones patrón").

Cloro


1.00599

Determinación de cloro libre y de cloro total


Test

Intervalo	0,05 – 6,00 mg/l de Cl_2	cubeta de 10 mm
de medida:	0,02 – 3,00 mg/l de Cl_2	cubeta de 20 mm
	0,010 – 1,000 mg/l de Cl_2	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		


Determinación de cloro libre




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Introducir 1 microcuveta azul rasa de Cl_2 -1 en un tubo de ensayo.




Añadir 10 ml de la muestra con la pipeta.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 1 minuto



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.


Cloro

1.00599


Determinación de cloro libre y de cloro total

Test


Determinación de cloro total




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Introducir 1 microcuchar azul rasa de $\text{Cl}_2\text{-1}$ en un tubo de ensayo.



Añadir 10 ml de la muestra con la pipeta.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Añadir 2 gotas de $\text{Cl}_2\text{-2}$ y mezclar.




Tiempo de reacción:
1 minuto



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de cloro en la muestra producen soluciones de color amarillo (la solución de medición debe ser roja) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra. Después de cada determinación de cloro total, lavar la cubeta una vez con ácido sulfúrico al 25 % y seguidamente varias veces con agua destilada.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").

Cloro

1.00599


Diferenciación entre cloro libre y cloro total

Test


Intervalo	0,05 – 6,00 mg/l de Cl_2	cubeta de 10 mm
de medida:	0,02 – 3,00 mg/l de Cl_2	cubeta de 20 mm
	0,010 – 1,000 mg/l de Cl_2	cubeta de 50 mm

Una vez seleccionado el método, podrá ajustarse el modo "Diferenciación" específico del correspondiente método.


Nota: Si se desea medir solamente el cloro libre o el cloro total, se tendrá que volver a desactivar el modo "Diferenciación".



Seleccionar el método con el AutoSelector.




Toque en la tecla <Ajustes>. Seleccionar y activar "Diferenciación".




Confirmar mediante <OK>.

Efectuar la determinación de **cloro libre** (ver la prescripción de análisis "Determinación de cloro libre" con 1.00599).
= cubeta A

Una vez transcurrido el tiempo de reacción:




Colocar la **cubeta A** en el compartimento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.

Efectuar la determinación de **cloro total** (ver la prescripción de análisis "Determinación de cloro total" con 1.00599).
= cubeta B

Una vez transcurrido el tiempo de reacción:



Colocar la **cubeta B** en el compartimento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.
Los resultados A (Cl_2 (f)), B (Cl_2 (t)) y C (Cl_2 (b)) en mg/l serán indicados en la pantalla.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de cloro en la muestra producen soluciones de color amarillo (la solución de medición debe ser roja) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra. Después de cada determinación de cloro total, lavar la cubeta una vez con ácido sulfúrico al 25 % y seguidamente varias veces con agua destilada.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").

Cloro (con reactivos líquidos)

1.00086/1.00087/
1.00088/1.00089


Determinación de cloro libre y de cloro total

Test en cubetas


Intervalo 0,03 – 6,00 mg/l de Cl_2

de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.


Determinación de cloro libre



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.



Introducir 6 gotas de Cl_2 -1 en una cubeta redonda.



Añadir 3 gotas de Cl_2 -2, cerrar la cubeta con la tapa rosca y mezclar.



Añadir 10 ml de la muestra con la pipeta, cerrar con la tapa rosca y mezclar.



Tiempo de reacción: 1 minuto

Cloro (con reactivos líquidos)


Determinación de cloro libre y de cloro total

1.00086/1.00087/


1.00088/1.00089

Test en cubetas

Determinación de cloro total




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Introducir 6 gotas de $\text{Cl}_2\text{-1}$ en una cubeta redonda.




Añadir 3 gotas de $\text{Cl}_2\text{-2}$, cerrar la cubeta con la tapa rosca y mezclar.




Añadir 10 ml de la muestra con la pipeta, cerrar con la tapa rosca y mezclar.



Tiempo de reacción: 1 minuto



Añadir 2 gotas de $\text{Cl}_2\text{-3}$, cerrar la cubeta con la tapa rosca y mezclar.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de cloro en la muestra producen soluciones de color amarillo (la solución de medición debe ser roja) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra. Después de cada determinación de cloro total, lavar la cubeta una vez con ácido sulfúrico al 25 % y seguidamente varias veces con agua destilada.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").

Cloro (con reactivos líquidos)

Diferenciación entre cloro libre y cloro total

1.00086/1.00087/

1.00088/1.00089

Test en cubetas

Intervalo de medida: 0,03 – 6,00 mg/l de Cl_2

Una vez seleccionado el método, podrá ajustarse el modo "Diferenciación" específico del correspondiente método.

Nota: Si se desea medir solamente el cloro libre o el cloro total, se tendrá que volver a desactivar el modo "Diferenciación".



Seleccionar el método núm. **194**.




Toque en la tecla <Ajustes>. Seleccionar y activar "Diferenciación".



Confirmar mediante <OK>.

Efectuar la determinación de **cloro libre** (ver la prescripción de análisis "Determinación de cloro libre" con 1.00086/1.00087/1.00088/1.00089 "Test en cubetas").
= cubeta A

Una vez transcurrido el tiempo de reacción:




Colocar la **cubeta A** en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.

Efectuar la determinación de **cloro total** (ver la prescripción de análisis "Determinación de cloro total" con 1.00086/1.00087/1.00088/1.00089 "Test en cubetas").
= cubeta B

Una vez transcurrido el tiempo de reacción:



Colocar la **cubeta B** en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.
Los resultados A (Cl_2 (f)), B (Cl_2 (t)) y C (Cl_2 (b)) en mg/l serán indicados en la pantalla.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de cloro en la muestra producen soluciones de color amarillo (la solución de medición debe ser roja) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra. Después de cada determinación de cloro total, lavar la cubeta una vez con ácido sulfúrico al 25 % y seguidamente varias veces con agua destilada.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").

Cloro (con reactivos líquidos)

1.00086/1.00087/
1.00088/1.00089


Determinación de cloro libre y de cloro total

Test


Intervalo 0,010 – 1,000 mg/l de Cl_2 cubeta de 50 mm

de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.

Determinación de cloro libre




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Introducir 6 gotas de Cl_2 -1 en un tubo de ensayo.




Añadir 3 gotas de Cl_2 -2 y mezclar.




Añadir 10 ml de la muestra con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 1 minuto



Añadir la solución en la cubeta.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas.


Cloro (con reactivos líquidos)

1.00086/1.00087/
1.00088/1.00089


Determinación de cloro libre y de cloro total

Test


Determinación de cloro total




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Introducir 6 gotas de $\text{Cl}_2\text{-1}$ en un tubo de ensayo.




Añadir 3 gotas de $\text{Cl}_2\text{-2}$ y mezclar.




Añadir 10 ml de la muestra con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 1 minuto




Añadir 2 gotas de $\text{Cl}_2\text{-3}$ y mezclar.



Añadir la solución en la cubeta.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de cloro en la muestra producen soluciones de color amarillo (la solución de medición debe ser roja) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra. Después de cada determinación de cloro total, lavar la cubeta una vez con ácido sulfúrico al 25 % y seguidamente varias veces con agua destilada.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").

Cloro (con reactivos líquidos)

1.00086/1.00087/
1.00088/1.00089


Diferenciación entre cloro libre y cloro total

Test


Intervalo de medida: 0,010 – 1,000 mg/l de Cl_2 cubeta de 50 mm

Una vez seleccionado el método, podrá ajustarse el modo "Diferenciación" específico del correspondiente método.


Nota: Si se desea medir solamente el cloro libre o el cloro total, se tendrá que volver a desactivar el modo "Diferenciación".



Seleccionar el método con el AutoSelector.




Toque en la tecla <Ajustes>. Seleccionar y activar "Diferenciación".



Confirmar mediante <OK>.

Efectuar la determinación de **cloro libre** (ver la prescripción de análisis "Determinación de cloro libre" con 1.00086/1.00087/1.00088/1.00089 "Test"). = **cubeta A**

Una vez transcurrido el tiempo de reacción:




Colocar la **cubeta A** en el compartimento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.




Confirmar mediante <OK>.

Efectuar la determinación de **cloro total** (ver la prescripción de análisis "Determinación de cloro total" con 1.00086/1.00087/1.00088/1.00089 "Test"). = **cubeta B**

Una vez transcurrido el tiempo de reacción:



Colocar la **cubeta B** en el compartimento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. Los resultados A (Cl_2 (f)), B (Cl_2 (t)) y C (Cl_2 (b)) en mg/l serán indicados en la pantalla.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de cloro en la muestra producen soluciones de color amarillo (la solución de medición debe ser roja) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra. Después de cada determinación de cloro total, lavar la cubeta una vez con ácido sulfúrico al 25 % y seguidamente varias veces con agua destilada.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").


Clorofila

Determinación de clorofila a y feofitina


corresponde a **DIN 38412** y **ISO 10260**

Aplicación


Intervalo	depende de la relación de la muestra original	cubeta de 10 mm	Método 2509
de medida:	respecto al extracto en µg/l de Chl-a o Phaeo	cubeta de 20 mm	Método 2509
		cubeta de 50 mm	Método 2509




Homogeneizar suficientemente 0,5 - 2 l de muestra. **Apuntar el volumen de la muestra.**




Filtrar la muestra por un filtro conveniente (p. ej. un filtro de fibra de vidrio).




Doblar el filtro cargado y romperlo en pedazos.



Poner los pedazos de filtro en un recipiente de extracción (p. ej. en una botella de vidrio marrón de 100 ml).




Añadir aprox. 30 ml de **etanol** en ebullición (w = 90 %) y dejar enfriar hasta que se alcance la temperatura ambiente.




Desmenuzar el filtro con un homogeneizador. Enjuagar y juntar con algo de etanol.




Dejar reposar de 6 a 24 horas para que se produzca la extracción.



Echar el extracto **al abrigo de la luz** en un matraz aforado (en caso de DIN 38412: 100 ml) haciéndolo pasar por un filtro de papel ("Blau-band"). Relavar el filtro con algo de etanol




Llenar el matraz aforado con etanol hasta llegar a la marca. **¡Durante esta operación, el matraz debe estar protegido contra la luz!**




Seleccionar el método núm. **2509**. Introducir el volumen de la muestra original en litros y del extracto (matraz aforado) en mililitros.




Toque en la tecla <Start>.




Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.




Acidificar parte del extracto con **ácido clorhídrico 2 mol/l Titripur®** (art. 1.09063) (0,3 ml por 100 ml de extracto).

Clorofila


Determinación de clorofila a y feofitina

corresponde a **DIN 38412** y **ISO 10260**

Aplicación



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.
La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.
En la pantalla se indicará el contenido de clorofila a y feofitina en $\mu\text{g/l}$.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.


Clorofila

Determinación de clorofila a y feofitina


análogo a **APHA 10200-H**

Aplicación


Intervalo	depende de la relación de la muestra original	cubeta de 10 mm	Método 2504
de medida:	respecto al extracto en mg/m ³ de Chl-a o Phaeo	cubeta de 20 mm	Método 2504
		cubeta de 50 mm	Método 2504




Homogeneizar suficientemente de muestra.
Apuntar el volumen de la muestra.




Filtrar la muestra por un filtro conveniente (p. ej. un filtro de fibra de vidrio).




Doblar el filtro cargado y romperlo en pedazos.




Poner los pedazos de filtro en un recipiente de extracción (**al abrigo de la luz**).



Añadir 2 - 3 ml de **medio extractor**.




Desmenuzar el filtro con un homogeneizador.




Llenar con **medio extractor** hasta 10 ml



Dejar reposar como mínimo durante 2 horas a una temperatura de +4°C para que se produzca la extracción.




Filtrar el extracto **al abrigo de la luz** por un filtro conveniente.




Seleccionar el método núm. **2504**. Introducir el volumen de la muestra original en litros y del extracto en mililitros (aquí: 10 ml).



Toque en la tecla <Start>.




Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.
La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.




Acidificar parte del extracto con **ácido clorhídrico 0,1 mol/l Titripur®** (art. 1.09060) (0,15 ml por 5 ml de extracto).

Clorofila


Determinación de clorofila a y feofitina

análogo a APHA 10200-H

Aplicación



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.
La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.
En la pantalla se indicará el contenido de clorofila a y feofitina en mg/m³.

Importante:

El procedimiento exacto así como la composición y la elaboración del medio extractor empleado vienen detallados en la correspondiente aplicación. Allí se encuentran también más informaciones sobre el método empleado. Éste puede descargarse del sitio web.


Clorofila

Determinación de clorofila a y feofitina


análogo a **ASTM D3731 - 87**

Aplicación


Intervalo	depende de la relación de la muestra original	cubeta de 10 mm	Método 2504
de medida:	respecto al extracto en mg/m ³ de Chl-a o Phaeo	cubeta de 20 mm	Método 2504
		cubeta de 50 mm	Método 2504




Homogeneizar suficientemente de muestra estabilizada con carbonato de magnesio. **Apuntar el volumen de la muestra.**




Filtrar la muestra por un filtro conveniente (p. ej. un filtro de fibra de vidrio).




Doblar el filtro cargado y romperlo en pedazos.




Poner los pedazos de filtro en un recipiente de extracción (**al abrigo de la luz**).



Añadir 2 - 3 ml de **medio extractor**.




Desmenuzar el filtro con un homogeneizador.




Llenar con **medio extractor** hasta 10 ml



Dejar reposar como mínimo durante 0,25 - 24 horas a una temperatura de +4°C para que se produzca la extracción.




Filtrar el extracto **al abrigo de la luz** por un filtro conveniente.




Seleccionar el método núm. **2504**. Introducir el volumen de la muestra original en litros y del extracto en mililitros (aquí: 10 ml).



Toque en la tecla <Start>.




Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.




Acidificar parte del extracto con **ácido clorhídrico 1 mol/l Titripur®** (art. 1.09057) (50 µl por 5 ml de extracto).

Clorofila


Determinación de clorofila a y feofitina

análogo a **ASTM D3731 - 87**

Aplicación



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.
La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.
En la pantalla se indicará el contenido de clorofila a y feofitina en mg/m³.

Importante:


El procedimiento exacto así como la composición y la elaboración del medio extractor empleado vienen detallados en la correspondiente aplicación. Allí se encuentran también más informaciones sobre el método empleado. Éste puede descargarse del sitio web.

Clorofila a, b, c (Método tricromático)


análogo a **APHA 10200-H**

Aplicación


Intervalo	depende de la relación de la muestra original	cubeta de 10 mm	Método 2507
de medida:	respecto al extracto en mg/m ³ de Chl-a, -b, -c	cubeta de 50 mm	Método 2507




Homogeneizar suficientemente de muestra.
Apuntar el volumen de la muestra.




Filtrar la muestra por un filtro conveniente (p.ej. un filtro de fibra de vidrio).




Doblar el filtro cargado y romperlo en pedazos.



Poner los pedazos de filtro en un recipiente de extracción (**al abrigo de la luz**).



Añadir 2 - 3 ml de **medio extractor**.




Desmenuzar el filtro con un homogeneizador.




Llenar con **medio extractor** hasta 10 ml



Dejar reposar como mínimo durante 2 horas a una temperatura de +4°C para que se produzca la extracción.




Filtrar el extracto **al abrigo de la luz** por un filtro conveniente.




Seleccionar el método núm. **2507**. Introducir el volumen de la muestra original en litros y del extracto en mililitros (aquí: 10 ml).



Toque en la tecla <Start>.




Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Toque en la tecla <OK>.



Confirmar mediante <OK>. Los contenidos de clorofila a, clorofila b y clorofila c en mg/m³ serán indicados en la pantalla.

Importante:

El procedimiento exacto así como la composición y la elaboración del medio extractor empleado vienen detallados en la correspondiente aplicación. Allí se encuentran también más informaciones sobre el método empleado. Éste puede descargarse del sitio web.


Clorofila a, b, c

(Método tricromático)


análogo **ASTM D3731 - 87**

Aplicación


Intervalo	depende de la relación de la muestra original	cubeta de 10 mm	Método 2507
de medida:	respecto al extracto en mg/m ³ de Chl-a, -b, -c	cubeta de 50 mm	Método 2507




Homogeneizar suficientemente de muestra estabilizada con carbonato de magnesio. **Apuntar el volumen de la muestra.**




Filtrar la muestra por un filtro conveniente (p.ej. un filtro de fibra de vidrio).




Doblar el filtro cargado y romperlo en pedazos.



Poner los pedazos de filtro en un recipiente de extracción (**al abrigo de la luz**).



Añadir 2 - 3 ml de **medio extractor**.




Desmenuzar el filtro con un homogeneizador.




Llenar con **medio extractor** hasta 10 ml



Dejar reposar como mínimo durante 0,25 - 24 horas a una temperatura de +4°C para que se produzca la extracción.




Filtrar el extracto **al abrigo de la luz** por un filtro conveniente.




Seleccionar el método núm. **2507**. Introducir el volumen de la muestra original en litros y del extracto en mililitros (aquí: 10 ml).



Toque en la tecla <Start>.



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Toque en la tecla <OK>.



Confirmar mediante <OK>. Los contenidos de clorofila a, clorofila b y clorofila c en mg/m³ serán indicados en la pantalla.


Importante:

El procedimiento exacto así como la composición y la elaboración del medio extractor empleado vienen detallados en la correspondiente aplicación. Allí se encuentran también más informaciones sobre el método empleado. Éste puede descargarse del sitio web.

Cloruros

1.14730


Test en cubetas

Intervalo 5 – 1.25 mg/l de Cl**de medida:** Es posible expresar los resultados también en mmol/l.


Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 1–12. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de amoníaco o de ácido nítrico.



Pipetear 0,50 ml de **Cl-1K** en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Añadir 1,0 ml de la muestra con la pipeta, cerrar la cubeta con la tapa roscada y mezclar.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 10 y 20, art. 1.14676 y 1.14675, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32229 y 1.32230.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de cloruros lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04618, concentración 1000 mg/l de Cl⁻.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck).


Cloruros

1.14897


Test

Intervalo	10 – 250 mg/l de Cl	cubeta de 10 mm
de medida:	2,5 – 25,0 mg/l de Cl	cubeta de 10 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		


Intervalo de medida: 10 – 250 mg/l de Cl




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 1–12. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de amoníaco o de ácido nítrico.




Pipetear 1,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 2,5 ml de **Cl-1** con la pipeta y mezclar.




Añadir 0,50 ml de **Cl-2** con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 1 minuto



Añadir la solución en la cubeta.




Seleccionar el método con el AutoSelector 10–250 mg/l de Cl.




Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.


Intervalo de medida: 2,5 – 25,0 mg/l de Cl




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 1–12. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de amoníaco o de ácido nítrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 2,5 ml de **Cl-1** con la pipeta y mezclar.




Añadir 0,50 ml de **Cl-2** con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 1 minuto



Añadir la solución en la cubeta.



Seleccionar el método con el AutoSelector 2,5 – 25,0 mg/l de Cl.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 60, art. 1.14696, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32229 y 1.32230.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de cloruros lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04618, concentración 1000 mg/l de Cl⁻.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 60).

Intervalo 0,5 – 15,0 mg/l de Cl


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3 – 11. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de amoníaco o de ácido nítrico.



Pipetear 10 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Añadir 0,25 ml de **CI-1K** con la pipeta, cerrar la cubeta con la tapa roscada y mezclar.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de cloruros lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04618, concentración 1000 mg/l de Cl⁻. También se pueden utilizar la solución patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32229.


Cloruros

1.01807


Test

Intervalo 0,10 – 5,00 mg/l de Cl cubeta de 50 mm**de medida:** Es posible expresar los resultados también en mmol/l.


Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–11. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de amoníaco o de ácido nítrico.



Pipetear 0,20 ml de **Cl-1** en cada uno de dos tubos de ensayo.




Añadir 10 ml de la muestra con la pipeta en un tubo y mezclar.




Añadir 10 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) con la pipeta en el segundo tubo y mezclar. (Blanco)




Tiempo de reacción: 10 minutos




Añadir 0,20 ml de **Cl-2** con la pipeta en cada uno de los dos tubos y mezclar.




Añadir las dos soluciones en dos cubetas de 50 mm.



Seleccionar el método con el AutoSelector.




Toque en la tecla <Ajustes>. Seleccionar "Blanco de reactivo".



Colocar la cubeta del blanco en el compartimiento para cubetas.



Seleccionar "Usuario Rbon". Confirmar mediante <OK>.



Colocar la cubeta de la muestra en el compartimiento para cubetas.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de cloruros lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04618, concentración 1000 mg/l de Cl⁻.


Cobalto

1.17244

Test en cubetas

Intervalo 0,05 – 2,00 mg/l de Co


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2,5 – 7,5. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido nítrico.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Añadir 0,5 ml de **Co-1K** con la pipeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Tiempo de reacción: 10 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de cobalto lista para el uso Certipur®, art. 1.19785, concentración 1000 mg/l de Co.


Cobalto en aguas

Aplicación


Intervalo de medida:	0,5 – 10,0 mg/l de Co	cubeta de 10 mm	Método 305
¡Atención!	La medición tiene lugar a 495 nm en una cubeta rectangular de 10 mm frente a una muestra en blanco, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) y los reactivos en forma análoga.		




Pipetear 10 ml de la muestra en un matraz aforado de 25 ml.




Añadir 0,25 ml de **reactivo 1** con la pipeta.



Añadir 2,0 ml de **reactivo 2** con la pipeta.




Añadir 1,0 ml de **reactivo 3** con la pipeta, llenar con agua destilada hasta la señal de enrase y mezclar bien.



Añadir la solución en la cubeta.



Seleccionar el método núm. **305**.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.


Importante:

La composición y fabricación exactas de los reactivos 1, 2 y 3 utilizados se encuentran en la correspondiente aplicación. Allí se encuentran también más informaciones sobre el método empleado. Éste puede descargarse del sitio web.

Cobre

1.14553

Test en cubetas

Intervalo 0,05 – 8,00 mg/l de Cu**de medida:** Es posible expresar los resultados también en mmol/l.

Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Añadir 5 gotas de **Cu-1K**, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Tiempo de reacción: 5 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de cobre en la muestra producen soluciones de color turquesa (la solución de medición debe ser azul) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Para la determinación de **cobre total** es necesario efectuar una preparación de la muestra con Crack Set 10C, art. 1.14688 o Crack Set 10, art. 1.14687 y un termorreactor.

El resultado puede expresarse como la suma de cobre (Σ de Cu).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 90, art. 1.18700.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de cobre lista para el uso Certipur®, art. 1.19786, concentración 1000 mg/l de Cu.


Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 90).

Cobre


1.14767

Test


Intervalo	0,10 – 6,00 mg/l de Cu	cubeta de 10 mm
de medida:	0,05 – 3,00 mg/l de Cu	cubeta de 20 mm
	0,02 – 1,20 mg/l de Cu	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.



Añadir 1 cucharada dosificadora verde de **Cu-1** y disolver la sustancia sólida.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 7,0–9,5. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Añadir 5 gotas de **Cu-2** y mezclar.




Tiempo de reacción: 5 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de cobre en la muestra producen soluciones de color turquesa (la solución de medición debe ser azul) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Para la determinación de **cobre total** es necesario efectuar una preparación de la muestra con Crack Set 10C, art. 1.14688 o Crack Set 10, art. 1.14687 y un termorreactor.

El resultado puede expresarse como la suma de cobre (Σ de Cu).

Para la medición en la cubeta de 50 mm, el volumen de la muestra debe duplicarse solamente. En su lugar puede usarse la cubeta semimicro, art. 1.73502.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 90, art. 1.18700.


Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de cobre lista para el uso Certipur®, art. 1.19786, concentración 1000 mg/l de Cu.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 90).

Cobre en baños galvánicos

Coloración propia


Intervalo	10,0 – 80,0 g/l de Cu	cubeta de 10 mm	Método 83
de medida:	5,0 – 40,0 g/l de Cu	cubeta de 20 mm	Método 83
	2,0 – 16,0 g/l de Cu	cubeta de 50 mm	Método 83




Pipetear 25 ml de la muestra en un matraz aforado de 100 ml, llenar con agua destilada hasta la señal de enrase y mezclar bien.



Pipetear 5,0 ml de la muestra diluida a 1:4 en una cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).




Añadir 5,0 ml de **ácido sulfúrico a 40 %** con la pipeta. Cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método núm. **83**.




Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas.
La medición es efectuada automáticamente.


Coeficiente de absorción espectral

$\alpha(254)$
análogo a **DIN 38404**

Intervalo	1 – 250 m ⁻¹	254 nm	cubeta de 10 mm	Método 300
de medida:	0,3 – 125,0 m ⁻¹	254 nm	cubeta de 20 mm	Método 300
	0,1 – 50,0 m ⁻¹	254 nm	cubeta de 50 mm	Método 300




Filtrar la solución de la muestra a través de filtro de membrana de diámetro de poro 0,45 µm.



Introducir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método núm. **300**.




Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Coeficiente de absorción espectral


$\alpha(436)$

análogo a **EN ISO 7887**

Intervalo	1 – 250 m ⁻¹	436 nm	cubeta de 10 mm	Método 302
de medida:	0,3 – 125,0 m ⁻¹	436 nm	cubeta de 20 mm	Método 302
	0,1 – 50,0 m ⁻¹	436 nm	cubeta de 50 mm	Método 302




Filtrar la solución de la muestra a través de filtro de membrana de diámetro de poro 0,45 µm.



Introducir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método núm. **302**.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas.
La medición es efectuada automáticamente.

Nota:

muestra filtrada =

color real


muestra no filtrada =

color aparente


Coeficiente de atenuación espectral

$\mu(254)$
análogo a **DIN 38404**

Intervalo	1 – 250 m ⁻¹	254 nm	cubeta de 10 mm	Método 301
de medida:	0,3 – 125,0 m ⁻¹	254 nm	cubeta de 20 mm	Método 301
	0,1 – 50,0 m ⁻¹	254 nm	cubeta de 50 mm	Método 301




Agitar la solución no filtrada de la muestra para que las sustancias turbias se repartan uniformemente. No dispersar los ingredientes, **medir inmediatamente**.



Introducir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método núm. **301**.




Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Color azúcar


Aplicación

Coloración de soluciones de azúcar preparadas de azúcar blanco
basado en el método ICUMSA® GS2-10 (2024)


Intervalo de medida:	0 – 50 IU	cubeta de 50 mm, cubeta de 100 mm	Método 2550
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		




Pesar $50,0 \pm 0,1$ g de la muestra homogeneizada en un matraz Erlenmeyer de 250 ml.



Añadir $50,0 \pm 0,1$ g agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®).




Disolver la muestra a temperatura ambiente.



Filtrar la **solución preparada** bajo vacío a través de un filtro de membrana a un matraz Erlenmeyer seco y limpio.




Desgasificar durante **3 minutos** en baño ultrasónico.




Determinar el **% RDS** (refractometric dry substance) de la solución.




Seleccionar el método núm. **2550**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.




Introducir RDS en %.




Confirmar mediante <OK>.




Toque en la tecla <Start>.




Introducir la solución en la cubeta correspondiente.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El valor IU será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Nota:

Si se utiliza la cubeta rectangular de 100 mm, será necesario quitar el soporte para cubetas redondas antes de la medición.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.


Color azúcar pH 7.0

Coloración de soluciones de azúcar con un pH de 7,0


basado en el método ICUMSA® GS1-7 (2024)

Aplicación

Intervalo	500 – 16 000 IU	cubeta de 10 mm	Método 2548
de medida:	250 – 500 IU	cubeta de 20 mm	Método 2548
	250 – 500 IU	cubeta de 50 mm	Método 2548
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		




Pesar **5,0 g de muestra homogeneizada** con una exactitud de 0,1 g ó bien **10/30/50 g de muestra homogeneizada** con una exactitud de 1 g, según el valor cromático esperado.




Añadir **agua destilada** (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®), hasta que se alcance un **total de 100 g**.



Disolver la muestra a temperatura ambiente.




Ajustar el valor pH de la solución preparada con sodio hidróxido solución 0,1 mol/l (art. 1.09141) ó bien con ácido clorhídrico 0,1 mol/l (art. 1.09060) en pH $7,0 \pm 0,1$.



Filtrar la **solución ajustada** bajo vacío a través de un filtro de membrana a un matraz Erlenmeyer seco y limpio.




Desgasificar durante **3 minutos** en baño ultrasónico.




Determinar el **% RDS** (refractometric dry substance) de la solución.



Seleccionar el método núm. **2548**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.




Introducir RDS en %.




Confirmar mediante <OK>.



Toque en la tecla <Start>.




Introducir la solución en la cubeta correspondiente.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El valor IU será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.


Color azúcar pH 7.0

Coloración de soluciones de azúcar con un pH de 7,0


basado en el método ICUMSA® GS2-9 (2024)

Aplicación


Intervalo de medida:	0 – 600 IU	cubeta de 50 mm, cubeta de 100 mm	Método 2549
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de solución tampón. Éste será válido hasta que se abandone el método.		




Pesar $50,0 \pm 0,1$ g de la muestra homogeneizada en un matraz Erlenmeyer de 250 ml.



Añadir $50,0 \pm 0,1$ g de solución tampón.




Disolver la muestra a temperatura ambiente.



Filtrar la **solución preparada** bajo vacío a través de un filtro de membrana a un matraz Erlenmeyer seco y limpio.




Desgasificar durante **3 minutos** en baño ultrasónico.




Determinar el **% RDS** (refractometric dry substance) de la solución.




Seleccionar el método núm. **2549**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.




Introducir RDS en %.




Confirmar mediante <OK>.




Toque en la tecla <Start>.




Introducir la solución en la cubeta correspondiente.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El valor IU será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Nota:

Si se utiliza la cubeta rectangular de 100 mm, será necesario quitar el soporte para cubetas redondas antes de la medición.

Importante:

El procedimiento exacto así como la composición y la elaboración de la solución tampón empleado vienen detallados en la correspondiente aplicación. Allí se encuentran también más informaciones sobre el método empleado. Éste puede descargarse del sitio web.


Color azúcar pH 7.0 (MOPS)

Coloración de soluciones de azúcar con un pH de 7,0


basado en el método ICUMSA® GS9-8 (método de tampón MOPS) (2011)

Aplicación


Intervalo	500 – 16 000 IU	cubeta de 10 mm	Método 2551
de medida:	250 – 8 000 IU	cubeta de 20 mm	Método 2551
	0 – 3 200 IU	cubeta de 50 mm	Método 2551
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de solución de referencia. Éste será válido hasta que se abandone el método.		




Pesar **5,0/10,0/20,0 g de muestra homogeneizada** con una exactitud de 0,1 g, según el valor cromático esperado.




Bañar la muestra con aprox. **80 ml de agua destilada** (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) en un matraz de medición de 100 ml.




Disolver la muestra a temperatura ambiente.




Añadir **10,0 ml de tampón MOPS**.



Llenar el matraz aforado con **agua destilada** (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) y mezclar.




Filtrar **10 - 20 ml de la solución preparada** a través de filtro de membrana en un vaso de precipitados seco y limpio.




Desgasificar durante **3 minutos** en baño ultrasónico.




Seleccionar el método núm. **2551**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.




Introducir el pesaje en gramos.




Confirmar mediante <OK>.



Toque en la tecla <Start>.



Introducir la solución en la cubeta correspondiente.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El valor IU será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:


El procedimiento exacto así como la composición y la elaboración de las soluciones tampón y referencia empleadas vienen detallados en la correspondiente aplicación. Allí se encuentran también más informaciones sobre el método empleado. Éste puede descargarse del sitio web.

Coloración


(Coeficiente de absorción espectral)

análogo a **EN ISO 7887**

Intervalo	1 –250 m ⁻¹	436 nm	cubeta de 10 mm	Método 015 α(436)
de medida:	0,3 –125,0 m ⁻¹	436 nm	cubeta de 20 mm	Método 015 α(436)
	0,1 – 50,0 m ⁻¹	436 nm	cubeta de 50 mm	Método 015 α(436)
	1 –250 m ⁻¹	525 nm	cubeta de 10 mm	Método 061 α(525)
	0,3 –125,0 m ⁻¹	525 nm	cubeta de 20 mm	Método 061 α(525)
	0,1 – 50,0 m ⁻¹	525 nm	cubeta de 50 mm	Método 061 α(525)
	1 –250 m ⁻¹	620 nm	cubeta de 10 mm	Método 078 α(620)
	0,3 –125,0 m ⁻¹	620 nm	cubeta de 20 mm	Método 078 α(620)
	0,1 – 50,0 m ⁻¹	620 nm	cubeta de 50 mm	Método 078 α(620)




Filtrar la solución de la muestra a través de filtro de membrana de diámetro de poro 0,45 µm.



Introducir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método núm. **15** o resp. **61** o resp. **78**.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Nota:

muestra filtrada =

color real

muestra no filtrada =


color aparente

Coloración


(Color real - 410 nm)

análogo a **EN ISO 7887**

Intervalo	10 – 2500 mg/l de Pt	10 – 2500 mg/l de Pt/Co	10 – 2500 CU	cubeta de 10 mm	Método 303
de medida:	5 – 1250 mg/l de Pt	5 – 1250 mg/l de Pt/Co	5 – 1250 CU	cubeta de 20 mm	Método 303
	2 – 500 mg/l de Pt	2 – 500 mg/l de Pt/Co	2 – 500 CU	cubeta de 50 mm	Método 303




Filtrar la solución de la muestra a través de filtro de membrana de diámetro de poro 0,45 µm.



Introducir la solución en la cubeta correspondiente.




Seleccionar el método núm. **303**.




Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Coloración Hazen (Método platino-cobalto)

Intervalo	1	– 500	mg/l de Pt/Co	1	– 500	mg/l de Pt	1	– 500	Hazen	1	– 500	CU	340 nm	cubeta de 10 mm
de medida:	1	– 250	mg/l de Pt/Co	1	– 250	mg/l de Pt	1	– 250	Hazen	1	– 250	CU	340 nm	cubeta de 20 mm
			0,2 – 100,0 mg/l de Pt/Co			0,2 – 100,0 mg/l de Pt			0,2 – 100,0 Hazen			0,2 – 100,0 CU	340 nm	cubeta de 50 mm




Filtrar la solución de la muestra a través de filtro de membrana de diámetro de poro 0,45 µm.



Introducir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método núm. 32.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Nota:

muestra filtrada =

color real

muestra no filtrada =

color aparente


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (dispositivo de medición, manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución de referencia platino-cobalto (Hazen 500) Certipur®, art. 1.00246, concentración 500 mg/l de Pt.


Coloración Hazen (Método platino-cobalto)

análogo a **APHA 2120C**, **EN ISO 6271-2**, **Water Research Vol. 30, No. 11, 2771-2775, 1996**

Intervalo	1–1000 mg/l de Pt/Co	1–1000 mg/l de Pt	1–1000 Hazen	1–1000 CU	445 nm	cubeta de 50 mm	Método 179*
de medida:	1–1000 mg/l de Pt/Co	1–1000 mg/l de Pt	1–1000 Hazen	1–1000 CU	455 nm	cubeta de 50 mm	Método 180
	1–1000 mg/l de Pt/Co	1–1000 mg/l de Pt	1–1000 Hazen	1–1000 CU	465 nm	cubeta de 50 mm	Método 181
* no análogo a APHA 2120C							




Filtrar la solución de la muestra a través de filtro de membrana de diámetro de poro 0,45 µm.



Introducir la solución en la cubeta.



Seleccionar el método núm. **179** o resp. **180** o resp. **181**.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Nota:


muestra filtrada =
color real
muestra no filtrada =
color aparente

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (dispositivo de medición, manipulación) puede utilizarse la solución de referencia platino-cobalto (Hazen 500) Certipur®, art. 1.00246, concentración 500 mg/l de Pt.

Intervalo de medida: 5,0 – 80,0 mg/l de COT


Eliminación de CIT (Carbon Inorgánico Total):




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–12. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de ácido sulfúrico.




Pipetear 25 ml de la muestra en un recipiente de vidrio.



Añadir 3 gotas **TOC-1K** y mezclar.



Comprobar el valor del pH, intervalo necesario: pH <2,5.



Revolver durante 10 minutos.


Preparación de la muestra de medición:




Pipetear 3,0 ml de la muestra revuelta en una cubeta de reacción.




Añadir 1 microcuchara gris de **TOC-2K**. Cerrar **inmediatamente** y firmemente la cubeta con una **tapa de aluminio** (art. 1.73500)



Calentar la cubeta de reacción **en posición invertida** en el termorreactor 2 horas a 120 °C.



Tomar la cubeta del termorreactor y dejarla enfriar **en posición invertida** durante 1 hora.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Nota:


Para aumentar la exactitud de medición, debe medir contra una muestra en blanco de preparación propia (preparación como la muestra de medición, pero con agua destilada en lugar de la muestra).

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición, manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de COT Certipur®, art. 1.09017, concentración 1000 mg/l de COT.

También se pueden utilizar las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32247, 1.32248 y 1.32249.


Intervalo de medida: 50 – 800 mg/l de COT

Eliminación de CIT (Carbon Inorgánico Total):


Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–12. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de ácido sulfúrico.




Introducir 1,0 ml de la muestra y 9,0 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.15333, Agua para cromatografía LiChrosolv®) en un recipiente de vidrio.



Añadir 2 gotas **TOC-1K** y mezclar.



Comprobar el valor del pH, intervalo necesario: pH <2,5.




Revolver durante 10 minutos.

Preparación de la muestra de medición:


Pipetear 3,0 ml de la muestra revuelta en una cubeta de reacción.




Añadir 1 microcuchara gris de **TOC-2K**. Cerrar **inmediatamente** y firmemente la cubeta con una **tapa de aluminio** (art. 1.73500)



Calentar la cubeta de reacción **en posición invertida** en el termorreactor 2 horas a 120 °C.



Tomar la cubeta del termorreactor y dejarla enfriar **en posición invertida** durante 1 hora.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Nota:

Para aumentar la exactitud de medición, debe medir contra una muestra en blanco de preparación propia (preparación como la muestra de medición, pero con agua destilada en lugar de la muestra).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición, manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de COT Certipur®, art. 1.09017, concentración 1000 mg/l de COT.

También se pueden utilizar las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32251, 1.32252 y 1.32253.

Cromatos

Determinación de cromo(VI)


1.14552

Test en cubetas


Intervalo 0,05 – 2,00 mg/l de Cr

de medida: 0,11 – 4,46 mg/l de CrO_4


Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 1–9. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Verter 6 gotas de **Cr-3K** en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y **agitar por balanceo ligeramente**.




Tiempo de reacción: 5 minutos



Añadir 5,0 ml de la **muestra preparada** con la pipeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Tiempo de reacción: 5 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

¡Para evitar que el sedimento se disperse en la solución de medición, **no agite la cubeta ni la muela con fuerza antes de medir!**

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de cromatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04703, concentración 1000 mg/l de CrO_4^{2-} . También se puede utilizar la solución patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.33013.

Cromatos

Determinación de cromo total
= suma de cromo(VI) y cromo(III)


1.14552

Test en cubetas

Intervalo 0,05 – 2,00 mg/l de Cr

de medida: 0,11 – 4,46 mg/l de CrO_4

Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 1–9. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 10 ml de la muestra en una cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).



Añadir 1 gota de **Cr-1K**, cerrar con la tapa rosca y mezclar.




Añadir una dosis de **Cr-2K** con el dosificador azul, cerrar firmemente con la tapa rosca.



Calentar la cubeta de reacción durante 1 hora a 120 °C en el termoreactor.




Sacar la cubeta del termoreactor, dejarla enfriar a temperatura ambiente en un soporte para tubos de ensayo: **muestra preparada**.



Verter 6 gotas de **Cr-3K** en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa rosca y **agitar por balanceo ligeramente**.




Tiempo de reacción: 5 minutos



Añadir 5,0 ml de la **muestra preparada** con la pipeta, cerrar con la tapa rosca y mezclar.



Tiempo de reacción: 5 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

¡Para evitar que el sedimento se disperse en la solución de medición, **no agite la cubeta ni la mueva con fuerza antes de medir!**

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de cromatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04703, concentración 1000 mg/l de CrO_4^{2-} . También se puede utilizar la solución patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.33013.

Cromatos

1.14552

Diferenciación entre cromo(VI) y cromo(III)

Test en cubetas

Intervalo 0,05 – 2,00 mg/l de Cr


de medida: 0,11 – 4,46 mg/l de CrO_4

Si se desea hacer una diferenciación entre cromo(VI) y cromo(III), se podrá ajustar después de la selección del método el modo "Diferenciación" específico del correspondiente método.


Nota: Si no se desea medir ninguna diferenciación, se tendrá que volver a desactivar el modo "Diferenciación".



Seleccionar el método
núm. 39.




Toque en la tecla
<Ajustes>.
Seleccionar y activar
"Diferenciación".



Confirmar mediante
<OK>.

Efectuar la determina-
ción de **cromo total**
(ver la prescripción de
análisis "Determinación
de cromo total" con
1.14552).
= cubeta A

Una vez transcurrido el
tiempo de reacción:




Colocar la **cubeta A** en
el compartimiento para
cubetas. Hacer coincidir
la raya de marcado de
la cubeta con la marca
de fotómetro.
La medición es efectua-
da automáticamente.



Confirmar mediante
<OK>.

Efectuar la determina-
ción de **cromo(VI)**
(ver la prescripción de
análisis "Determinación
de cromo(VI)" con
1.14552).
= cubeta B

Una vez transcurrido el
tiempo de reacción:



Colocar la **cubeta B** en
el compartimiento para
cubetas. Hacer coincidir
la raya de marcado de
la cubeta con la marca
de fotómetro.
La medición es efectua-
da automáticamente.



Confirmar mediante
<OK>.
Los resultados A (Σ Cr),
B (Cr(VI)) y C (Cr(III)) en
mg/l serán indicados en
la pantalla.


Cromatos

1.14758


Determinación de cromo(VI)

Test


Intervalo	0,05 – 3,00 mg/l de Cr	0,11 – 6,69 mg/l de CrO_4	cubeta de 10 mm
de medida:	0,03 – 1,50 mg/l de Cr	0,07 – 3,35 mg/l de CrO_4	cubeta de 20 mm
	0,010 – 0,600 mg/l de Cr	0,02 – 1,34 mg/l de CrO_4	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.			




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 1–9. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Introducir 1 microcuchara gris rasa de **Cr-1** en un tubo de ensayo seco.



Añadir 6 gotas de **Cr-2**.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Añadir 5,0 ml de la muestra con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 1 minuto



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Para la determinación de **cromo total = suma de cromo(VI) y de cromo(III)**, es necesario efectuar una preparación de la muestra con Crack Set 10C, art. 1.14688 o Crack Set 10, art. 1.14687 y un termorreactor.

El resultado puede expresarse como la suma de cromo (Σ de Cr).

Para la medición en la cubeta de 50 mm, el volumen de la muestra y el volumen de los reactivos deben ser doblados en cada caso. En su lugar puede usarse la cubeta semimicro, art. 1.73502.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de cromatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04703, concentración 1000 mg/l de CrO_4^{2-} . También se pueden utilizar las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.33012 y 1.33013.


Cromo en baños galvánicos

Coloración propia


Intervalo	20 – 400	g/l de CrO_3	cubeta de 10 mm	Método 20
de medida:	10 – 200	g/l de CrO_3	cubeta de 20 mm	Método 20
	4,0 – 80,0	g/l de CrO_3	cubeta de 50 mm	Método 20




Pipetear 5,0 ml de la muestra en un matraz aforado de 100 ml, llenar con agua destilada hasta la señal de enrase y mezclar bien.




Pipetear 4,0 ml de la muestra diluida en un matraz aforado de 100 ml, llenar con agua destilada hasta la señal de enrase y mezclar bien.



Pipetear 5,0 ml de la muestra diluida a 1:500 en una cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).




Añadir 5,0 ml de **ácido sulfúrico a 40 %** con la pipeta. Cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método núm. **20**.




Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Intervalo 0,5 – 3000 mg/l de DBO

de medida: 0,5 – 3000 mg/l de O₂

Es posible expresar los resultados también en mmol/l.

Preparación y incubación:



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 6–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Llenar 2 frascos de reacción oxígeno con **muestra preparada** y 2 perlas de vidrio hasta derramar. Cerrar sin que queden burbujas de aire con tapón de vidrio biselado.



Llenar 2 frascos de reacción oxígeno con **solución salina nutritiva inoculada** y 2 perlas de vidrio hasta derramar. Cerrar sin que queden burbujas de aire con tapón de vidrio biselado.

Medición de la concentración inicial de oxígeno

= Valor de medición 1 (muestra de medición)
= Valor de medición 1 (muestra en blanco)




Incubar cerrado 1 frasco en cada caso con **muestra preparada** y **solución salina nutritiva** inoculada durante 5 días a $20 \pm 1^\circ\text{C}$ en el termostato.

Determinación:

Medición de la concentración final de oxígeno

= Valor de medición 2 (muestra de medición)
= Valor de medición 2 (muestra en blanco)

Utilizar 1 frasco en cada caso con **muestra preparada** y **solución salina nutritiva** inoculada después de realizada la incubación para la medición de la concentración final de oxígeno.



Añadir consecutivamente 5 gotas de **BOD-1K** y 10 gotas de **BOD-2K**, cerrar sin que queden burbujas de aire y mezclar durante aprox. 10 segundos.




Tiempo de reacción: 1 minuto



Añadir 10 gotas de **BOD-3K**, cerrar y mezclar.



Añadir la solución en la cubeta redonda.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Cálculo:

DBO de la muestra medición:

Valor de medición 1 - valor de medición 2 (muestra de medición) = A en mg/l

DBO de la muestra en blanco:

Valor de medición 1 - valor de medición 2 (muestra en blanco) = B en mg/l

DBO de la muestra original en mg/l =
= (A - B) x factor de dilución

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición, manipulación) puede usarse Spectroquant® Patrón DBO (análogo EN 1899), art. 1.00718


ΔK_{268} nm de aceite de oliva

corresponde a **Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX**


Aplicación

Intervalo de medida: -0,10 – 1,00 ΔK_{268} cubeta de cuarzo de 10 mm Método 2528


¡Atención! Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de isooctano. Éste será válido hasta que se abandone el método.




(Si es necesario, derretir y) homogeneizar la muestra.




En caso de impurezas, filtrar la muestra sirviéndose de un papel de filtraje rápido.




Pesar en un matraz aforado la muestra con una exactitud de 1 mg.




Añadir unos mililitros de **isooctano para espectroscopia Uvasol®** (art. 1.04718).



Disolver la muestra a temperatura ambiente.




Completar el contenido del matraz aforado hasta la marca con **isooctano para espectroscopia Uvasol®** (art. 1.04718) y mezclar.



Filtrar soluciones turbias mediante un filtro de papel.




Seleccionar el método núm. **2528**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.




Introducir el pesaje en gramos.




Confirmar mediante <OK>.




Introducir el volumen de la solución de muestra en mililitros.




Confirmar mediante <OK>.



Toque en la tecla <Start>.




Añadir la solución en la cubeta de cuarzo.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El valor ΔK_{268} será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.


ΔK_{270} nm de aceite de oliva

corresponde a **Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX**


Aplicación

Intervalo de medida: -0,10 – 1,00 ΔK_{270} cubeta de cuarzo de 10 mm Método 2529


¡Atención! Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de ciclohexano. Éste será válido hasta que se abandone el método.




(Si es necesario, derretir y) homogeneizar la muestra.




En caso de impurezas, filtrar la muestra sirviéndose de un papel de filtraje rápido.




Pesar en un matraz aforado la muestra con una exactitud de 1 mg.




Añadir unos mililitros de **ciclohexano para espectroscopia Uvasol®** (art. 1.02822).



Disolver la muestra a temperatura ambiente.




Completar el contenido del matraz aforado hasta la marca con **ciclohexano para espectroscopia Uvasol®** (art. 1.02822) y mezclar.



Filtrar soluciones turbias mediante un filtro de papel.




Seleccionar el método núm. **2529**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.




Introducir el pesaje en gramos.




Confirmar mediante <OK>.




Introducir el volumen de la solución de muestra en mililitros.




Confirmar mediante <OK>.




Toque en la tecla <Start>.




Añadir la solución en la cubeta de cuarzo.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El valor ΔK_{270} será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.

Densidad celular (OD600)

Aplicación


Intervalo de medida: -0,020 – 1,200 OD₆₀₀

cubeta de 10 mm

Método 313

¡Atención!


Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de disolvente de muestra. Éste será válido hasta que se abandone el método.




Homogeneizar **cuidadosamente** la muestra y, si es necesario, diluirla: **muestra de medida**.



Seleccionar el método núm. **313**. Realizar el ajuste a cero con **disolvente de muestra** y confirmar mediante la tecla <OK>.



Añadir la **muestra de medida** en la cubeta.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Importante:


Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.

Dióxido de cloro


1.00608

Test


Intervalo	0,10 – 10,00 mg/l de ClO_2	cubeta de 10 mm
de medida:	0,05 – 5,00 mg/l de ClO_2	cubeta de 20 mm
	0,020 – 2,000 mg/l de ClO_2	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 10 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 2 gotas de ClO_2 -1 y mezclar.




Tiempo de reacción: 2 minutos




Añadir 1 microcuchara azul rasa de ClO_2 -2.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 1 minuto



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de dióxido de cloro en la muestra producen soluciones de color amarillo (la solución de medición debe ser roja) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").


DOBI (Deterioro del índice de blanqueabilidad) de aceite de palma crudo

corresponde a EN ISO 17932:2011


Aplicación

Intervalo de medida: 0 – 4,00 DOBI cubeta de cuarzo de 10 mm Método 2524


¡Atención! Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de isooctano. Éste será válido hasta que se abandone el método.




Derretir y homogeneizar la muestra a una temperatura de 60 - 70 °C.




En caso de impurezas, filtrar la muestra sirviéndose de un papel de filtraje rápido.




Pesar entre 100 mg y 500 mg de la muestra en un matraz aforado de 25 ml.




Añadir unos mililitros de **isooctano para espectroscopia Uvasol®** (art. 1.04718).



Disolver la muestra a temperatura ambiente.




Completar el contenido del matraz aforado hasta la marca con **isooctano para espectroscopia Uvasol®** (art. 1.04718) y mezclar.




Filtrar soluciones turbias mediante un filtro de papel.



Seleccionar el método núm. **2524**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.



Añadir la solución en la cubeta de cuarzo.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El valor DOBI será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.

DQO


Demanda Química de Oxígeno

1.14560


Test en cubetas

Intervalo 4,0 – 40,0 mg/l de DQO o O_2


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Poner en suspensión el sedimento del fondo de la cubeta mediante agitación por balanceo.




Añadir 3,0 ml de la muestra con la pipeta **cuidadosamente** en una cubeta de reacción, cerrar firmemente con tapa roscada y mezclar intensamente. **¡Atención, la cubeta se calienta!**




Calentar la cubeta de reacción en el termorreactor durante 2 horas a 148 °C.




Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar en un soporte para tubos de ensayo.



Después de enfriar durante unos 10 minutos, agitar otra vez la cubeta por balanceo.



Volver a colocar la cubeta en el soporte y dejarla enfriar hasta temperatura ambiente (**¡muy importante!**).



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Nota:

Para aumentar de esta manera la exactitud se recomienda medir contra una muestra en blanco de preparación propia (cubeta de reacción + agua libre de DQO).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 50, art. 1.14695, o la solución patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25028.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 50).

DQO


Demanda Química de Oxígeno

1.01796


Test en cubetas

Intervalo 5,0 – 80,0 mg/l de DQO o O₂


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Poner en suspensión el sedimento del fondo de la cubeta mediante agitación por balanceo.




Añadir 2,0 ml de la muestra con la pipeta **cuidadosamente** en una cubeta de reacción, cerrar firmemente con tapa roscada y mezclar intensamente. **¡Atención, la cubeta se calienta!**




Calentar la cubeta de reacción en el termorreactor durante 2 horas a 148 °C.




Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar en un soporte para tubos de ensayo.



Después de enfriar durante unos 10 minutos, agitar otra vez la cubeta por balanceo.



Volver a colocar la cubeta en el soporte y dejarla enfriar hasta temperatura ambiente (**¡muy importante!**).



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Nota:

Para aumentar de esta manera la exactitud se recomienda medir contra una muestra en blanco de preparación propia (cubeta de reacción + agua libre de DQO).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 50, art. 1.14695, o la solución patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25028.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 50).

DQO


Demanda Química de Oxígeno

1.14540


Test en cubetas

Intervalo 10 – 150 mg/l de DQO o O₂


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Poner en suspensión el sedimento del fondo de la cubeta mediante agitación por balanceo.




Añadir 3,0 ml de la muestra con la pipeta **cuidadosamente** en una cubeta de reacción, cerrar firmemente con tapa roscada y mezclar intensamente. **¡Atención, la cubeta se calienta!**




Calentar la cubeta de reacción en el termorreactor durante 2 horas a 148 °C.




Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar en un soporte para tubos de ensayo.



Después de enfriar durante unos 10 minutos, agitar otra vez la cubeta por balanceo.



Volver a colocar la cubeta en el soporte y dejarla enfriar hasta temperatura ambiente (**¡muy importante!**).



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Nota:

Para aumentar de esta manera la exactitud se recomienda medir contra una muestra en blanco de preparación propia (cubeta de reacción + agua libre de DQO).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 10, art. 1.14676, o la solución patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25029.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 10).

DQO


Demanda Química de Oxígeno

1.14895

Test en cubetas

Intervalo 15 – 300 mg/l de DQO o O₂


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Poner en suspensión el sedimento del fondo de la cubeta mediante agitación por balanceo.




Añadir 2,0 ml de la muestra con la pipeta **cuidadosamente** en una cubeta de reacción, cerrar firmemente con tapa roscada y mezclar intensamente. **¡Atención, la cubeta se calienta!**




Calentar la cubeta de reacción en el termorreactor durante 2 horas a 148 °C.




Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar en un soporte para tubos de ensayo.



Después de enfriar durante unos 10 minutos, agitar otra vez la cubeta por balanceo.



Volver a colocar la cubeta en el soporte y dejarla enfriar hasta temperatura ambiente (**¡muy importante!**).



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Nota:

Para aumentar de esta manera la exactitud se recomienda medir contra una muestra en blanco de preparación propia (cubeta de reacción + agua libre de DQO).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 60, art. 1.14696, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25029 y 1.25030.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 60).

DQO


Demanda Química de Oxígeno

1.14690


Test en cubetas

Intervalo 50 – 500 mg/l de DQO o O₂


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Poner en suspensión el sedimento del fondo de la cubeta mediante agitación por balanceo.




Añadir 2,0 ml de la muestra con la pipeta **cuidadosamente** en una cubeta de reacción, cerrar firmemente con tapa roscada y mezclar intensamente. **¡Atención, la cubeta se calienta!**




Calentar la cubeta de reacción en el termostato durante 2 horas a 148 °C.




Sacar la cubeta del termostato, dejarla enfriar en un soporte para tubos de ensayo.



Después de enfriar durante unos 10 minutos, agitar otra vez la cubeta por balanceo.



Volver a colocar la cubeta en el soporte y dejarla enfriar hasta temperatura ambiente (**¡muy importante!**).



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Nota:

Para aumentar de esta manera la exactitud se recomienda medir contra una muestra en blanco de preparación propia (cubeta de reacción + agua libre de DQO).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 60, art. 1.14696, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25029, 1.25030 y 1.25031.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 60).

DQO


Demanda Química de Oxígeno

1.14541


Test en cubetas

Intervalo 25 – 1500 mg/l de DQO o O₂


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Poner en suspensión el sedimento del fondo de la cubeta mediante agitación por balanceo.




Añadir 3,0 ml de la muestra con la pipeta **cuidadosamente** en una cubeta de reacción, cerrar firmemente con tapa roscada y mezclar intensamente. **¡Atención, la cubeta se calienta!**




Calentar la cubeta de reacción en el termorreactor durante 2 horas a 148 °C.




Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar en un soporte para tubos de ensayo.



Después de enfriar durante unos 10 minutos, agitar otra vez la cubeta por balanceo.



Volver a colocar la cubeta en el soporte y dejarla enfriar hasta temperatura ambiente (**¡muy importante!**).



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Nota:

Para aumentar de esta manera la exactitud se recomienda medir contra una muestra en blanco de preparación propia (cubeta de reacción + agua libre de DQO).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 20, art. 1.14675, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25029, 1.25030, 1.25031 y 1.25032.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 20).

DQO


Demanda Química de Oxígeno

1.14691


Test en cubetas

Intervalo 300 – 3500 mg/l de DQO o O₂


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Poner en suspensión el sedimento del fondo de la cubeta mediante agitación por balanceo.




Añadir 2,0 ml de la muestra con la pipeta **cuidadosamente** en una cubeta de reacción, cerrar firmemente con tapa roscada y mezclar intensamente. **¡Atención, la cubeta se calienta!**




Calentar la cubeta de reacción en el termorreactor durante 2 horas a 148 °C.




Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar en un soporte para tubos de ensayo.



Después de enfriar durante unos 10 minutos, agitar otra vez la cubeta por balanceo.



Volver a colocar la cubeta en el soporte y dejarla enfriar hasta temperatura ambiente (**¡muy importante!**).



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Nota:

Para aumentar de esta manera la exactitud se recomienda medir contra una muestra en blanco de preparación propia (cubeta de reacción + agua libre de DQO).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 80, art. 1.14738, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25031, 1.25032 y 1.25033.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 80).

DQO


Demanda Química de Oxígeno

1.14555


Test en cubetas

Intervalo 500 – 10000 mg/l de DQO o O₂


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Poner en suspensión el sedimento del fondo de la cubeta mediante agitación por balanceo.




Añadir 1,0 ml de la muestra con la pipeta **cuidadosamente** en una cubeta de reacción, cerrar firmemente con tapa roscada y mezclar intensamente. **¡Atención, la cubeta se calienta!**




Calentar la cubeta de reacción en el termostato durante 2 horas a 148 °C.




Sacar la cubeta del termostato, dejarla enfriar en un soporte para tubos de ensayo.



Después de enfriar durante unos 10 minutos, agitar otra vez la cubeta por balanceo.



Volver a colocar la cubeta en el soporte y dejarla enfriar hasta temperatura ambiente (**¡muy importante!**).



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Nota:

Para aumentar de esta manera la exactitud se recomienda medir contra una muestra en blanco de preparación propia (cubeta de reacción + agua libre de DQO).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 70, art. 1.14689, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25032, 1.25033 y 1.25034.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 70).

DQO


Demanda Química de Oxígeno

1.01797

Test en cubetas

Intervalo 5000 – 90000 mg/l de DQO o O₂


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Poner en suspensión el sedimento del fondo de la cubeta mediante agitación por balanceo.




Añadir 0,10 ml de la muestra con la pipeta **cuidadosamente** en una cubeta de reacción, cerrar firmemente con tapa rosca y mezclar intensamente. **¡Atención, la cubeta se calienta!**




Calentar la cubeta de reacción en el termorreactor durante 2 horas a 148 °C.




Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar en un soporte para tubos de ensayo.



Después de enfriar durante unos 10 minutos, agitar otra vez la cubeta por balanceo.



Volver a colocar la cubeta en el soporte y dejarla enfriar hasta temperatura ambiente (**¡muy importante!**).



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Nota:

Para aumentar de esta manera la exactitud se recomienda medir contra una muestra en blanco de preparación propia (cubeta de reacción + agua libre de DQO).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar la solución patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25034 y 1.25035.

DQO (exento de Hg)

Demanda Química de Oxígeno

1.09772


Test en cubetas

Intervalo 10 – 150 mg/l de DQO o O₂


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Añadir 2,0 ml de la muestra con la pipeta **cuidadosamente** en una cubeta de reacción, cerrar firmemente con tapa roscada y mezclar intensamente. **¡Atención, la cubeta se calienta!**




Calentar la cubeta de reacción en el termorreactor durante 2 horas a 148 °C.




Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar en un soporte para tubos de ensayo.



Después de enfriar durante unos 10 minutos, agitar otra vez la cubeta por balanceo.



Volver a colocar la cubeta en el soporte y dejarla enfriar hasta temperatura ambiente (**¡muy importante!**).



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Nota:

Para aumentar de esta manera la exactitud se recomienda medir contra una muestra en blanco de preparación propia (cubeta de reacción + agua libre de DQO).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar la solución patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25028 y 1.25029.

DQO (exento de Hg)

Demanda Química de Oxígeno

1.09773


Test en cubetas

Intervalo 100 – 1500 mg/l de DQO o O₂


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Añadir 2,0 ml de la muestra con la pipeta **cuidadosamente** en una cubeta de reacción, cerrar firmemente con tapa roscada y mezclar intensamente. **¡Atención, la cubeta se calienta!**




Calentar la cubeta de reacción en el termorreactor durante 2 horas a 148 °C.




Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar en un soporte para tubos de ensayo.



Después de enfriar durante unos 10 minutos, agitar otra vez la cubeta por balanceo.



Volver a colocar la cubeta en el soporte y dejarla enfriar hasta temperatura ambiente (**¡muy importante!**).



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Nota:

Para aumentar de esta manera la exactitud se recomienda medir contra una muestra en blanco de preparación propia (cubeta de reacción + agua libre de DQO).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar la solución patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25029, 1.25030, 1.25031 y 1.25032.

DQO

Demanda Química de Oxígeno para agua de mar / altos contenidos en cloruros


1.17058

Test en cubetas


Intervalo 5,0 – 60,0 mg/l de DQO o O₂

de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.

Desenriquecimiento de cloruro:




Introducir mediante pipeta de vidrio 20 ml de muestra en un matraz Erlenmeyer de 300 ml con NS 29/32.



Introducir mediante pipeta de vidrio 20 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.15333, Agua para cromatografía LiChrosolv®) en un segundo matraz Erlenmeyer de 300 ml con NS 29/32.




Introducir en cada caso una barra agitadora magnética y refrigerar en el baño de hielo.




Añadir mediante pipeta de vidrio en cada uno de los dos matraces Erlenmeyer **lentamente, así como agitando y refrigerando**, 25 ml de ácido sulfúrico para determinación de DQO (art. 1.17048).




Dejar enfriar los dos matraces Erlenmeyer en el baño de hielo hasta que alcancen la temperatura ambiente.




Introducir en cada caso 6 - 7 g de **cal sodada con indicador** (art. 1.06733) en dos bujías absorbentes (art. 1.15955).



Cerrar las bujías absorbentes con tapones de vidrio y colocarlas sobre los matraces Erlenmeyer.



Dejar agitar a temperatura ambiente durante 2 horas y con una velocidad de 250 R/min: Muestra desenriquecida / Muestra en blanco desenriquecida



Comprobar el contenido de cloruro en la muestra desenriquecida mediante test Cloruros MQuant® (art. 1.11132) según prescripción de aplicación (ver sitio web): Valor nominal <2000 mg/l Cl⁻.

Determinación de cloruro (según prescripción de aplicación - versión abreviada):

Introducir 5,0 ml de hidróxido de sodio en solución 2 mol/l, art. 1.09136, en el tubo de ensayo del test Cloruros MQuant®, art. 1.11132.

Verter **cuidadosamente** mediante pipeta 0,5 ml de la muestra desenriquecida sobre del hidróxido de sodio en solución en la pared interna del tubo de ensayo mantenido inclinado (**¡gafas protectoras! ¡la cubeta se calienta!**). Añadir 2 gotas de reactivo Cl-1 y agitar por balanceo. La muestra se colorea directamente de amarillo. (No se necesita el reactivo Cl-2.)

Dejar gotear Reactivo Cl-3 del frasco mantenido en posición vertical a la muestra, lentamente y agitando por balanceo, hasta que su color cambie de amarillo a violeta azulado. Poco antes de llegar al viraje de color esperar unos segundos después de cada gota.

Valor de medición en mg/l de Cl⁻ = número de gotas x 250


DQO

Demanda Química de Oxígeno
para agua de mar / altos contenidos en cloruros


1.17058

Test en cubetas


Determinación:




Poner en suspensión el sedimento del fondo de dos cubetas mediante agitación por balanceo.




Añadir 5,0 ml de la **muestra desenriquecida** con la pipeta **cuidadosamente** en una cubeta de reacción, cerrar firmemente con tapa roscada y mezclar intensamente. **¡Atención, la cubeta se calienta!**




Añadir 5,0 ml de la **muestra en blanco desenriquecida** con la pipeta **cuidadosamente** en una segunda cubeta de reacción, cerrar firmemente con tapa roscada y mezclar intensamente. **¡Atención, la cubeta se calienta!**
(Cubeta del blanco)




Calentar ambas cubetas en el termorreactor durante 2 horas a 148 °C.




Sacar ambas cubetas del termorreactor, dejarlas enfriar en un soporte para tubos de ensayo.




Después de enfriar durante unos 10 minutos, agitar otra vez ambas cubetas por balanceo.



Volver a colocar ambas cubetas en el soporte y dejarlas enfriar a temperatura ambiente (**¡muy importante!**).




Toque en la tecla <Ajustes>. Seleccionar "Blanco de reactivo".



Colocar la cubeta del blanco en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.



Seleccionar "Usuario Rbon". Confirmar mediante <OK>.



Colocar la cubeta de la muestra en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón de DQO/cloruros a partir de una solución de potasio hidrogenoftalato, art. 1.02400, y sodio cloruro, art. 1.06406 (ver apartado "Soluciones patrón").

DQO

Demanda Química de Oxígeno para agua de mar / altos contenidos en cloruros


1.17059

Test en cubetas


Intervalo 50 – 3000 mg/l de DQO o O₂

de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.

Desenriquecimiento de cloruro:




Introducir mediante pipeta de vidrio 20 ml de muestra en un matraz Erlenmeyer de 300 ml con NS 29/32.



Introducir mediante pipeta de vidrio 20 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.15333, Agua para cromatografía LiChrosolv®) en un segundo matraz Erlenmeyer de 300 ml con NS 29/32.




Introducir en cada caso una barra agitadora magnética y refrigerar en el baño de hielo.




Añadir mediante pipeta de vidrio en cada uno de los dos matraces Erlenmeyer **lentamente, así como agitando y refrigerando**, 25 ml de ácido sulfúrico para determinación de DQO (art. 1.17048).




Dejar enfriar los dos matraces Erlenmeyer en el baño de hielo hasta que alcancen la temperatura ambiente.




Introducir en cada caso 6 - 7 g de **cal sodada con indicador** (art. 1.06733) en dos bujías absorbentes (art. 1.15955).



Cerrar las bujías absorbentes con tapones de vidrio y colocarlas sobre los matraces Erlenmeyer.



Dejar agitar a temperatura ambiente durante 2 horas y con una velocidad de 250 R/min: Muestra desenriquecida / Muestra en blanco desenriquecida



Comprobar el contenido de cloruro en la muestra desenriquecida mediante test Cloruros MQuant® (art. 1.11132) según prescripción de aplicación (ver sitio web): Valor nominal <250 mg/l Cl⁻.

Determinación de cloruro (según prescripción de aplicación - versión abreviada):

Introducir 5,0 ml de hidróxido de sodio en solución 2 mol/l, art. 1.09136, en el tubo de ensayo del test Cloruros MQuant®, art. 1.11132.

Verter **cuidadosamente** mediante pipeta 0,5 ml de la muestra desenriquecida sobre del hidróxido de sodio en solución en la pared interna del tubo de ensayo mantenido inclinado (**¡gafas protectoras! ¡la cubeta se calienta!**). Añadir 2 gotas de reactivo Cl-1 y agitar por balanceo. La muestra se colorea directamente de amarillo. (No se necesita el reactivo Cl-2.)

Dejar gotear Reactivo Cl-3 del frasco mantenido en posición vertical a la muestra, lentamente y agitando por balanceo, hasta que su color cambie de amarillo a violeta azulado. Poco antes de llegar al viraje de color esperar unos segundos después de cada gota.

Valor de medición en mg/l de Cl⁻ = número de gotas x 250


DQO

Demanda Química de Oxígeno
para agua de mar / altos contenidos en cloruros


1.17059

Test en cubetas


Determinación:




Poner en suspensión el sedimento del fondo de dos cubetas mediante agitación por balanceo.




Añadir 3,0 ml de la **muestra desenriquecida** con la pipeta **cuidadosamente** en una cubeta de reacción, cerrar firmemente con tapa roscada y mezclar intensamente. **¡Atención, la cubeta se calienta!**




Añadir 3,0 ml de la **muestra en blanco desenriquecida** con la pipeta **cuidadosamente** en una segunda cubeta de reacción, cerrar firmemente con tapa roscada y mezclar intensamente. **¡Atención, la cubeta se calienta!**
(Cubeta del blanco)




Calentar ambas cubetas en el termorreactor durante 2 horas a 148 °C.




Sacar ambas cubetas del termorreactor, dejarlas enfriar en un soporte para tubos de ensayo.




Después de enfriar durante unos 10 minutos, agitar otra vez ambas cubetas por balanceo.



Volver a colocar ambas cubetas en el soporte y dejarlas enfriar a temperatura ambiente (**¡muy importante!**).




Toque en la tecla <Ajustes>. Seleccionar "Blanco de reactivo".



Colocar la cubeta del blanco en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.



Seleccionar "Usuario Rbon". Confirmar mediante <OK>.



Colocar la cubeta de la muestra en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón de DQO/cloruros a partir de una solución de potasio hidrogenoftalato, art. 1.02400, y sodio cloruro, art. 1.06406 (ver apartado "Soluciones patrón").


dsDNA en soluciones purificadas

Aplicación

Intervalo de medida:	5 – 37 500 µg/ml de dsDNA	cubeta de cuarzo de 10 mm	Método 2512
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de disolvente de muestra. Éste será válido hasta que se abandone el método.		




Homogeneizar **cuidadosamente** la muestra.




Si es necesario, diluir la muestra.
Anotar la dilución (1 + x): muestra de medida.




Seleccionar el método núm. **2512**.
Realizar el ajuste a cero con **disolvente de muestra** y confirmar mediante la tecla <OK>.




Introducir la dilución (1 parte de muestra + x partes de disolvente de muestra).



Confirmar mediante <OK>.




Añadir la **muestra de medida** en la cubeta de cuarzo.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas.
La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.
El resultado será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra.
No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para cada nueva serie de medición ha de verificarse la calibración preprogramada mediante soluciones patrón (ver la sección "Adjustment"). En el caso de que se presenten desviaciones significantes, será necesario recalibrar el método. Para tal fin, proceder de acuerdo con la prescripción de aplicación.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.


Dureza residual

1.14683

Test en cubetas

Intervalo	0,50 – 5,00 mg/l de Ca
de medida:	0,070 – 0,700 °d
	0,087 – 0,874 °e
	0,12 – 1,25 °f


Intervalo	0,70– 7,00 mg/l de CaO
de medida:	1,2 – 12,5 mg/l de CaCO ₃
	Es posible expresar los resultados
	también en mmol/l.



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 5–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.




Pipetear 4,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Añadir 0,20 ml de **RH-1K** con la pipeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Tiempo de reacción: 10 minutos, **medir inmediatamente**.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de calcio lista para el uso Certipur®, art. 1.19778, concentración 1000 mg/l de Ca. (Prestar atención a el pH.)

Dureza total


1.00961

Determinación de la dureza total

Test en cubetas

Intervalo	5	–215	mg/l de Ca
de medida:	0,7	– 30,1	°d
	0,9	– 37,6	°e
	1,2	– 53,7	°f


Intervalo	7	–301	mg/l de CaO
de medida:	12	–537	mg/l de CaCO ₃
	0,12	– 5,36	mmol/l de Ca/Mg
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.			



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–9. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.




Pipetear 1,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Añadir 1,0 ml de **H-1K** con la pipeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Tiempo de reacción: 3 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").

Dureza total

1.00961

Diferenciación entre la dureza Ca y la dureza Mg

Test en cubetas

Intervalo	0,12 – 5,36 mmol/l
de medida:	0,7 –30,1 °d
	0,9 –37,6 °e
	1,2 –53,7 °f

Si se desea hacer una diferenciación entre la dureza Ca y la dureza Mg, se podrá ajustar después de la selección del método el modo "Diferenciación" específico del correspondiente método.

Diferenciación es posible solamente en mmol/l.

Nota: Si no se desea medir ninguna diferenciación, se tendrá que volver a desactivar el modo "Diferenciación".



Seleccionar el método núm. 178.



Toque en la tecla <Ajustes>. Seleccionar y activar "Diferenciación".




Confirmar mediante <OK>.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–9. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.




Pipetear 1,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Añadir 1,0 ml de **H-1K** con la pipeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Tiempo de reacción: 3 minutos




Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro. La medición es efectuada automáticamente.
= cubeta A



Confirmar mediante <OK>.



Añadir 3 gotas de **H-2K** en la cubeta medida, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro. La medición es efectuada automáticamente.
= cubeta B




Confirmar mediante <OK>. Los resultados A (Σ Ca/Mg), B (Mg) y C (Ca) en mmol/l serán indicados en la pantalla.

Intervalo 0,10 – 2,50 mg/l de Sn


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH <3. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de ácido sulfúrico.



Introducir 6 gotas de **Sn-1K** en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 5,0 ml de la muestra con la pipeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Comprobar el valor del pH, intervalo necesario: pH 1,5–3,5. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de ácido sulfúrico.



Tiempo de reacción: 15 minutos




Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón a partir de la solución patrón de estaño lista para el uso Certipur®, art. 1.70242, concentración 1000 mg/l de Sn (ver apartado "Soluciones patrón").

Intervalo 0,10 – 2,50 mg/l de Sn


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 1,5–2,2. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.




Pipetear 4,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Añadir 0,50 ml de **Sn-1K** con la pipeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Tiempo de reacción: 15 minutos, **medir inmediatamente**.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón a partir de la solución patrón de estaño lista para el uso Certipur®, art. 1.70242, concentración 1000 mg/l de Sn (ver apartado "Soluciones patrón").

Fenol

1.14551


Test en cubetas

Intervalo 0,10 – 2,50 mg/l de C_6H_5OH **de medida:** Es posible expresar los resultados también en mmol/l.


Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–11. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 10 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 microcuchara gris rasa de **Ph-1K**, cerrar con la tapa roscada.




Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.




Añadir 1 microcuchara verde rasa de **Ph-2K**, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 1 minuto



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de fenol en la muestra conducen a una debilitación del color y a valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón de fenol a partir de una solución de fenol p.a., art. 1.00206 (ver apartado "Soluciones patrón").

Fenol


1.00856

Test


Intervalo	0,002 – 0,100 mg/l de C_6H_5OH	cubeta de 20 mm
de medida:	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.	
¡Atención!	La medición tiene lugar en una cubeta rectangular de 20 mm frente a una muestra en blanco, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) y los reactivos en forma análoga.	




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–11. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 200 ml de la muestra en un embudo de decantación.



Añadir 5,0 ml de **Ph-1**, con la pipeta y mezclar.




Añadir 1 microcuchara verde rasa de **Ph-2** y disolver.




Añadir 1 microcuchara verde rasa de **Ph-3** y disolver.




Tiempo de reacción: 30 minutos (protegido de la luz)




Añadir 10 ml de clorofor-
mo con la pipeta, cerrar
el embudo de decanta-
ción.




Agitar durante
1 minuto.




Dejar en reposo durante
5 – 10 minutos para que
se separen las fases.



Introducir la fase **in-
ferior** límpida en la
cubeta.



Seleccionar el método
con el AutoSelector
0,002 – 0,100 mg/l.




Colocar la cubeta en el
compartimiento para
cubetas.

Fenol


1.00856

Test


Intervalo	0,10 – 5,00 mg/l de C_6H_5OH	cubeta de 10 mm
de medida:	0,05 – 2,50 mg/l de C_6H_5OH	cubeta de 20 mm
	0,025 – 1,000 mg/l de C_6H_5OH	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–11. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 10 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 1,0 ml de **Ph-1** con la pipeta y mezclar.




Añadir 1 microcuchara gris rasa de **Ph-2**.



Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Añadir 1 microcuchara gris rasa de **Ph-3**.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 10 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector 0,025 – 5,00 mg/l.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón de fenol a partir de una solución de fenol p.a., art. 1.00206 (ver apartado "Soluciones patrón").


Fluoruros

1.00809

Test en cubetas

Intervalo	0,10 – 1,80 mg/l de F	cubeta redonda
de medida:	0,025 – 0,500 mg/l de F	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		

Intervalo de medida: 0,10 – 1,80 mg/l de F




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de **F-1K**, cerrar con la tapa roscada.




Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 15 minutos




Agitar la cubeta por balanceo antes de medirla.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.


Intervalo de medida: 0,025 – 0,500 mg/l de F




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Seleccionar el método núm. 216.




Pipetear 10 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa rosca y mezclar.




Pipetear 10 ml de agua destilada en una segunda cubeta de reacción, cerrar con la tapa rosca y mezclar. (Blanco)




Añadir 1 microcuchara azul rasa de **F-1K** en cada una de las dos cubetas, cerrar con la tapa rosca.




Agitar intensamente ambas cubetas para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 15 minutos




Agitar las cubetas por balanceo antes de medirla.



Añadir las dos soluciones en dos cubetas de 50 mm.



Colocar la cubeta del blanco en el compartimiento para cubetas.



Colocar la cubeta de la muestra en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de fluoruros en la muestra producen soluciones de color pared (la solución de medición debe ser violeta) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de fluoruros lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04688, concentración 1000 mg/l de F⁻. También se pueden utilizar las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32233, 1.32234, 1.32235 y 1.32236.


Fluoruros

1.17243

Test en cubetas

Intervalo 0,10 – 2,50 mg/l de F


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–12. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Pipetear 5,0 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) en una segunda cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar. (Blanco)



Tiempo de reacción: 1 minuto



Colocar la cubeta del blanco en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.




Colocar la cubeta de la muestra en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de fluoruros lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04688, concentración 1000 mg/l de F⁻. También se pueden utilizar las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32233, 1.32234, 1.32235 y 1.32236.

Intervalo	0,10 – 2,00 mg/l de F	cubeta de 10 mm
de medida:	1,0 – 20,0 mg/l de F	cubeta de 10 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		


Intervalo de medida: 0,10 – 2,00 mg/l de F




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 2,0 ml de **F-1** en un tubo de ensayo.




Añadir 5,0 ml de la muestra con la pipeta y mezclar.




Añadir 1 microcuchara rasa de **F-2**.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 5 minutos



Añadir la solución en la cubeta.




Seleccionar el método con el AutoSelector 0,10 – 2,00 mg/l de F.




Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.


Intervalo de medida: 1,0 – 20,0 mg/l de F




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 2,0 ml de **F-1** en un tubo de ensayo.




Añadir 5,0 ml de la agua destilada y 0,50 ml de la muestra con la pipeta y mezclar.




Añadir 1 microcuchara rasa de **F-2**.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Tempo de reacción: 5 minutos



Añadir la solución en la cubeta.



Seleccionar el método con el AutoSelector 1,0 – 20,0 mg/l de F.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de fluoruros en la muestra producen soluciones de color pardo (la solución de medición debe ser violeta) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de fluoruros lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04688, concentración 1000 mg/l de F⁻. También se pueden utilizar las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32233, 1.32234, 1.32235 y 1.32236.

Fluoruros


1.00822

Test


Intervalo	0,02 – 2,00 mg/l de F	cubeta semimicro de 50 mm, art. 1.73502
de medida:	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.	




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 1–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Pipetear 5,0 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) en un segundo tubo de ensayo. (Blanco)




Añadir 1,0 ml de **F-1** con la pipeta en cada uno de los dos tubos y mezclar.




Tempo de reacción: 1 minuto




Añadir las dos soluciones en dos **cubetas semimicro**.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta del blanco en el compartimiento para cubetas.



Colocar la cubeta de la muestra en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Para la medición en la **cubeta rectangular** de 50 mm, **art. 1.14944**, el volumen de muestra como el volumen de reactivo deben duplicarse en cada caso.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de fluoruros lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04688, concentración 1000 mg/l de F⁻. También se pueden utilizar las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32233, 1.32234, 1.32235 y 1.32236.

Fluoruros


1.17236

Test


Intervalo	0,02 – 2,00 mg/l de F	cubeta semimicro de 50 mm, art. 1.73502
de medida:	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.	




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–12. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Pipetear 5,0 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) en un segundo tubo de ensayo. (Blanco)




Añadir 1,0 ml de **F-1** con la pipeta en cada uno de los dos tubos y mezclar.




Tempo de reacción: 1 minuto




Añadir las dos soluciones en dos **cubetas semimicro**.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta del blanco en el compartimiento para cubetas.



Colocar la cubeta de la muestra en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Para la medición en la **cubeta rectangular** de 50 mm, **art. 1.14944**, el volumen de muestra como el volumen de reactivo deben duplicarse en cada caso.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de fluoruros lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04688, concentración 1000 mg/l de F⁻. También se pueden utilizar las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32233, 1.32234, 1.32235 y 1.32236.


Formaldehído

1.14500

Test en cubetas

Intervalo 0,10 – 8,00 mg/l de HCHO


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–13.



Verter 1 microcuchara verde rasa de **HCHO-1K** en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada.




Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Añadir 2,0 ml de la muestra con la pipeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar. **¡Atención, la cubeta se calienta!**



Tiempo de reacción: 5 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de formaldehído (superiores a 1000 mg/l) en la muestra producen valores falsamente; en estos casos debe diluirse la muestra.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón de formaldehído a partir de una solución de formaldehído 37%, art. 1.04003 (ver apartado "Soluciones patrón").

Formaldehído


1.14678

Test


Intervalo	0,10 – 8,00 mg/l de HCHO	cubeta de 10 mm
de medida:	0,05 – 4,00 mg/l de HCHO	cubeta de 20 mm
	0,02 – 1,50 mg/l de HCHO	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–13.



Pipetear 4,5 ml de **HCHO-1** en un cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).




Verter 1 microcuchara verde rasa de **HCHO-2**, cerrar con la tapa rosca.




Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.




Añadir 3,0 ml de la muestra con la pipeta, cerrar con la tapa rosca y mezclar. **¡Atención, la cubeta se calienta!**




Tiempo de reacción: 5 minutos



Añadir la solución en la cubeta rectangular correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Nota:

Para la preparación se recomiendan cubetas vacías, art. 1.14724. Estos tubos pueden cerrarse con tapa rosca. Así es posible mezclar sin peligro.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de formaldehído (superiores a 1000 mg/l) en la muestra producen valores falsamente; en estos casos debe diluirse la muestra.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón de formaldehído a partir de una solución de formaldehído 37%, art. 1.04003 (ver apartado "Soluciones patrón").


Fosfatida en leche y productos lácteos

corresponde al Art. 64 del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB)
01.00-41


Aplicación

Intervalo de medida:	0 – 750 mg/100 g de P	cubeta de 10 mm	Método 2535
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		

Preparación: Extracción de grasa e incineración




Pesar la muestra con una exactitud de 10 mg en un tubo de extracción de Mojonier, añadir (solución) de **cloruro sódico** y extraer según el Art. 64 del LFGB 01.00-41 [1].




Después de la extracción, realizar una incineración según el Art. 64 del LFGB 01.00-41 [1].

Determinación de fosfatida: Blanco de reactivo




Introducir 20 ml de **ácido sulfúrico 0,05 mol/l** en un matraz aforado de 50 ml.




Añadir 20 ml de **reactivo de molibdato de sodio/ácido ascórbico** y mezclar.


Determinación de fosfatida: Muestra de medida




Completar el matraz aforado con agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) hasta la señal de enrase y mezclar bien.




Incubar según el Art. 64 del LFGB 01.00-41 [1]: **blanco de reactivo.**




Preparar la ceniza según el Art. 64 del LFGB 01.00-41 [1].




Transferir con **ácido sulfúrico 0,05 mol/l** a un matraz aforado de 50 ml.




Completar el matraz aforado con **ácido sulfúrico 0,05 mol/l** hasta la señal de enrase y mezclar bien: **solución 1.**



Introducir 20 ml de **solución 1** en un matraz aforado de 50 ml.



Añadir 20 ml de **reactivo de molibdato de sodio/ácido ascórbico** y mezclar.



Completar el matraz aforado con agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) hasta la señal de enrase y mezclar bien.



Incubar según el Art. 64 del LFGB 01.00-41 [1]: **muestra de medida.**

Fosfatida en leche y productos lácteos


corresponde al Art. 64 del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB)
01.00-41

Aplicación

Medición:



Seleccionar el método
núm. 2535.
Realizar el ajuste a cero
y confirmar mediante la
tecla <OK>.




Introducir el pesaje en
gramos.




Confirmar mediante
<OK>.



Toque en la tecla
<Start>.




Añadir la solución
"blanco de reactivo" en
la cubeta.




Introducir la cubeta en el
compartimiento para
cubetas.
La medición del valor en
blanco es efectuada
automáticamente.



Confirmar mediante
<OK>.



Añadir la solución
"muestra de medida"
en la cubeta.



Introducir la cubeta en el
compartimiento para
cubetas.
La medición es efectua-
da automáticamente.



Confirmar mediante
<OK>.
El resultado será indica-
do en la pantalla.



Toque en la tecla <Start>
para iniciar el proceso de
medición para la próxima
muestra.
No se vuelve a solicitar
ningún ajuste a cero.

Importante:

Para cada nueva serie de medición ha de verificarse la calibración preprogramada mediante soluciones patrón (ver la sección "Adjustment"). En el caso de que se presenten desviaciones significantes, será necesario recalibrar el método. Para tal fin, proceder de acuerdo con la prescripción de aplicación.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.


Fosfatos

1.00474

Determinación de ortofosfatos

Test en cubetas


Intervalo	0,05 – 5,00 mg/l de P de PO_4 ("PO ₄ -P")
de medida:	0,2 – 15,3 mg/l de PO_4
	0,11 – 11,46 mg/l de P_2O_5
	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota ácido sulfúrico diluido.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa rosca y mezclar.




Añadir 5 gotas de **P-1K**, cerrar con la tapa rosca y mezclar.




Añadir 1 dosis de **P-2K** con el dosificador azul, cerrar con la tapa rosca.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción:
5 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Para la determinación de **fósforo total = suma de ortofosfato, polifosfato y organofosfato** se puede utilizar el test en cubetas Fosfatos, art. 1.14543, 1.14729 y 1.00673, o el test Fosfatos, art. 1.14848, junto con el Crack Set 10/10C, art. 1.14687/1.14688.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 10, art. 1.14676.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de fosfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04690, concentración 1000 mg/l de PO_4^{3-} .

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 10).


Fosfatos

1.14543

Determinación de ortofosfatos

Test en cubetas


Intervalo	0,05 – 5,00 mg/l de P de PO_4 ("PO ₄ -P")
de medida:	0,2 – 15,3 mg/l de PO_4
	0,11 – 11,46 mg/l de P_2O_5
	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota ácido sulfúrico diluido.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 5 gotas de **P-2K**, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 dosis de **P-3K** con el dosificador azul, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción:
5 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 10, art. 1.14676.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de fosfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04690, concentración 1000 mg/l de PO_4^{3-} .

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 10).

Fosfatos


Determinación de fósforo total

= suma de ortofosfatos, polifosfatos y organofosfatos

1.14543

Test en cubetas


Intervalo	0,05 – 5,00 mg/l de P
de medida:	0,2 – 15,3 mg/l de PO_4
	0,11 – 11,46 mg/l de P_2O_5
	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota ácido sulfúrico diluido.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 dosis de **P-1K** con el dosificador verde, cerrar con la tapa roscada.




Calentar la cubeta de reacción durante 30 minutos a 120 °C en el termorreactor.




Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar a temperatura ambiente en un soporte para tubos de ensayo.




Añadir 5 gotas de **P-2K**, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 dosis de **P-3K** con el dosificador azul, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 5 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 10, art. 1.14676, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25046 y 1.25047.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de fosfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04690, concentración 1000 mg/l de PO_4^{3-} .

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 10).

Fosfatos

1.14543**Diferenciación entre fósforo total, ortofosfatos y organofosfatos** **Test en cubetas**

Intervalo	0,05 – 5,00 mg/l de $\text{PO}_4\text{-P}$ o P
de medida:	0,2 – 15,3 mg/l de PO_4
	0,11 – 11,46 mg/l de P_2O_5


Si se desea hacer una diferenciación entre ortofosfatos ($\text{PO}_4\text{-P}$) y P org*, se podrá ajustar después de la selección del método el modo "Diferenciación" específico del correspondiente método.

* P org es la suma de polifosfatos y organofosfatos.


Nota: Si no se desea medir ninguna diferenciación, se tendrá que volver a desactivar el modo "Diferenciación".



Seleccionar el método
núm. 55.




Toque en la tecla
<Ajustes>.
Seleccionar y activar
"Diferenciación".



Confirmar mediante
<OK>.

Efectuar la determina-
ción de **fósforo total**
(ver la prescripción de
análisis "Determinación
de fósforo total" con
1.14543).
= cubeta Σ P

Una vez transcurrido el
tiempo de reacción:




Colocar la **cubeta Σ P**
en el compartimiento
para cubetas. Hacer
coincidir la raya de mar-
cado de la cubeta con la
marca de fotómetro.
La medición es efectua-
da automáticamente.



Confirmar mediante
<OK>.

Efectuar la determina-
ción de **ortofosfatos**
(ver la prescripción de
análisis "Determinación
de ortofosfatos" con
1.14543).
= cubeta $\text{PO}_4\text{-P}$

Una vez transcurrido el
tiempo de reacción:



Colocar la **cubeta $\text{PO}_4\text{-P}$**
en el compartimiento
para cubetas. Hacer
coincidir la raya de mar-
cado de la cubeta con la
marca de fotómetro.
La medición es efectua-
da automáticamente.



Confirmar mediante
<OK>.
Los resultados (Σ P),
B ($\text{PO}_4\text{-P}$) y C (P_{org}) en
mg/l serán indicados en
la pantalla.


Fosfatos

1.00475

Determinación de ortofosfatos

Test en cubetas


Intervalo	0,5 – 25,0 mg/l de P de PO ₄ ("PO ₄ -P")
de medida:	1,5 – 76,7 mg/l de PO ₄
	1,1 – 57,3 mg/l de P ₂ O ₅
	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota ácido sulfúrico diluido.




Pipetear 1,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa rosca y mezclar.




Añadir 5 gotas de **P-1K**, cerrar con la tapa rosca y mezclar.




Añadir 1 dosis de **P-2K** con el dosificador azul, cerrar con la tapa rosca.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción:
5 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Para la determinación de **fósforo total = suma de ortofosfato, polifosfato y organofosfato** se puede utilizar el test en cubetas Fosfatos, art. 1.14543, 1.14729 y 1.00673, o el test Fosfatos, art. 1.14848, junto con el Crack Set 10/10C, art. 1.14687/1.14688.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 20 y 80, art. 1.14675 y 1.14738.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de fosfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04690, concentración 1000 mg/l de PO₄³⁻.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck).


Fosfatos

Determinación de ortofosfatos

1.14729

Test en cubetas


Intervalo	0,5 – 25,0 mg/l de P de PO_4 ("PO ₄ -P")
de medida:	1,5 – 76,7 mg/l de PO_4
	1,1 – 57,3 mg/l de P_2O_5
	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota ácido sulfúrico diluido.




Pipetear 1,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 5 gotas de **P-2K**, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 dosis de **P-3K** con el dosificador azul, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción:
5 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 20 y 80, art. 1.14675 y 1.14738.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de fosfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04690, concentración 1000 mg/l de PO_4^{3-} .

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck).

Fosfatos

Determinación de fósforo total

= suma de ortofosfatos, polifosfatos y organofosfatos


1.14729

Test en cubetas

Intervalo 0,5 – 25,0 mg/l de P

de medida: 1,5 – 76,7 mg/l de PO_4


1,1 – 57,3 mg/l de P_2O_5




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota ácido sulfúrico diluido.




Pipetear 1,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 dosis de **P-1K** con el dosificador verde, cerrar con la tapa roscada.




Calentar la cubeta de reacción durante 30 minutos a 120 °C en el termorreactor.




Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar a temperatura ambiente en un soporte para tubos de ensayo.




Añadir 5 gotas de **P-2K**, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 dosis de **P-3K** con el dosificador azul, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 5 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 20 y 80, art. 1.14675 y 1.14738, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25047 y 1.25048.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de fosfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04690, concentración 1000 mg/l de PO_4^{3-} .

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck).

Fosfatos

1.14729**Diferenciación entre fósforo total, ortofosfatos y organofosfatos** **Test en cubetas****Intervalo** 0,5 – 25,0 mg/l de $\text{PO}_4\text{-P}$ o P**de medida:** 1,5 – 76,7 mg/l de PO_4 1,1 – 57,3 mg/l de P_2O_5

Si se desea hacer una diferenciación entre ortofosfatos ($\text{PO}_4\text{-P}$) y P org*, se podrá ajustar después de la selección del método el modo "Diferenciación" específico del correspondiente método.

* P org es la suma de polifosfatos y organofosfatos.

Nota: Si no se desea medir ninguna diferenciación, se tendrá que volver a desactivar el modo "Diferenciación".



Seleccionar el método
núm. **86**.




Toque en la tecla
<Ajustes>.
Seleccionar y activar
"Diferenciación".



Confirmar mediante
<OK>.

Efectuar la determina-
ción de **fósforo total**
(ver la prescripción de
análisis "Determinación
de fósforo total" con
1.14729).
= cubeta Σ P

Una vez transcurrido el
tiempo de reacción:




Colocar la **cubeta Σ P**
en el compartimiento
para cubetas. Hacer
coincidir la raya de mar-
cado de la cubeta con la
marca de fotómetro.
La medición es efectua-
da automáticamente.



Confirmar mediante
<OK>.

Efectuar la determina-
ción de **ortofosfatos**
(ver la prescripción de
análisis "Determinación
de ortofosfatos" con
1.14729).
= cubeta $\text{PO}_4\text{-P}$

Una vez transcurrido el
tiempo de reacción:



Colocar la **cubeta $\text{PO}_4\text{-P}$**
en el compartimiento
para cubetas. Hacer
coincidir la raya de mar-
cado de la cubeta con la
marca de fotómetro.
La medición es efectua-
da automáticamente.



Confirmar mediante
<OK>.
Los resultados (Σ P),
B ($\text{PO}_4\text{-P}$) y C (P_{org}) en
mg/l serán indicados en
la pantalla.


Fosfatos

1.00616

Determinación de ortofosfatos

Test en cubetas


Intervalo	3,0 – 100,0 mg/l de P de PO_4 ("PO ₄ -P")
de medida:	9 – 307 mg/l de PO_4
	7 – 229 mg/l de P_2O_5
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.	



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota ácido sulfúrico diluido.




Pipetear 0,20 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tpa roscada y mezclar.



Añadir 5 gotas de **PO₄-1K**, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 dosis de **PO₄-2K** con el dosificador azul, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción:
5 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Para la determinación de **fósforo total = suma de ortofosfato, polifosfato y organofosfato** se puede utilizar el test en cubetas Fosfatos, art. 1.14543, 1.14729 y 1.00673, o el test Fosfatos, art. 1.14848, junto con el Crack Set 10/10C, art. 1.14687/1.14688.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de fosfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04690, concentración 1000 mg/l de PO_4^{3-} .


Fosfatos

1.00673

Determinación de ortofosfatos

Test en cubetas


Intervalo	3,0 – 100,0 mg/l de P de PO_4 ("PO ₄ -P")
de medida:	9 – 307 mg/l de PO_4
	7 – 229 mg/l de P_2O_5
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.	



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota ácido sulfúrico diluido.




Pipetear 0,20 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tpa roscada y mezclar.



Añadir 5 gotas de **P-2K**, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 dosis de **P-3K** con el dosificador azul, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción:
5 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de fosfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04690, concentración 1000 mg/l de PO_4^{3-} .

Fosfatos


Determinación de fósforo total

= suma de ortofosfatos, polifosfatos y organofosfatos

1.00673

Test en cubetas


Intervalo	3,0 – 100,0 mg/l de P
de medida:	9 – 307 mg/l de PO_4
	7 – 229 mg/l de P_2O_5
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.	




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota ácido sulfúrico diluido.




Pipetear 0,20 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 dosis de **P-1K** con el dosificador verde, cerrar con la tapa roscada.




Calentar la cubeta de reacción durante 30 minutos a 120 °C en el termorreactor.




Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar a temperatura ambiente en un soporte para tubos de ensayo.




Añadir 5 gotas de **P-2K**, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 dosis de **P-3K** con el dosificador azul, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 5 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de fosfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04690, concentración 1000 mg/l de PO_4^{3-} . También se puede utilizar las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25047, 1.25048 y 1.25049.

Fosfatos

1.00673

Diferenciación entre fósforo total, ortofosfatos y organofosfatos Test en cubetas

Intervalo	3,0 – 100,0 mg/l de $\text{PO}_4\text{-P}$ o P
de medida:	9 – 307 mg/l de PO_4
	7 – 229 mg/l de P_2O_5


Si se desea hacer una diferenciación entre ortofosfatos ($\text{PO}_4\text{-P}$) y P org*, se podrá ajustar después de la selección del método el modo "Diferenciación" específico del correspondiente método.

* P org es la suma de polifosfatos y organofosfatos.


Nota: Si no se desea medir ninguna diferenciación, se tendrá que volver a desactivar el modo "Diferenciación".



Seleccionar el método núm. 214.




Toque en la tecla <Ajustes>. Seleccionar y activar "Diferenciación".



Confirmar mediante <OK>.

Efectuar la determinación de **fósforo total** (ver la prescripción de análisis "Determinación de fósforo total" con 1.00673).
= cubeta Σ P

Una vez transcurrido el tiempo de reacción:




Colocar la **cubeta Σ P** en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.

Efectuar la determinación de **ortofosfatos** (ver la prescripción de análisis "Determinación de ortofosfatos" con 1.00673).
= cubeta $\text{PO}_4\text{-P}$

Una vez transcurrido el tiempo de reacción:



Colocar la **cubeta $\text{PO}_4\text{-P}$** en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. Los resultados (Σ P), B ($\text{PO}_4\text{-P}$) y C (P_{org}) en mg/l serán indicados en la pantalla.

Fosfatos

1.14848

Determinación de ortofosfatos


Test

Intervalo de medida:


0,05 – 5,00	mg/l de P de PO_4 ("PO ₄ -P")	0,2 – 15,3	mg/l de PO_4	0,11 – 11,46	mg/l de P_2O_5	cubeta de 10 mm
0,03 – 2,50	mg/l de P de PO_4 ("PO ₄ -P")	0,09 – 7,67	mg/l de PO_4	0,07 – 5,73	mg/l de P_2O_5	cubeta de 20 mm
0,005 – 1,000	mg/l de P de PO_4 ("PO ₄ -P")	0,015 – 3,066	mg/l de PO_4	0,011 – 2,291	mg/l de P_2O_5	cubeta de 50 mm
0,0025 – 0,5000	mg/l de P de PO_4 ("PO ₄ -P")	0,0077 – 1,5331	mg/l de PO_4	0,0057 – 1,1457	mg/l de P_2O_5	cubeta de 100 mm

Es posible expresar los resultados también en mmol/l.


Intervalos de medida: 0,005 – 5,00 mg/l de PO_4 -P




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota ácido sulfúrico diluido.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 5 gotas de PO_4 -1 y mezclar.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de PO_4 -2.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 5 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Para la medición en la cubeta de 50 mm, el volumen de la muestra y el volumen de los reactivos deben ser doblados en cada caso. En su lugar puede usarse la cubeta semimicro, art. 1.73502.

Para la determinación de **fósforo total = suma de ortofosfatos, polifosfatos y organofosfatos** es necesario efectuar una disgregación con Crack Set 10C, art. 1.14688 o Crack Set 10, art. 1.14687 y un termorreactor.

El resultado puede expresarse como la suma de fósforo (Σ de P).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 10, art. 1.14676.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de fosfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04690, concentración 1000 mg/l de PO_4^{3-} .

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 10).


Fosfatos

Determinación de ortofosfatos


1.14848

Test


Intervalo de medida: 0,0025 – 0,5000 mg/l de $\text{PO}_4\text{-P}$




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota ácido sulfúrico diluido.




Seleccionar el método con el AutoSelector.



Quitar el soporte para cubetas redondas.




Verter 20 ml de la muestra en un recipiente adecuado.




Verter 20 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) en un segundo recipiente adecuado. (Blanco)



Añadir 20 gotas de $\text{PO}_4\text{-1}$ en cada uno de los dos recipientes y mezclar.




Añadir 4 microcucharas azul rasas de $\text{PO}_4\text{-2}$ en cada uno de los dos recipientes.




Agitar intensamente ambos recipientes para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 5 minutos




Toque en la tecla <Ajustes>. Seleccionar "Blanco de reactivo".




Introducir la muestra en blanco en la cubeta.




Colocar la cubeta del blanco en el compartimiento para cubetas.



Seleccionar "Usuario Rbon". Confirmar mediante <OK>.



Introducir la muestra de medición en la cubeta.



Colocar la cubeta de la muestra en el compartimiento para cubetas.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de fosfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04690, concentración 1000 mg/l de PO_4^{3-} .

Fosfatos

1.00798


Determinación de ortofosfatos

Test


Intervalo de medida:

1,0 – 100,0 mg/l de P de PO_4 ("PO₄-P") 3 – 307 mg/l de PO_4 2 – 229 mg/l de P_2O_5 cubeta de 10 mm


Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota ácido sulfúrico diluido.



Pipetear 8,0 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) en un tubo de ensayo.




Añadir 0,50 ml de la muestra con la pipeta y mezclar.




Añadir 0,50 ml de **PO₄-1** con la pipeta y mezclar.




Añadir 1 dosis de **PO₄-2**, con el dosificador azul.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 5 minutos



Añadir la solución en la cubeta.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Para la determinación de **fósforo total = suma de ortofosfato, polifosfato y organofosfato** se puede utilizar el test en cubetas Fosfatos, art. 1.14543, 1.14729 y 1.00673, o el test Fosfatos, art. 1.14848, junto con el Crack Set 10/10C, art. 1.14687/1.14688.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de fosfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04690, concentración 1000 mg/l de PO_4^{3-} .


Fosfatos

1.14546

Determinación de ortofosfatos

Test en cubetas


Intervalo	0,5 – 25,0 mg/l de P de PO_4 ("PO ₄ -P")
de medida:	1,5 – 76,7 mg/l de PO_4
	1,1 – 57,3 mg/l P_2O_5
	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota ácido sulfúrico diluido.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Para la determinación de **fósforo total = suma de ortofosfato, polifosfato y organofosfato** se puede utilizar el test en cubetas Fosfatos, art. 1.14543, 1.14729 y 1.00673, o el test Fosfatos, art. 1.14848, junto con el Crack Set 10/10C, art. 1.14687/1.14688.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de fosfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04690, concentración 1000 mg/l de PO_4^{3-} .

Fosfatos

1.14842


Determinación de ortofosfatos

Test


Intervalo de medida:

1,0 – 30,0 mg/l de P de PO_4 ("PO ₄ -P")	3,1 – 92,0 mg/l de PO_4	2,3 – 68,7 mg/l de P_2O_5	cubeta de 10 mm
0,5 – 15,0 mg/l de P de PO_4 ("PO ₄ -P")	1,5 – 46,0 mg/l de PO_4	1,1 – 34,4 mg/l de P_2O_5	cubeta de 20 mm


Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota ácido sulfúrico diluido.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 1,2 ml de **PO₄-1** con la pipeta y mezclar.



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Para la determinación de **fósforo total = suma de ortofosfato, polifosfato y organofosfato** se puede utilizar el test en cubetas Fosfatos, art. 1.14543, 1.14729 y 1.00673, o el test Fosfatos, art. 1.14848, junto con el Crack Set 10/10C, art. 1.14687/1.14688.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de fosfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04690, concentración 1000 mg/l de PO_4^{3-} .

Fósforo (total) en carne y productos cárnicos


corresponde al Art. 64 del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB) 06.00-9

Aplicación


Intervalo de medida: 0,000 – 2,500 g/100 g de P_2O_5 cubeta de 10 mm Método 2533

¡Atención! Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.

Preparación:




Pesar la muestra con una exactitud de 1 mg en un recipiente conveniente y realizar una incineración según el Art. 64 del LFGB 06.00-4 [3].



Hidrolizar la ceniza obtenida según el Art. 64 del LFGB 06.00-9, Capítulo 7.3 [1]: **solución de muestra preparada.**

Determinación de fósforo:

Blanco de reactivo




Mezlar 2 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) con 8 ml de **solución de reactivo: blanco de reactivo.**



Tiempo de incubación: 15 minutos a temperatura ambiente

Determinación de fósforo:

Muestra de medida



Mezlar 2 ml de solución de muestra preparada con 8 ml de **solución de reactivo: muestra de medida.**



Tiempo de incubación: 15 minutos a temperatura ambiente

Fósforo (total) en carne y productos cárnicos


corresponde al Art. 64 del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB)
06.00-9

Aplicación


Medición:




Seleccionar el método núm. 2533.
Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.




Introducir el pesaje en gramos.




Confirmar mediante <OK>.




Toque en la tecla <Start>.




Añadir la solución "blanco de reactivo" en la cubeta.




Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas.
La medición del valor en blanco es efectuada automáticamente.




Confirmar mediante <OK>.



Añadir la solución "muestra de medida" en la cubeta.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas.
La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.
El resultado será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra.
No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para cada nueva serie de medición ha de verificarse la calibración preprogramada mediante soluciones patrón (ver la sección "Adjustment"). En el caso de que se presenten desviaciones significantes, será necesario recalibrar el método. Para tal fin, proceder de acuerdo con la prescripción de aplicación.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.


Fósforo (total) en jugos de frutas y verduras

corresponde a EN 1136 y al Art. 64 del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB) 31.00-6


Aplicación

Intervalo de medida:	0,0 – 300,0 mg/l de P	cubeta de 10 mm	Método 2534
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		


Preparación:




Pipetear 25,0 ml de muestra en una cápsula de platino y realizar una incineración según EN 1136 [3].



Disolver la ceniza en 2 - 3 ml de **ácido clorhídrico 2 mol/l**.




Transferir la solución a un matraz aforado de 50 ml.




Completar el matraz aforado con agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) hasta la señal de enrase y mezclar bien: **solución de muestra preparada**.


Determinación de fósforo: Blanco de reactivo




Introducir 50 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) en un matraz aforado de 100 ml.




Añadir 20 ml de **ácido sulfúrico 1 mol/l**.



Añadir 2 ml de **reactivo de heptamolibdato de amonio**.




Añadir 2 ml de **reactivo de ácido ascórbico** y mezclar.




Completar el matraz aforado con agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) hasta la señal de enrase y mezclar bien.


Determinación de fósforo: Muestra de medida




Incubar según EN 1136 [1] o el Art. 64 del LFGB 31.00-6 [2]: **blanco de reactivo**.




Pipetear un volumen conveniente de la solución de muestra preparada con una exactitud de 0,1 ml en un matraz aforado de 100 ml.



Añadir aprox. 50 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®).



Añadir 20 ml de **ácido sulfúrico 1 mol/l**.




Añadir 2 ml de **reactivo de heptamolibdato de amonio**.

Fósforo (total) en jugos de frutas y verduras


corresponde a EN 1136 y al Art. 64 del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB) 31.00-6

Aplicación


Medición:



Añadir 2 ml de **reactivo de ácido ascórbico** y mezclar.




Completar el matraz aforado con agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) hasta la señal de enrase y mezclar bien.



Incubar según EN 1136 [1] o el Art. 64 del LFGB 31.00-6 [2]: **muestra de medida**.




Seleccionar el método núm. **2534**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.




Introducir el volumen de la solución de muestra en mililitros.




Confirmar mediante <OK>.




Toque en la tecla <Start>.




Añadir la solución "**blanco de reactivo**" en la cubeta.




Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición del valor en blanco es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.




Añadir la solución "**muestra de medida**" en la cubeta.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El resultado será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para cada nueva serie de medición ha de verificarse la **calibración preprogramada mediante soluciones patrón** (ver la sección "Adjustment"). En el caso de que se presenten desviaciones significantes, será necesario recalibrar el método. Para tal fin, proceder de acuerdo con la prescripción de aplicación.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.


Fósforo (total) en leche y productos lácteos

corresponde al Art. 64 del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB)
01.00-92 [1]

Aplicación


Intervalo de medida:	0 – 2000 mg/100 g de P	cubeta de 10 mm	Método 2532
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		

Preparación:




Pesar la muestra con una exactitud de 1 mg en un recipiente conveniente y realizar una digestión húmeda o bien una incineración según el Art. 64 del LFGB 01.00-92 [1].

Determinación de fósforo: Blanco de reactivo



Introducir 10 ml de **reactivo de molibdato de sodio/ácido ascórbico** en un matraz aforado de 20 ml.




Completar el matraz aforado con agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) hasta la señal de enrase y mezclar bien.




Incubar según EN 1136 [1] o el Art. 64 del LFGB 01.00-92 [1]: **blanco de reactivo.**


Determinación de fósforo: Muestra de medida




Introducir 1 ml de muestra preparada en un matraz aforado de 50 ml.



Añadir aprox. 20 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®).



Añadir 25 ml de **reactivo de molibdato de sodio/ácido ascórbico** y mezclar.



Completar el matraz aforado con agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) hasta la señal de enrase y mezclar bien.



Incubar según EN 1136 [1] o el Art. 64 del LFGB 01.00-92 [1]: **muestra de medida.**

Fósforo (total) en leche y productos lácteos


corresponde al Art. 64 del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB)
01.00-92 [1]

Aplicación


Medición:




Seleccionar el método
núm. 2532.
Realizar el ajuste a cero
y confirmar mediante la
tecla <OK>.




Introducir el pesaje en
gramos.




Confirmar mediante
<OK>.




Toque en la tecla
<Start>.




Añadir la solución
"blanco de reactivo" en
la cubeta.




Introducir la cubeta en el
compartimiento para
cubetas.
La medición del valor en
blanco es efectuada
automáticamente.




Confirmar mediante
<OK>.




Añadir la solución
"muestra de medida"
en la cubeta.



Introducir la cubeta en el
compartimiento para
cubetas.
La medición es efectua-
da automáticamente.



Confirmar mediante
<OK>.
El resultado será indica-
do en la pantalla.



Toque en la tecla <Start>
para iniciar el proceso de
medición para la próxima
muestra.
No se vuelve a solicitar
ningún ajuste a cero.

Importante:

Para cada nueva serie de medición ha de verificarse la calibración preprogramada mediante soluciones patrón (ver la sección "Adjustment"). En el caso de que se presenten desviaciones significantes, será necesario recalibrar el método. Para tal fin, proceder de acuerdo con la prescripción de aplicación.

Importante:


Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.

Gardner - Medición colorimétrica **Aplicación**


análogo a **ASTM D6166 y EN ISO 4630-2**

Intervalo de medida:	1,0 – 18,0 Gardner Color	cubeta de 10 mm	Método 2561
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		


Preparación:



Si la muestra contiene burbujas de aire o gas: desgasificar en un baño ultrasónico.



Derretir y homogeneizar las muestras sólidas.




Filtrar o centrifugar las soluciones turbias de la muestra.


Determinación:



Seleccionar el método núm. **2561**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.



Añadir la solución en la cubeta.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. Gardner Color será indicado en la pantalla.




Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Hidracina


1.09711

Test


Intervalo	0,02 – 2,00 mg/l de N_2H_4	cubeta de 10 mm
de medida:	0,01 – 1,00 mg/l de N_2H_4	cubeta de 20 mm
	0,005 – 0,400 mg/l de N_2H_4	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 2,0 ml de **Hy-1** con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 5 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Para la medición en la cubeta de 50 mm, el volumen de la muestra y el volumen de los reactivos deben ser doblados en cada caso. En su lugar puede usarse la cubeta semimicro, art. 1.73502.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón de sulfato de hidracinio a partir de una solución de sulfato de hidracinio, art. 1.04603 (ver apartado "Soluciones patrón").

Hidroxirolina

en carne, productos cárnicos y embutidos


corresponde al Art. 64 del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB) 06.00-8

Aplicación


Intervalo de medida:	0,000 – 1,000 g/100 g	cubeta de 10 mm	Método 2538
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		

Preparación:

Hidrólisis ácida y separación de grasa



Pesar aproximadamente 2 g de muestra con una exactitud de 1 mg en un frasco de laboratorio DURAN® y procesarla según el Art. 64 del LFGB 06.00-8, Capítulo 7.1 [1].



Seguir utilizando el filtrado obtenido: **solución de muestra preparada.**

Determinación de hidroxirolina:


Blanco de reactivo



Pipetear 0,100 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) en un tubo de ensayo con tapa roscada.



Añadir 5 ml de **reactivo de oxidación** y mezclar.



Tiempo de incubación: 20 minutos a temperatura ambiente



Añadir 2 ml **reactivo de color**, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Incubar en un baño de agua con una temperatura de 60 °C durante 15 minutos.




Enfriar a temperatura ambiente dentro de 3 minutos bajo agua corriente.




Tiempo de incubación: 30 minutos a temperatura ambiente: **blanco de reactivo**

Determinación de hidroxirolina:


Muestra de medida



Pipetear 0,100 ml de solución de muestra preparada (filtrado) en un tubo de ensayo con tapa roscada.



Añadir 5 ml de **reactivo de oxidación** y mezclar.



Tiempo de incubación: 20 minutos a temperatura ambiente



Añadir 2 ml **reactivo de color**, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Incubar en un baño de agua con una temperatura de 60 °C durante 15 minutos.

Hidroxirolina

en carne, productos cárnicos y embutidos


corresponde al Art. 64 del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB)
06.00-8

Aplicación

Medición:




Enfriar a temperatura ambiente dentro de 3 minutos bajo agua corriente.



Tiempo de incubación: 30 minutos a temperatura ambiente:
muestra de medida




Seleccionar el método núm. **2538**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.




Introducir el pesaje en gramos.




Confirmar mediante <OK>.




Toque en la tecla <Start>.




Añadir la solución **"blanco de reactivo"** en la cubeta.




Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición del valor en blanco es efectuada automáticamente.




Confirmar mediante <OK>.




Añadir la solución **"muestra de medida"** en la cubeta.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El resultado será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para cada nueva serie de medición ha de verificarse la **calibración preprogramada mediante soluciones patrón** (ver la sección "Adjustment"). En el caso de que se presenten desviaciones significantes, será necesario recalibrar el método. Para tal fin, proceder de acuerdo con la prescripción de aplicación.


Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.

Hierro

1.14549


Test en cubetas

Intervalo 0,05 – 4,00 mg/l de Fe**de medida:** Es posible expresar los resultados también en mmol/l.


Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 1–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa rosca-
da y mezclar.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de **Fe-1K**, cerrar con la tapa rosca-
da.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción:
3 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Para la determinación de **hierro total** es necesario efectuar una preparación de la muestra con Crack Set 10C, art. 1.14688 o Crack Set 10, art. 1.14687 y un termorre-
actor.

El resultado puede expresarse como la suma de hierro (Σ de Fe).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 90, art. 1.18700, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.33018, 1.33019 y 1.33020.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de hierro lista para el uso Certipur®, art. 1.19781, concentración 1000 mg/l de Fe.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 90).


Hierro

1.14896

Determinación de hierro(II) y hierro(III)

Test en cubetas**Intervalo** 1,0 – 50,0 mg/l de Fe**de medida:** Es posible expresar los resultados también en mmol/l.


Determinación de hierro(II)




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.



Pipetear 1,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Tiempo de reacción: 5 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.


Determinación de hierro(II + III)




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.



Pipetear 1,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción y mezclar.




Añadir 1 dosis de **Fe-1K** con el dosificador azul, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 5 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Para la determinación de **hierro total** es necesario efectuar una preparación de la muestra con Crack Set 10C, art. 1.14688 o Crack Set 10, art. 1.14687 y un termorre-actor.

El resultado puede expresarse como la suma de hierro (Σ de Fe).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de hierro lista para el uso Certipur®, art. 1.19781, concentración 1000 mg/l de Fe (III).

Hierro

1.14896

Diferenciación entre hierro(II) y hierro(III)

Test en cubetas

Intervalo de medida: 1,0 – 50,0 mg/l de Fe

Si se desea hacer una diferenciación entre hierro(II) y hierro(III), se podrá ajustar después de la selección del método el modo "Diferenciación" específico del correspondiente método.

Nota: Si no se desea medir ninguna diferenciación, se tendrá que volver a desactivar el modo "Diferenciación".



Seleccionar el método núm. **106**.




Toque en la tecla <Ajustes>. Seleccionar y activar "Diferenciación".



Confirmar mediante <OK>.

Efectuar la determinación de **hierro(II + III)** (ver la prescripción de análisis "Determinación de hierro(II + III)" con 1.14896).
= cubeta A

Una vez transcurrido el tiempo de reacción:




Colocar la **cubeta A** en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.

Efectuar la determinación de **hierro(II)** (ver la prescripción de análisis "Determinación de hierro(II)" con 1.14896).
= cubeta B

Una vez transcurrido el tiempo de reacción:



Colocar la **cubeta B** en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. Los resultados A (Fe(II+III)), B (Fe(II)) y C (Fe(III)) en mg/l serán indicados en la pantalla.


Hierro

1.14761


Test

Intervalo	0,05 – 5,00	mg/l de Fe	cubeta de 10 mm
de medida:	0,03 – 2,50	mg/l de Fe	cubeta de 20 mm
	0,005 – 1,000	mg/l de Fe	cubeta de 50 mm
	0,0025 – 0,5000	mg/l de Fe	cubeta de 100 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.			


Intervalos de medida: 0,005 – 5,00 mg/l de Fe



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 1–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 3 gotas de **Fe-1** y mezclar.




Tiempo de reacción: 3 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Para la determinación de **hierro total** es necesario efectuar una preparación de la muestra con Crack Set 10C, art. 1.14688 o Crack Set 10, art. 1.14687 y un termorreactor.

El resultado puede expresarse como la suma de hierro (Σ de Fe).

Para la medición en la cubeta de 50 mm, el volumen de la muestra y el volumen de los reactivos deben ser doblados en cada caso.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 90, art. 1.18700, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.33014, 1.33018, 1.33019 y 1.33020.


Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de hierro lista para el uso Certipur®, art. 1.19781, concentración 1000 mg/l de Fe.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 90).


Intervalo de medida: 0,0025 – 0,5000 mg/l de Fe




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 1–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.




Seleccionar el método con el AutoSelector.



Quitar el soporte para cubetas redondas.




Verter 20 ml de la muestra en un recipiente adecuado.




Verter 20 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) en un segundo recipiente adecuado. (Blanco)




Añadir 12 gotas de **Fe-1** en cada uno de los dos recipientes y mezclar.




Tiempo de reacción: 3 minutos




Toque en la tecla <Ajustes>. Seleccionar "Blanco de reactivo".




Introducir la muestra en blanco en la cubeta.




Colocar la cubeta del blanco en el compartimiento para cubetas.



Seleccionar "Usuario Rbon". Confirmar mediante <OK>.



Introducir la muestra de medición en la cubeta.



Colocar la cubeta de la muestra en el compartimiento para cubetas.

Importante:

En el caso de que la muestra haya sido **conservada con ácido nítrico**, podría ser necesario mezclar el agua utilizada para la muestra en blanco con ácido nítrico en la misma proporción. El ácido nítrico puede contener trazas de hierro y presentar cambios de color.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de hierro lista para el uso Certipur®, art. 1.19781, concentración 1000 mg/l de Fe. También se pueden utilizar las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.33014, 1.33018 y 1.33019.

Hierro


1.00796

Determinación de hierro(II) y hierro(III)


Test

Intervalo	0,10 – 5,00 mg/l de Fe	cubeta de 10 mm
de medida:	0,05 – 2,50 mg/l de Fe	cubeta de 20 mm
	0,010 – 1,000 mg/l de Fe	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		


Determinación de hierro(II)




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido nítrico.



Pipetear 8,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 1 gota de **Fe-1** y mezclar.




Añadir 0,50 ml de **Fe-2** con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 5 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.


Hierro

1.00796


Determinación de hierro(II) y hierro(III)

Test


Determinación de hierro(II + III)




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido nítrico.




Pipetear 8,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.



Añadir 1 gota de **Fe-1** y mezclar.




Añadir 0,50 ml de **Fe-2** con la pipeta y mezclar.




Añadir 1 dosis de **Fe-3** con el dosificador azul. Agitar intensamente para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 10 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Para la determinación de **hierro total** es necesario efectuar una preparación de la muestra con Crack Set 10C, art. 1.14688 o Crack Set 10, art. 1.14687 y un termorreactor.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 90, art. 1.18700, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.33014, 1.33018, 1.33019 y 1.33020.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de hierro lista para el uso Certipur®, art. 1.19781, concentración 1000 mg/l de Fe(III).

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 90).

Hierro

1.00796


Diferenciación entre hierro(II) y hierro(III)

Test


Intervalo	0,10 – 5,00 mg/l de Fe	cubeta de 10 mm
de medida:	0,05 – 2,50 mg/l de Fe	cubeta de 20 mm
	0,010 – 1,000 mg/l de Fe	cubeta de 50 mm

Si se desea hacer una diferenciación entre hierro(II) y hierro(III), se podrá ajustar después de la selección del método el modo "Diferenciación" específico del correspondiente método.

Nota: Si no se desea medir ninguna diferenciación, se tendrá que volver a desactivar el modo "Diferenciación".



Seleccionar el método con el AutoSelector.




Toque en la tecla <Ajustes>. Seleccionar y activar "Diferenciación".



Confirmar mediante <OK>.

Efectuar la determinación de **hierro(II + III)** (ver la prescripción de análisis "Determinación de hierro(II + III)" con 1.00796).
= cubeta A

Una vez transcurrido el tiempo de reacción:




Colocar la **cubeta A** en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.

Efectuar la determinación de **hierro(II)** (ver la prescripción de análisis "Determinación de hierro(II)" con 1.00796).
= cubeta B

Una vez transcurrido el tiempo de reacción:



Colocar la **cubeta B** en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.




Confirmar mediante <OK>. Los resultados A (Fe(II+III)), B (Fe(II)) y C (Fe(III)) en mg/l serán indicados en la pantalla.


Índice de color de yodo

análogo a **DIN 6162A**

Intervalo	0,05 – 3,00	340 nm	cubeta de 10 mm	Método 33
de medida:	0,03 – 1,50	340 nm	cubeta de 20 mm	Método 33
	0,010 – 0,600	340 nm	cubeta de 50 mm	Método 33




Filtrar las soluciones de muestras turbias.



Introducir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método núm. **33**.




Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas.
La medición es efectuada automáticamente.


Índice de color de yodo

análogo a **DIN 6162A**

Intervalo	1,0 – 50,0	445 nm	cubeta de 10 mm	Método 21
de medida:	0,5 – 25,0	445 nm	cubeta de 20 mm	Método 21
	0,2 – 10,0	445 nm	cubeta de 50 mm	Método 21




Filtrar las soluciones de muestras turbias.



Introducir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método núm. **21**.




Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.
La medición es efectuada automáticamente.

K₂₃₂ nm de aceite de oliva


corresponde a **Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX**

Aplicación


Intervalo de medida:	0 – 4,00 K ₂₃₂	cubeta de cuarzo de 10 mm	Método 2525
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de isooctano o ciclohexano. Éste será válido hasta que se abandone el método.		




(Si es necesario, derretir y) homogeneizar la muestra.




En caso de impurezas, filtrar la muestra sirviéndose de un papel de filtraje rápido.




Pesar en un matraz aforado la muestra con una exactitud de 1 mg.




Añadir unos mililitros de **isooctano para espectroscopia Uvasol®** (art. 1.04718) o **ciclohexano para espectroscopia Uvasol®** (art. 1.02822).



Disolver la muestra a temperatura ambiente.




Completar el contenido del matraz aforado hasta la marca con **isooctano para espectroscopia Uvasol®** (art. 1.04718) o **ciclohexano para espectroscopia Uvasol®** (art. 1.02822) y mezclar.



Filtrar soluciones turbias mediante un filtro de papel.




Seleccionar el método núm. **2525**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.



Introducir el pesaje en gramos.




Confirmar mediante <OK>.




Introducir el volumen de la solución de muestra en mililitros.




Confirmar mediante <OK>.



Toque en la tecla <Start>.



Añadir la solución en la cubeta de cuarzo.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El valor K₂₃₂ será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.


K₂₆₈ nm de aceite de oliva

corresponde a **Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX**


Aplicación

Intervalo de medida: 0 – 4,00 K₂₆₈ cubeta de cuarzo de 10 mm Método 2526


¡Atención! Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de isooctano. Éste será válido hasta que se abandone el método.




(Si es necesario, derretir y) homogeneizar la muestra.




En caso de impurezas, filtrar la muestra sirviéndose de un papel de filtraje rápido.




Pesar en un matraz aforado la muestra con una exactitud de 1 mg.




Añadir unos mililitros de **isooctano para espectroscopia Uvasol®** (art. 1.04718).



Disolver la muestra a temperatura ambiente.




Completar el contenido del matraz aforado hasta la marca con **isooctano para espectroscopia Uvasol®** (art. 1.04718) y mezclar.




Filtrar soluciones turbias mediante un filtro de papel.




Seleccionar el método núm. **2526**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.



Introducir el pesaje en gramos.




Confirmar mediante <OK>.




Introducir el volumen de la solución de muestra en mililitros.




Confirmar mediante <OK>.



Toque en la tecla <Start>.



Añadir la solución en la cubeta de cuarzo.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El valor K₂₆₈ será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.


K₂₇₀ nm de aceite de oliva

corresponde a **Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX**


Aplicación

Intervalo de medida: 0 – 4,00 K₂₇₀ cubeta de cuarzo de 10 mm Método 2527


¡Atención! Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de ciclohexano. Éste será válido hasta que se abandone el método.




(Si es necesario, derretir y) homogeneizar la muestra.




En caso de impurezas, filtrar la muestra sirviéndose de un papel de filtraje rápido.




Pesar en un matraz aforado la muestra con una exactitud de 1 mg.




Añadir unos mililitros de **ciclohexano para espectroscopia Uvasol®** (art. 1.02822).



Disolver la muestra a temperatura ambiente.




Completar el contenido del matraz aforado hasta la marca con **ciclohexano para espectroscopia Uvasol®** (art. 1.02822) y mezclar.



Filtrar soluciones turbias mediante un filtro de papel.




Seleccionar el método núm. **2527**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.



Introducir el pesaje en gramos.




Confirmar mediante <OK>.




Introducir el volumen de la solución de muestra en mililitros.




Confirmar mediante <OK>.



Toque en la tecla <Start>.



Añadir la solución en la cubeta de cuarzo.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El valor K₂₇₀ será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.


Magnesio

1.00815


Test en cubetas

Intervalo 5,0 – 75,0 mg/l de Mg

de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–9. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.




Pipetear 1,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Añadir 1,0 ml de **Mg-1K** con la pipeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Tiempo de reacción: **exactamente 3 minutos**



Añadir 3 gotas de **Mg-2K**, cerrar con la tapa roscada y mezclar.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").

Manganeso

1.00816

Test en cubetas

Intervalo 0,10 – 5,00 mg/l de Mn**de medida:** Es posible expresar los resultados también en mmol/l.

Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–7. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 7,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Añadir 2 gotas de **Mn-1K**, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Tiempo de reacción: 2 minutos



Añadir 3 gotas de **Mn-2K** cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Tiempo de reacción: 10 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 90, art. 1.18700, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32238 y 1.32239.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de manganeso lista para el uso Certipur®, art. 1.19789, concentración 1000 mg/l de Mn.


Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 90).

Manganeso


1.14770

Test


Intervalo	0,50 – 10,00 mg/l de Mn	cubeta de 10 mm
de medida:	0,25 – 5,00 mg/l de Mn	cubeta de 20 mm
	0,010– 2,000 mg/l de Mn	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–7. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 4 gotas de **Mn-1** y mezclar. Comprobar el valor del pH, pH necesario: aprox. 11,5.




Añadir 2 gotas de **Mn-2** y mezclar.




Tiempo de reacción: 2 minutos




Añadir 2 gotas de **Mn-3** y mezclar.




Tiempo de reacción: 10 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Para la medición en la cubeta de 50 mm, el volumen de la muestra y el volumen de los reactivos deben ser doblados en cada caso. En su lugar puede usarse la cubeta semimicro, art. 1.73502.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 90, art. 1.18700, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32237, 1.32238 y 1.32239.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de manganeso lista para el uso Certipur®, art. 1.19789, concentración 1000 mg/l de Mn.


Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 90).

Manganeso


1.01846

Test


Intervalo	0,05 – 2,00 mg/l de Mn	cubeta de 10 mm
de medida:	0,03 – 1,00 mg/l de Mn	cubeta de 20 mm
	0,005 – 0,400 mg/l de Mn	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 8,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 1 microcuchara gris rasa de **Mn-1**.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Añadir 2,0 ml de **Mn-2** con la pipeta y mezclar.




Añadir **cuidadosamente** 3 gotas de **Mn-3** y mezclar.




Añadir **cuidadosamente** 0,25 ml de **Mn-4** con la pipeta y mezclar (**¡espumación! ¡gafas protectoras!**).




Tiempo de reacción: 10 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas.

Importante:

En caso de utilizarse la cubeta de 50 mm deberá medirse contra una muestra en blanco de preparación propia (preparación como la muestra de medición, pero con agua destilada en lugar de la muestra).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 90, art. 1.18700, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32237, 1.32238 y 1.32239.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de manganeso lista para el uso Certipur®, art. 1.19789, concentración 1000 mg/l de Mn.


Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 90).

McFarland

Determinación de la concentración celular microbiana en suspensiones

Aplicación


Intervalo	0,0 – 10,0 McFarland	cubeta de 10 mm	Método 2513
de medida:	0 – 3000 de CFU ($\times 10^6/\text{ml}$) basándose en <i>E. coli</i>	cubeta de 10 mm	Método 2513
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		




Homogeneizar **cuidadosamente** la muestra: **muestra de medida**.



Seleccionar el método núm. **2513**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.



Añadir la **muestra de medida** en la cubeta.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El resultado será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.


Mercurio en aguas y aguas residuales

Aplicación


Intervalo de medida: 0,025 – 1,000 mg/l de Hg

cupeta de 50 mm


Método 135




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–7. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido acético.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 1,0 ml de **reactivo 1** con la pipeta y mezclar.



Añadir 1,5 ml de **reactivo 2** con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 5 minutos



Añadir la solución en la cubeta.



Seleccionar el método núm. **135**.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Importante:


La composición y fabricación exactas de los reactivos 1 y 2 utilizados se encuentran en la correspondiente aplicación. Allí se encuentran también más informaciones sobre el método empleado. Éste puede descargarse del sitio web.

Molibdeno


1.00860

Test en cubetas


Intervalo	0,02 – 1,00 mg/l de Mo
de medida:	0,03 – 1,67 mg/l de MoO_4
	0,04 – 2,15 mg/l de Na_2MoO_4
	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 1–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Introducir 2 gotas de **Mo-1K** en una cubeta de reacción y mezclar.




Añadir 10 ml de la muestra con la pipeta, cerrar la cubeta con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 2 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de molibdeno lista para el uso Certipur®, art. 1.70227, concentración 1000 mg/l de Mo.

Molibdeno

1.19252

Test


Intervalo	0,5 – 45,0 mg/l de Mo	cubeta de 20 mm
de medida:	0,8 – 75,0 mg/l de MoO ₄	cubeta de 20 mm
	1,1 – 96,6 mg/l de Na ₂ MoO ₄	cubeta de 20 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		



Pipetear 10 ml de la muestra en una cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).




Añadir 1 sobre de polvos de **Molybdenum HR1**, cerrar con la tapa roscada y disolver la sustancia sólida.




Añadir 1 sobre de polvos de **Molybdenum HR2**, cerrar con la tapa roscada y disolver la sustancia sólida.




Añadir 1 sobre de polvos de **Molybdenum HR3** y cerrar con la tapa roscada.




Agitar por balanceo la cubeta para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 5 minutos, **medir inmediatamente**.



Añadir la solución en la cubeta rectangular.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de molibdeno lista para el uso Certipur®, art. 1.70227, concentración 1000 mg/l de Mo.

Monocloramina


1.01632

Test


Intervalo	0,25 – 10,00 mg/l de Cl_2	0,18 – 7,26 mg/l de NH_2Cl	0,05 – 1,98 mg/l de $\text{NH}_2\text{Cl-N}$	cubeta de 10 mm
de medida:	0,13 – 5,00 mg/l de Cl_2	0,09 – 3,63 mg/l de NH_2Cl	0,026 – 0,988 mg/l de $\text{NH}_2\text{Cl-N}$	cubeta de 20 mm
	0,050 – 2,000 mg/l de Cl_2	0,04 – 1,45 mg/l de NH_2Cl	0,010 – 0,395 mg/l de $\text{NH}_2\text{Cl-N}$	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.				




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–13. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 10 ml de la muestra en un tubo de ensayo.



Añadir 0,60 ml de **MCA-1** con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 5 minutos




Añadir 4 gotas de **MCA-2** y mezclar.




Tiempo de reacción: 10 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de monocloramina en la muestra producen soluciones de color turquesa (la solución de medición debe ser verde amarillenta a verde) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").


Níquel

1.14554


Test en cubetas

Intervalo 0,10 – 6,00 mg/l de Ni

de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Tiempo de reacción: 1 minuto




Añadir 2 gotas de **Ni-1K**, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Añadir 2 gotas de **Ni-2K**, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Tiempo de reacción: 2 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Importante:

Para la determinación de **níquel total** es necesario efectuar una preparación de la muestra con Crack Set 10C, art. 1.14688 o Crack Set 10, art. 1.14687 y un termorreactor.

El resultado puede expresarse como la suma de níquel (Σ de Ni).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 100, art. 1.18701.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de níquel Titrisol®, art. 1.09989.


Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 100).

Níquel


1.14785

Test


Intervalo	0,10 – 5,00 mg/l de Ni	cubeta de 10 mm
de medida:	0,05 – 2,50 mg/l de Ni	cubeta de 20 mm
	0,02 – 1,00 mg/l de Ni	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 1 gota de **Ni-1** y mezclar. Si la solución se decolora, aumentar la dosis de reactivo gota a gota hasta obtener una débil coloración amarilla.



Tiempo de reacción: 1 minuto



Añadir 2 gotas de **Ni-2** y mezclar.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 10–12. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Añadir 2 gotas de **Ni-3** y mezclar.




Tiempo de reacción: 2 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas.

Importante:

Para la determinación de **níquel total** es necesario efectuar una preparación de la muestra con Crack Set 10C, art. 1.14688 o Crack Set 10, art. 1.14687 y un termorreactor.

El resultado puede expresarse como la suma de níquel (Σ de Ni).

Para la medición en la cubeta de 50 mm, el volumen de la muestra y el volumen de los reactivos deben ser doblados en cada caso.

En su lugar puede usarse la cubeta semimicro, art. 1.73502.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 100, art. 1.18701.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de níquel Titrisol®, art. 1.09989.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 100).

Níquel en baños galvánicos

Coloración propia


Intervalo	10 – 120 g/l de Ni	cubeta de 10 mm	Método 57
de medida:	5,0 – 60,0 g/l de Ni	cubeta de 20 mm	Método 57
	2,0 – 24,0 g/l de Ni	cubeta de 50 mm	Método 57



Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).




Añadir 5,0 ml de **ácido sulfúrico al 40 %** con la pipeta. Cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método núm. **57**.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Nitratos

1.14542


Test en cubetas

Intervalo 0,5 – 18,0 mg/l de N de NO₃ ("NO₃-N")**de medida:** 2,2 – 79,7 mg/l de NO₃


Es posible expresar los resultados también en mmol/l.



Verter 1 microcuchara rasa de **NO₃-1K** en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada.




Agitar intensamente la cubeta durante **1 minuto** para disolver la sustancia sólida.



Añadir 1,5 ml de la muestra con la pipeta muy lenta, cerrar con la tapa roscada y mezclar **brevemente**.
¡Atención, la cubeta se calienta!



Tiempo de reacción:
10 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 20, art. 1.14675, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25037, 1.25038, 1.32241 y 1.32242.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de nitratos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04613, concentración 1000 mg/l de NO₃.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 20).

Nitratos

1.14563

Test en cubetas


Intervalo 0,5 – 25,0 mg/l de N de NO_3 ("NO₃-N")

de medida: 2,2 – 110,7 mg/l de NO_3


Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Pipetear 1,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, **no mezclar**.



Añadir 1,0 ml de **NO₃-1K** con la pipeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar. **¡Atención, la cubeta se calienta!**



Tiempo de reacción: 10 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 20, art. 1.14675, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25037, 1.25038, 1.32241 y 1.32242.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de nitratos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04613, concentración 1000 mg/l de NO_3^- .

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 20).

Nitratos

1.14764

Test en cubetas

Intervalo 1,0 – 50,0 mg/l de N de NO_3 (" $\text{NO}_3\text{-N}$ ")

de medida: 4 – 221 mg/l de NO_3


Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Pipetear 0,50 ml de la muestra en una cubeta de reacción, **no mezclar**.



Añadir 1,0 ml de **$\text{NO}_3\text{-1K}$** con la pipeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar. **¡Atención, la cubeta se calienta!**



Tiempo de reacción: 10 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 80, art. 1.14738, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25037, 1.25038, 1.25039, 1.32241 y 1.32242.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de nitratos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04613, concentración 1000 mg/l de NO_3^- .

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 80).

Nitratos

1.00614

Test en cubetas


Intervalo 23 – 225mg/l de N de NO_3 (" $\text{NO}_3\text{-N}$ ")

de medida: 102 – 996 mg/l de NO_3


Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Pipetear 1,0 ml de $\text{NO}_3\text{-1K}$ en una cubeta de reacción, **no mezclar**.



Añadir 0,10 ml de la muestra con la pipeta, cerrar con la tapa roscaada y mezclar.
¡Atención, la cubeta se calienta!



Tiempo de reacción: 5 minutos, **medir inmediatamente**.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de nitratos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04613, concentración 1000 mg/l de NO_3^- . También se pueden utilizar las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25039 y 1.25040.

Nitratos

1.14773

Test


Intervalo	0,5 – 20,0 mg/l de N de NO ₃ ("NO ₃ -N")	2,2 – 88,5 mg/l de NO ₃	cubeta de 10 mm
de medida:	0,20 – 10,00 mg/l de N de NO ₃ ("NO ₃ -N")	0,89 – 44,27 mg/l de NO ₃	cubeta de 20 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.			



Introducir 1 microcucharada rasa de **NO₃-1** en una cubeta redonda vacía y seca (cubetas vacías, art. 1.14724).



Añadir 5,0 ml de **NO₃-2** con la pipeta y cerrar con la tapa roscada.




Agitar intensamente la cubeta durante **1 minuto** para disolver la sustancia sólida.




Añadir 1,5 ml de la muestra con la pipeta muy lenta, cerrar con la tapa roscada y mezclar **brevemente**.
¡Atención, la cubeta se calienta!




Tiempo de reacción: 10 minutos



Añadir la solución en la cubeta rectangular correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Nota:

Para la preparación se recomiendan cubetas vacías, art. 1.14724. Estos tubos pueden cerrarse con tapa roscada. Así es posible mezclar sin peligro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 10 y 20, art. 1.14676 y 1.14675, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25036, 1.25037, 1.25038, 1.32240, 1.32241 y 1.32242.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de nitratos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04613, concentración 1000 mg/l de NO₃.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck).

Nitratos

1.09713

Test


Intervalo	1,0 – 25,0 mg/l de N de NO ₃ ("NO ₃ -N")	4,4 – 110,7 mg/l de NO ₃	cubeta de 10 mm
de medida:	0,5 – 12,5 mg/l de N de NO ₃ ("NO ₃ -N")	2,2 – 55,3 mg/l de NO ₃	cubeta de 20 mm
	0,10 – 5,00 mg/l de N de NO ₃ ("NO ₃ -N")	0,4 – 22,1 mg/l de NO ₃	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.			



Pipetear 4,0 ml de **NO₃-1** en una cubeta redonda vacía y seca (cubetas vacías, art. 1.14724).




Añadir 0,50 ml de la muestra con la pipeta en una cubeta de reacción, **no mezclar**.




Añadir 0,50 ml de **NO₃-2** con la pipeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar. **¡Atención, la cubeta se calienta!**




Tiempo de reacción: 10 minutos



Añadir la solución en la cubeta rectangular correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Para la medición en la cubeta de 50 mm, el volumen de la muestra y el volumen de los reactivos deben ser doblados en cada caso. En su lugar puede usarse la cubeta semimicro, art. 1.73502.

Nota:

Para la preparación se recomiendan cubetas vacías, art. 1.14724. Estos tubos pueden cerrarse con tapa roscada. Así es posible mezclar sin peligro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 10 y 20, art. 1.14676 y 1.14675, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25036, 1.25037, 1.25038, 1.32240, 1.32241 y 1.32242.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de nitratos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04613, concentración 1000 mg/l de NO₃.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck).


Nitratos

en agua de mar

1.14556

Test en cubetas


Intervalo	0,10 – 3,00 mg/l de N de NO_3 (" $\text{NO}_3\text{-N}$ ")
de medida:	0,4 – 13,3 mg/l de NO_3
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.	



Pipetear 2,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, **no mezclar**.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de $\text{NO}_3\text{-1K}$ en un tubo de ensayo. Cerrar **inmediatamente** la cubeta firmemente. **¡Atención, intensa formación de espuma (gafas de protectoras, guantes)!**



Agitar intensamente **durante 5 segundos** para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 30 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 10, art. 1.14676, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25036, 1.25037, 1.32240 y 1.32241.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de nitratos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04613, concentración 1000 mg/l de NO_3^- .

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 10).


Nitratos

en agua de mar


1.14942

Test


Intervalo	0,2 – 17,0 mg/l de N de NO_3 (" $\text{NO}_3\text{-N}$ ")	0,9 – 75,3 mg/l de NO_3	cubeta de 10 mm
de medida:	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Pipetear 5,0 ml de $\text{NO}_3\text{-1}$ en una cubeta redonda vacía y seca (cubetas vacías, art. 1.14724).



Añadir 1,0 ml de la muestra con la pipeta. **¡Atención, la cubeta se calienta!**



Añadir **inmediatamente** 1,5 ml de $\text{NO}_3\text{-2}$ con la pipeta cerrar con la tapa roscada.




Agitar intensamente la cubeta.




Tiempo de reacción: 15 minutos




Añadir 2 microcucharas grises rasas de $\text{NO}_3\text{-3}$, cerrar con la tapa roscada.




Agitar **intensamente** la cubeta para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 60 minutos



Añadir la solución en la cubeta rectangular.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Para la preparación se recomiendan cubetas vacías, art. 1.14724. Estos tubos pueden cerrarse con tapa roscada. Así es posible mezclar sin peligro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 20, art. 1.14675, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25036, 1.25037, 1.25038, 1.32240, 1.32241 y 1.32242.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de nitratos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04613, concentración 1000 mg/l de NO_3 .


Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 20).

Nitratos


1.01842

Test


Intervalo	0,3 – 30,0 mg/l de N de NO_3 (" $\text{NO}_3\text{-N}$ ")	1,3 – 132,8 mg/l de NO_3	cubeta de 50 mm
de medida:	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–9. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.



Pipetear 10 ml de la muestra en un tubo de ensayo (tubos de fondo plano, art. 1.14902).




Añadir 1 microcuchara azul rasa de $\text{NO}_3\text{-1}$, cerrar **inmediatamente** con la tapa roscada.




Agitar **intensamente** el tubo **durante 1 minuto** para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 5 minutos, **medir inmediatamente**.



Añadir la solución (sin posos, si es posible) en la cubeta rectangular.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de nitratos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04613, concentración 1000 mg/l de NO_3^- . También se pueden utilizar las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32241 y 1.32242.


Nitratos

(Determinación directa en el rango UV)


análogo **APHA 4500-NO₃⁻ B**

Aplicación


Intervalo de medida: 0,0 – 7,0 mg/l de NO₃-N cubeta de cuarzo de 10 mm Método 2503




Filtrar las soluciones turbias de la muestra.



Introducir 50 ml de la muestra en un recipiente de vidrio.




Añadir 1 ml de **ácido clorhídrico 1 mol/l Titripur®** (art. 1.09057) con la pipeta y mezclar.



Introducir la muestra en la cubeta de cuarzo.



Seleccionar el método núm. **2503**.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.
La medición es efectuada automáticamente.

Importante:

Si en la pantalla se indica "Condition not met", se presenta una interferencia dependiente de la muestra (efecto de matriz). En este caso no es posible realizar una evaluación.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.


Nitritos

1.14547

Test en cubetas

Intervalo 0,010 – 0,700 mg/l de N de NO_2 (" $\text{NO}_2\text{-N}$ ")**de medida:** 0,03 – 2,30 mg/l de NO_2


Es posible expresar los resultados también en mmol/l.



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota ácido sulfúrico diluido.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción:
10 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de nitritos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04659, concentración 1000 mg/l de NO_2^- . También se puede utilizar la solución patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25041.

Nitritos


1.00609

Test en cubetas


Intervalo 1,0 – 90,0 mg/l de N de NO_2 ("NO₂-N")

de medida: 3 – 296 mg/l de NO_2


Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 1–12. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota ácido sulfúrico diluido.



Añadir 2 microcucharas azules rasas de **NO₂-1K** en una cubeta de reacción.




Añadir 8,0 ml de la muestra con la pipeta, cerrar la cubeta con la tapa rosca.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 20 minutos, **medir inmediatamente**. **No agitar o balancear** la cubeta antes de la medición.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de nitritos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04659, concentración 1000 mg/l de NO_2^- . También se puede utilizar la solución patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25042.

Nitritos


1.14776

Test


Intervalo	0,02 – 1,00 mg/l de N de NO ₂ ("NO ₂ -N")	0,07 – 3,28 mg/l de NO ₂	cubeta de 10 mm
de medida:	0,010 – 0,500 mg/l de N de NO ₂ ("NO ₂ -N")	0,03 – 1,64 mg/l de NO ₂	cubeta de 20 mm
	0,002 – 0,200 mg/l de N de NO ₂ ("NO ₂ -N")	0,007 – 0,657 mg/l de NO ₂	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.			




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota ácido sulfúrico diluido.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.



Añadir 1 microcuchara azul rasa de NO₂-1.




Agitar **intensamente** el tubo **durante 1 minuto** para disolver la sustancia sólida.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2,0–2,5. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o resp. de ácido sulfúrico.




Tiempo de reacción: 10 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Para la medición en la cubeta de 50 mm, el volumen de la muestra y el volumen de los reactivos deben ser doblados en cada caso. En su lugar puede usarse la cubeta semimicro, art. 1.73502.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de nitritos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04659, concentración 1000 mg/l de NO₂, o la solución patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25041.


Nitrógeno total

1.14537

Test en cubetas

Intervalo 0,5 – 15,0 mg/l de N

de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Pipetear 10 ml de la muestra en un cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).




Añadir 1 microcuchara azul rasa de **N-1K**.




Añadir 6 gotas de **N-2K**, cerrar con la tapa rosca-da y mezclar.




Calentar la cubeta de reacción durante 1 hora a 120 °C en el termo-reactor.




Sacar la cubeta del termorreac-tor, dejarla enfriar a temperatura ambiente en un soporte para tubos de ensayo: **muestra preparada**.




Después de enfriar durante unos 10 minu-tos, agitar otra vez la cubeta por balanceo.



Añadir 1 microcuchara rasa de **N-3K** en un tubo de reacción, cerrar con la tapa rosca-da.




Agitar **vigorosamente** la cubeta durante **1 minuto** para disolver la sustancia sólida.



Añadir 1,5 ml de la **muestra preparada** con la pipeta muy lenta, cerrar con la tapa rosca-da y mezclar **brevemen-te**.
¡Atención, la cubeta se calienta!



Tiempo de reacción: 10 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomen-damos usar Spectroquant® CombiCheck 50, art. 1.14695, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25043 y 1.25044.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componen-te de CombiCheck 50).


Nitrógeno total

1.00613


Test en cubetas

Intervalo 0,5 – 15,0 mg/l de N

de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Pipetear 10 ml de la muestra en un cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).




Añadir 1 microcuchara azul rasa de **N-1K**.




Añadir 6 gotas de **N-2K**, cerrar con la tapa rosca y mezclar.



Calentar la cubeta de reacción durante 1 hora a 120 °C en el termorreactor.




Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar a temperatura ambiente en un soporte para tubos de ensayo: **muestra preparada**.




Después de enfriar durante unos 10 minutos, agitar otra vez la cubeta por balanceo.




Pipetear 1,0 ml de la **muestra preparada** en una cubeta de reacción, **no mezclar**.



Añadir 1,0 ml de **N-3K** con la pipeta, cerrar con la tapa rosca y mezclar. **¡Atención, la cubeta se calienta!**



Tiempo de reacción: 10 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 50, art. 1.14695, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25043 y 1.25044.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 50).


Nitrógeno total

1.14763


Test en cubetas

Intervalo 10 – 150 mg/l de N


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Pipetear 1,0 ml de la muestra en un cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).




Añadir 9,0 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) con la pipeta.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de **N-1K**.




Añadir 6 gotas de **N-2K**, cerrar con la tapa rosca y mezclar.




Calentar la cubeta de reacción durante 1 hora a 120 °C en el termoreactor.




Sacar la cubeta del termoreactor, dejarla enfriar a temperatura ambiente en un soporte para tubos de ensayo: **muestra preparada**.




Después de enfriar durante unos 10 minutos, agitar otra vez la cubeta por balanceo.




Pipetear 1,0 ml de la **muestra preparada** en un tubo de ensayo, **no mezclar**.



Añadir 1,0 ml de **N-3K** con la pipeta, cerrar con la tapa rosca y mezclar. **¡Atención, la cubeta se calienta!**



Tiempo de reacción: 10 minutos



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 70, art. 1.14689, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25044 y 1.25045.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 70).

Oro

1.14821


Test

Intervalo 0,5 – 12,0 mg/l de Au cubeta de 10 mm**de medida:** Es posible expresar los resultados también en mmol/l.

Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 1–9. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de ácido clorhídrico.




Pipetear 2,0 ml de la muestra en un tubo con tapa roscada.




Añadir 2 gotas de **Au-1** y mezclar.




Añadir 4 gotas de **Au-2** y mezclar.




Añadir 6 gotas de **Au-3** y mezclar.




Añadir 6,0 ml de **Au-4** con la pipeta y cerrar con la tapa roscada.




Agitar intensamente durante 1 minuto.




Añadir 6 gotas de **Au-5**, cerrar con la tapa roscada.




Agitar intensamente durante 1 minuto.




Mediante una pipeta Pasteur, aspirar la capa clara superior.



Añadir la solución en la cubeta.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de oro lista para el uso Certipur®, art. 1.70216, concentración 1000 mg/l de Au.


Oxígeno

1.14694


Test en cubetas

Intervalo 0,5 – 12,0 mg/l de O₂

de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 6–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido nítrico.



Llenar completamente sin burbujas de aire una cubeta de reacción con la muestra de agua.



Colocar la cubeta llena en un soporte para tubos de ensayo.



Añadir 1 perla de vidrio.



Añadir 5 gotas de O₂-1K.




Añadir 5 gotas de O₂-2K, cerrar con la tapa rosca y agitar durante 10 segundos.



Tiempo de reacción: 1 minuto



Añadir 10 gotas de O₂-3K, cerrar la cubeta, mezclar y limpiar desde el exterior.




Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse una misma solución patrón de oxígeno (aplicación - ver sitio web).


Intervalo	0,05 – 4,00 mg/l de O ₃	cubeta de 10 mm
de medida:	0,02 – 2,00 mg/l de O ₃	cubeta de 20 mm
	0,010– 0,800 mg/l de O ₃	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 10 ml de la muestra en un tubo de ensayo.



Añadir 2 gotas de O₃-1 y mezclar.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de O₃-2.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 1 minuto



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de ozono en la muestra producen soluciones de color amarillo (la solución de medición debe ser roja) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").

Paladio en aguas y aguas residuales


Aplicación

Intervalo de medida: 0,05 – 1,25 mg/l de Pd cubeta de 10 mm


Método 133




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–5. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).



Añadir 1,0 ml de **reactivo 1** con la pipeta, cerrar con la tapa rosca-da y mezclar.




Comprobar el valor del pH de la muestra, valor necesario: pH 3,0. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Añadir 0,20 ml de **reactivo 2** con la pipeta, cerrar con la tapa rosca-da y mezclar.




Añadir 5,0 ml de **alcohol isoamílico p. a.** (art. 1.00979) con la pipeta, cerrar con la tapa rosca-da.



Agitar intensamente durante 1 minuto. Dejar en reposo para que se separen las fases.




Con una pipeta Pasteur, aspirar la capa clara superior coloreada y secar sobre **sulfato sódico anhidro p. a.** (art. 1.06649).



Añadir la solución seca-da en la cubeta corres-pondiente.



Seleccionar el método núm. **133**.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectua-da automáticamente.

Nota:

Para la preparación se recomiendan cubetas vacías, art. 1.14724. Estos tubos pueden cerrarse con tapa rosca-da. Así es posible mezclar sin peligro.

Importante:

La composición y fabricación exactas de los reactivos 1 y 2 utilizados se encuentran en la correspondiente aplica-ción. Allí se encuentran también más informaciones sobre el método empleado. Éste puede descargarse del sitio web.


Peróxido de hidrógeno

1.14731

Test en cubetas

Intervalo	2,0 – 20,0 mg/l de H_2O_2	cubeta redonda
de medida:	0,25 – 5,00 mg/l de H_2O_2	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		

Intervalo de medida: 2,0 – 20,0 mg/l de H_2O_2




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de ácido sulfúrico.



Pipetear 10 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Tiempo de reacción: 2 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.


Intervalo de medida: 0,25 – 5,00 mg/l de H_2O_2




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 0–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de ácido sulfúrico.



Seleccionar el método núm. 128.




Pipetear 10 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.



Tiempo de reacción: 2 minutos



Añadir la solución en la cubeta de 50 mm.



Colocar la cubeta del blanco en el compartimiento para cubetas.

Importante:

El contenido de las cubetas de reacción puede presentar un color ligeramente amarillo. Pero esto no influye en el resultado de medición.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón de peróxido de hidrógeno a partir de perhidrol 30% de H_2O_2 , art. 1.07209 (ver apartado "Soluciones patrón").

Peróxido de hidrógeno


1.18789

Test


Intervalo	0,03 – 6,00 mg/l de H_2O_2	cubeta de 10 mm
de medida:	0,015 – 3,000 mg/l de H_2O_2	cubeta de 20 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 0,50 ml de H_2O_2 -1 en un tubo de ensayo.




Añadir 8,0 ml de la muestra con la pipeta y mezclar.




Añadir 0,50 ml de H_2O_2 -2 con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 10 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse una misma solución patrón de peróxido de hidrógeno a partir de perhidrol 30 % de H_2O_2 , art. 1.07209 (ver apartado "Soluciones patrón").


Intervalo de medida: pH 6,4 – 8,8



Pipetear 10 ml de la muestra en una cubeta redonda.



Añadir 4 gotas de **pH-1**, cerrar con la tapa rosca-da y mezclar. **Atención!** Para la dosificación mantener **verticalmente** el frasco de reactivo.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) puede usarse solución tampón pH 7,00 Certipur®, art. 1.09407.

Pigmento amarillo en harina de trigo duro y sémola de trigo duro

corresponde a **EN ISO 11052** y al **Art. 64 del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB) 16.01-3**

Aplicación


Intervalo de medida: 0,000 – 1,250 mg/100 g cubeta de 10 mm Método 2541

¡Atención! Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.

Preparación:


Determinación de
contenido de humedad Extracción

Medición:



Realizar la determinación del contenido de humedad según ISO 712 [3].


Apuntar el contenido de humedad con una exactitud del 0,01 %.




Pesar 10 g de muestra preparada con una exactitud de 1 mg en un matraz Erlenmeyer de 200 ml y realizar la extracción según EN ISO 11052 [1] o el Art. 64 del LFGB 16.01-3 [2]: **muestra de medida.**




Seleccionar el método núm. **2541**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.




Introducir el pesaje en gramos.




Confirmar mediante <OK>.




Introducir el contenido de humedad en %.




Confirmar mediante <OK>.



Toque en la tecla <Start>.




Añadir la **solución de extracción** (blanco de reactivo) en la cubeta.




Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición del valor en blanco es efectuada automáticamente.




Confirmar mediante <OK>.



Añadir la **muestra de medida** en la cubeta.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El resultado será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para cada nueva serie de medición ha de verificarse la **calibración preprogramada mediante soluciones patrón** (ver la sección "Adjustment"). En el caso de que se presenten desviaciones significantes, será necesario recalibrar el método. Para tal fin, proceder de acuerdo con la prescripción de aplicación.

Importante:


Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.

Plata

1.14831

Test


Intervalo	0,50 – 3,00 mg/l de Ag	cubeta de 10 mm
de medida:	0,25 – 1,50 mg/l de Ag	cubeta de 20 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–10.
En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Sacar la cubeta del termostato, dejarla enfriar a temperatura ambiente en un soporte para tubos de ensayo.




Pipetear 10 ml de la muestra en una cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).




Añadir 2 gotas de **Ag-1**.



Añadir 1 microcuchara verde rasa de **Ag-2**, cerrar con la tapa rosca-da.



Calentar la cubeta de reacción durante 1 hora a 120 °C en el termostato.



Agitar la cubeta por balanceo antes de abrirla.




Añadir 3 gotas de **Ag-3**, cerrar con la tapa rosca-da y mezclar.



Comprobar el valor del pH, intervalo necesario: pH 4–10.
En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Añadir 1 gota de **Ag-4**, cerrar con la tapa rosca-da y mezclar.




Añadir 5 gotas de **Ag-5**, cerrar con la tapa rosca-da y mezclar.




Añadir 1,0 ml de **Ag-6** con la pipeta, cerrar con la tapa rosca-da y mezclar.




Tiempo de reacción: 5 minutos



Añadir la solución en la cubeta rectangular correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de plata en la muestra producen soluciones turbidas (la solución de medición debe ser límpida); en estos casos debe diluirse la muestra.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de plata lista para el uso Certipur®, art. 1.19797, concentración 1000 mg/l de Ag.


Platino en aguas y aguas residuales

Aplicación


Intervalo de medida:	0,10 – 1,25 mg/l de Pt	cubeta de 10 mm	Método 134
¡Atención!	La medición tiene lugar a 690 nm en una cubeta rectangular de 10 mm frente a una muestra en blanco, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) y los reactivos en forma análoga.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–5. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).




Añadir 1,0 ml de **reactivo 1** con la pipeta, cerrar con la tapa rosca-da y mezclar.




Añadir 0,50 ml de **reactivo 2** con la pipeta, cerrar con la tapa rosca-da y mezclar.




Comprobar el valor del pH de la muestra, valor necesario: pH 6,5. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Calentar la cubeta durante 5 minutos a 100 °C en el termorre-actor.




Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar a temperatura ambiente en un soporte para tubos de ensayo.




Añadir 5,0 ml de **isobu-tilmetilcetona p. a.** (art. 1.06146) con la pipeta, cerrar con la tapa rosca-da.



Agitar intensamente durante 1 minuto. Dejar en reposo para que se separen las fases.




Con una pipeta Pasteur, aspirar la capa clara superior coloreada y secar sobre **sulfato sódico anhidro p. a.** (art. 1.06649).



Añadir la solución seca en la cubeta corres-pondiente.



Seleccionar el método núm. **134**.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. La medición es efectua-da automáticamente.

Nota:

Para la preparación se recomiendan cubetas vacías, art. 1.14724. Estos tubos pueden cerrarse con tapa rosca-da. Así es posible mezclar sin peligro.


Importante:

La composición y fabricación exactas de los reactivos 1 y 2 utilizados se encuentran en la correspondiente aplica-ción. Allí se encuentran también más informaciones sobre el método empleado. Éste puede descargarse del sitio web.


Plomo

1.14833

Test en cubetas

Intervalo 0,10 – 5,00 mg/l de Pb**de medida:** Es posible expresar los resultados también en mmol/l.**Dureza total 0–10 °d (dureza alemana)**


Comprobar la dureza total de la muestra.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–6. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de amoníaco o de ácido nítrico.




Añadir 5 gotas de **Pb-1K** en la cubeta de reacción y mezclar.




Añadir 5,0 ml de la muestra con la pipeta, cerrar la cubeta con la tapa roscada y mezclar.




Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.
= valor de medición A

Dureza total >10 °d (dureza alemana)


Añadir 1 microcuchara gris rasa de **Pb-2K** a la cubeta ya medida, cerrar la cubeta con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.
= valor de medición B



valor de medición A
– valor de medición B
= mg/l de Pb

Importante:

Para la determinación de **plomo total** es necesario efectuar una preparación de la muestra con Crack Set 10C, art. 1.14688 o Crack Set 10, art. 1.14687 y un termorreactor.

El resultado puede expresarse como suma de plomo (Σ de Pb).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 100, art. 1.18701.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de plomo lista para el uso Certipur®, art. 1.19776, concentración 1000 mg/l de Pb.


Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 100).

Plomo


1.09717

Test


Intervalo	0,10 – 5,00 mg/l de Pb	cubeta de 10 mm
de medida:	0,05 – 2,50 mg/l de Pb	cubeta de 20 mm
	0,010 – 1,000 mg/l de Pb	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–6. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de amoníaco o de ácido nítrico.




Pipetear 0,50 ml de **Pb-1** en un tubo de ensayo.




Añadir 0,50 ml de **Pb-2** con la pipeta y mezclar.




Añadir 8,0 ml de la muestra con la pipeta y mezclar.



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Para la determinación de **plomo total** es necesario efectuar una preparación de la muestra con Crack Set 10C, art. 1.14688 o Crack Set 10, art. 1.14687 y un termorreactor.

El resultado puede expresarse como suma de plomo (Σ de Pb).

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 100, art. 1.18701, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.33003 y 1.33004.


Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de plomo lista para el uso Certipur®, art. 1.19776, concentración 1000 mg/l de Pb.

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 100).


Potasio

1.14562


Test en cubetas

Intervalo 5,0 – 50,0 mg/l de K**de medida:** Es posible expresar los resultados también en mmol/l.


Filtrar las soluciones turbias de la muestra.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–12. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 2,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa rosca-da y mezclar.




Comprobar el valor del pH, intervalo necesario: pH 10,0 – 11,5.




Añadir 6 gotas de **K-1K**, cerrar con la tapa rosca-da y mezclar.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de **K-2K**, cerrar con la tapa rosca-da.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 5 minutos



Sin agitando de nuevo colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de potasio lista para el uso Certipur®, art. 1.70230, concentración 1000 mg/l de K.


Potasio

1.00615


Test en cubetas

Intervalo 30 – 300 mg/l de K**de medida:** Es posible expresar los resultados también en mmol/l.

Filtrar las soluciones turbias de la muestra.



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–12. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 0,50 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa rosca y mezclar.




Comprobar el valor del pH, intervalo necesario: pH 10,0 – 11,5.




Añadir 6 gotas de **K-1K**, cerrar con la tapa rosca y mezclar.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de **K-2K**, cerrar con la tapa rosca.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 5 minutos



Sin agitando de nuevo colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de potasio lista para el uso Certipur®, art. 1.70230, concentración 1000 mg/l de K.

Prolina


en jugos de frutas y verduras

corresponde a **EN 1141** y al **Art. 64 del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB) 31.00-7**

Aplicación

Intervalo de medida:	0 – 1200 mg/l	cubeta de 10 mm	Método 2539
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		

Preparación:




Si es necesario, diluir la muestra con agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®).


Anotar la dilución (1 + x).

Determinación de prolina:


Blanco de reactivo



Pipetear 1,0 ml de la muestra preparada en un tubo con tapa rosca.



Añadir 1,0 ml de **ácido fórmico**.



Añadir 2,0 ml de **éter monometílico de etilenglicol**, cerrar el tubo con la tapa rosca y mezclar.




Incubar el tubo en un baño de agua según la EN 1141 [1] ó bien el Art. 64 del LFGB 31.00-7 [2].




Enfriar tubo según la EN 1141 [1] ó bien el Art. 64 del LFGB 31.00-7 [2].



Añadir 10 ml de **n-butilo acetato** y cerrar el tubo con la tapa rosca.



Extraer el complejo de color según la EN 1141 [1] ó bien el Art. 64 del LFGB 31.00-7 [2] a la fase orgánica.



Filtrar toda la mezcla por un filtro hidrófobo según la EN 1141 [1] ó bien el Art. 64 del LFGB 31.00-7 [2]: **blanco de reactivo**.

Prolina

en jugos de frutas y verduras

corresponde a **EN 1141** y al **Art. 64** del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB) 31.00-7

Aplicación


Determinación de prolina: Muestra de medida




Pipetear 1,0 ml de la muestra preparada en un tubo con tapa rosca-da.



Añadir 1,0 ml de **ácido fórmico**.




Añadir 2,0 ml de **solu- ción de ninhidrina**, cerrar el tubo con la tapa rosca-da y mezclar.




Incubar el tubo en un baño de agua según la EN 1141 [1] ó bien el Art. 64 del LFGB 31.00-7 [2].




Enfriar tubo según la EN 1141 [1] ó bien el Art. 64 del LFGB 31.00-7 [2].



Añadir 10 ml de **n-butilo acetato** y cerrar el tubo con la tapa rosca-da.



Extraer el complejo de color según la EN 1141 [1] ó bien el Art. 64 del LFGB 31.00-7 [2] a la fase orgánica.



Filtrar toda la mezcla por un filtro hidrófobo según la EN 1141 [1] ó bien el Art. 64 del LFGB 31.00-7 [2]: **muestra de medida**.


Medición:




Seleccionar el método núm. **2539**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.




Introducir la dilución (1 parte de muestra + x partes de agua destila-da).



Confirmar mediante <OK>.



Toque en la tecla <Start>.




Añadir la solución "**blanco de reactivo**" en la cubeta.

Prolina

en jugos de frutas y verduras

corresponde a **EN 1141** y al **Art. 64** del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB) 31.00-7


Aplicación




Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición del valor en blanco es efectuada automáticamente.




Confirmar mediante <OK>.




Añadir la solución "muestra de medida" en la cubeta.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El resultado será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para cada nueva serie de medición ha de verificarse la calibración preprogramada mediante soluciones patrón (ver la sección "Adjustment"). En el caso de que se presenten desviaciones significantes, será necesario recalibrar el método. Para tal fin, proceder de acuerdo con la prescripción de aplicación.


Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.

Proteína (Método BCA)

Aplicación

Intervalo de medida:	200 – 1000 µl/ml de proteína (como albumina de suero bovino)	cubeta de 10 mm	Método 319
¡Atención!	¡Para cada serie de medición hay que crear su propia calibración (véase la prescripción de aplicación)!		
	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		




Filtrar las soluciones de la muestra turbias.



Seleccionar el método núm. 319. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.


La solución de medición, la solución de blanco de reactivo y las soluciones patrón son preparadas de acuerdo con la hoja de instrucciones "Bicinchonic Acid Protein Assay Kit, Art. BCA1 - Técnica A, Pasos 1 - 6".



¡Para cada serie de medición hay que crear su propia calibración (véase la prescripción de aplicación)! Toque en la tecla <Ajustes>. Seleccionar "Recalibración" y continuar de acuerdo con la prescripción de aplicación.




Confirmar mediante <OK>.




En el caso de que se haya realizado una dilución: Toque en la tecla <Ajustes>, seleccionar "Dilución" y continuar de acuerdo con la prescripción de aplicación.



Introducir la dilución (1 parte de muestra + x partes de agua destilada).



Añadir la **muestra de medida** en la cubeta.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Importante:


Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.

Proteína (Método Biuret) Low Range


Aplicación

Intervalo	0,5 – 5,0 g/l de proteína	cubeta de plástico de 10 mm	Método 315
de medida:	(como albumina de suero bovino)		
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		


Blanco de reactivo:



Pipetear 0,5 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) en un recipiente de plástico.




Añadir 2,0 ml de **solución reactiva de Biuret** con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 30 minutos:
blanco de reactivo


Muestra de medida:




Filtrar o centrifugar las soluciones de la muestra turbias.



Pipetear 0,5 ml de la muestra en un recipiente de plástico.



Añadir 2,0 ml de **solución reactiva de Biuret** con la pipeta y mezclar.



Tiempo de reacción: 30 minutos:
muestra de medida


Proteína (Método Biuret) Low Range

Aplicación


Medición:




Seleccionar el método núm. **315**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.



Toque en la tecla <Ajustes> y seleccionar "Blanco de reactivo".




Añadir la solución "**blanco de reactivo**" en la cubeta de plástico.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición del valor en blanco es efectuada automáticamente.




Confirmar mediante <OK>.




En el caso de que se haya realizado una dilución: Toque en la tecla <Ajustes>, seleccionar "Dilución" y continuar de acuerdo con la prescripción de aplicación.



Introducir la dilución (1 parte de muestra + x partes de agua destilada).



Añadir la solución "**muestra de medida**" en la cubeta de plástico.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Importante:

Con cada nuevo lote de kits de test ha de verificarse la **calibración preprogramada mediante soluciones patrón** (ver la sección "Calibration"). En el caso de que se presenten desviaciones significantes, será necesario recalibrar el método. Para tal fin, proceder de acuerdo con la prescripción de aplicación.

Importante:


Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.

Proteína (Método Biuret) High Range


Aplicación

Intervalo	1 – 10 g/l de proteína	cubeta de plástico de 10 mm	Método 316
de medida:	(como albumina de suero bovino)		
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		

Blanco de reactivo:



Pipetear 1,0 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) en un recipiente de plástico.




Añadir 2,0 ml de **solución reactiva de Biuret** con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 30 minutos:
blanco de reactivo


Muestra de medida:




Filtrar o centrifugar las soluciones de la muestra turbias.



Pipetear 1,0 ml de la muestra en un recipiente de plástico.



Añadir 2,0 ml de **solución reactiva de Biuret** con la pipeta y mezclar.



Tiempo de reacción: 30 minutos:
muestra de medida


Proteína (Método Biuret) High Range

Aplicación


Medición:




Seleccionar el método núm. **316**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.



Toque en la tecla <Ajustes> y seleccionar "Blanco de reactivo".




Añadir la solución "**blanco de reactivo**" en la cubeta de plástico.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición del valor en blanco es efectuada automáticamente.




Confirmar mediante <OK>.




En el caso de que se haya realizado una dilución: Toque en la tecla <Ajustes>, seleccionar "Dilución" y continuar de acuerdo con la prescripción de aplicación.



Introducir la dilución (1 parte de muestra + x partes de agua destilada).



Añadir la solución "**muestra de medida**" en la cubeta de plástico.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Importante:

Con cada nuevo lote de kits de test ha de verificarse la **calibración preprogramada mediante soluciones patrón** (ver la sección "Calibration"). En el caso de que se presenten desviaciones significantes, será necesario recalibrar el método. Para tal fin, proceder de acuerdo con la prescripción de aplicación.


Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.

Proteína (OD280)

Aplicación


Intervalo de medida:	-0,020 – 2,000 de OD ₂₈₀	cubeta de cuarzo de 10 mm	Método 312
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		




Homogeneizar **cuidadosamente** la muestra: **muestra de medida**.



Seleccionar el método núm. **312**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.



Añadir la **muestra de medida** en la cubeta de cuarzo.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Importante:


Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.

Reductores de oxígeno

1.19251

Test


Intervalo de medida:	0,020 – 0,500 mg/l de DEHA*	cubeta de 20 mm
	*N,N-dietilhidroxilamina	
	0,027 – 0,666 mg/l de Carbohy*	cubeta de 20 mm
	*carbohidrazida	
	0,05 – 1,32 mg/l de Hydro*	cubeta de 20 mm
	*hidroquinona	
	0,08 – 1,95 mg/l de ISA*	cubeta de 20 mm
	*ácido isoascórbico	
	0,09 – 2,17 mg/l de MEKO*	cubeta de 20 mm
	*metiletilcetoxima	



Pipetear 10 ml de la muestra en una cubeta redonda vacía (cubetas vacías, art. 1.14724).



Añadir 1 sobre de polvos de **Oxyscav 1** y cerrar con la tapa rosca-da.




Agitar por balanceo la cubeta para disolver la sustancia sólida.




Añadir 0,20 ml **Oxyscav 2** con pipeta, cerrar con la tapa rosca-da y mez-clar.




Tiempo de reacción: 10 minutos (**protegido de la luz**), **medir inmediatamente**.



Añadir la solución en la cubeta rectangular.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón a partir de una solución de N,N-dietilhidroxilamina, art. 8.18473 (ver apartado "Soluciones patrón").


RNA en soluciones purificadas

Aplicación

Intervalo de medida:	4 – 30 000 µg/ml de RNA	cubeta de cuarzo de 10 mm	Método 2510
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de disolvente de muestra. Éste será válido hasta que se abandone el método.		




Homogeneizar **cuidadosamente** la muestra.




Si es necesario, diluir la muestra.
Anotar la dilución (1 + x): muestra de medida.




Seleccionar el método núm. **2510**.
Realizar el ajuste a cero con **disolvente de muestra** y confirmar mediante la tecla <OK>.




Introducir la dilución (1 parte de muestra + x partes de disolvente de muestra).



Confirmar mediante <OK>.




Añadir la **muestra de medida** en la cubeta de cuarzo.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas.
La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.
El resultado será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra.
No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para cada nueva serie de medición ha de verificarse la calibración preprogramada mediante soluciones patrón (ver la sección "Adjustment"). En el caso de que se presenten desviaciones significantes, será necesario recalibrar el método. Para tal fin, proceder de acuerdo con la prescripción de aplicación.

Importante:


Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.

Sacarina en edulcorantes de mesa


corresponde a **EN 1376** y al **Art. 64 del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB) 57.22.99-2**

Aplicación

Intervalo de medida:	0,0 – 1200,0 mg/g	cubeta de cuarzo de 10 mm	Método 2536
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		




Pesar en un matraz aforado la muestra pulverizada con una exactitud de 0,1 mg.




Disolver la muestra según la EN 1376 [1] ó bien el Art. 64 del Código alemán de alimentos para consumo humano o animal (LFGB) 57.22.99-2 [2].



Seleccionar el método núm. **2536**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.




Introducir el pesaje en miligramos.




Confirmar mediante <OK>.



Toque en la tecla <Start>.




Añadir la solución en la cubeta de cuarzo.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. El resultado será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para cada nueva serie de medición ha de verificarse la calibración preprogramada mediante soluciones patrón (ver la sección "Adjustment"). En el caso de que se presenten desviaciones significantes, será necesario recalibrar el método. Para tal fin, proceder de acuerdo con la prescripción de aplicación.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.

Saybolt - Medición colorimétrica **Aplicación**


análogo a **ASTM D6045**

Intervalo	-16,0 – 31,0 Saybolt	cubeta de 50 mm	Método 2563
de medida:	-16,0 – 31,0 Saybolt	cubeta de 100 mm	Método 2564
¡Atención!	Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®). Éste será válido hasta que se abandone el método.		


Preparación:



Si la muestra contiene burbujas de aire o gas: desgasificar en un baño ultrasónico.



Derretir y homogeneizar las muestras sólidas.




Filtrar o centrifugar las soluciones turbias de la muestra.


Determinación:



Seleccionar el método núm. **2563** o resp. **2564**. Realizar el ajuste a cero y confirmar mediante la tecla <OK>.




Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>. Saybolt será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra. No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Nota:


Si se utiliza la cubeta rectangular de 100 mm, será necesario quitar el soporte para cubetas redondas antes de la medición.

Silicatos (ácido silícico)


1.14794

Test


Intervalo	0,21 – 10,70 mg/l de SiO ₂	0,10 – 5,00 mg/l de Si	cubeta de 10 mm
de medida:	0,11 – 5,35 mg/l de SiO ₂	0,05 – 2,50 mg/l de Si	cubeta de 20 mm
	0,011 – 1,600 mg/l de SiO ₂	0,005 – 0,750 mg/l de Si	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.			




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 3 gotas de Si-1 y mezclar.




Comprobar el valor del pH, intervalo necesario: pH 1,2–1,6.




Tiempo de reacción: 3 minutos




Añadir 3 gotas de Si-2 y mezclar.




Añadir 0,50 ml de Si-3 con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 10 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas.

Importante:

Para la medición en la cubeta de 50 mm, el volumen de la muestra y el volumen de los reactivos deben ser doblados en cada caso.

En su lugar puede usarse la cubeta semimicro, art. 1.73502.

En el intervalo de medida inferior (hasta aprox. 1 mg/l de SiO₂ o 0,5 mg/l de Si), se recomienda medir contra una muestra en blanco de preparación propia (preparación como la muestra de medición, pero con agua destilada en lugar de la muestra) para aumentar de esta manera la exactitud.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de silicio lista para el uso Certipur®, art. 1.70236, concentración 1000 mg/l de Si.

También se pueden utilizar las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32243, 1.32244 y 1.32245. (¡Atención! Las soluciones patrón no deben ser conservadas en recipientes de vidrio - ver apartado "Soluciones patrón".)


Silicatos (ácido silícico)

1.00857


Test

Intervalo	1,1 – 107,0 mg/l de SiO ₂	0,5 – 50,0 mg/l de Si	cubeta de 10 mm
de medida:	11 – 1070 mg/l de SiO ₂	5 – 500 mg/l de Si	cubeta de 10 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.			


Intervalo de medida: 1,1 – 107,0 mg/l de SiO₂




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 4,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 4 gotas de **Si-1** y mezclar.




Añadir 2,0 ml de **Si-2** con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 2 minutos




Añadir 4 gotas de **Si-3** y mezclar.




Tiempo de reacción: 2 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.




Seleccionar el método con el AutoSelector 0,5 – 50,0 mg/l de Si.




Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.


Intervalo de medida: 11 – 1070 mg/l de SiO₂




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Piptear 5,0 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.16754, Agua para análisis EMSURE®) en un tubo de ensayo.



Añadir 0,50 ml de la muestra con la pipeta.




Añadir 4 gotas de **Si-1** y mezclar.



Añadir 2,0 ml de **Si-2** con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 2 minutos




Añadir 4 gotas de **Si-3** y mezclar.




Tiempo de reacción: 2 minutos



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector 5 – 500 mg/l de Si.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de silicio lista para el uso Certipur®, art. 1.70236, concentración 1000 mg/l de Si. (¡Atención! Las soluciones patrón no deben ser conservadas en recipientes de vidrio - ver apartado "Soluciones patrón".)


Silicatos (ácido silícico)

1.01813


Test

Intervalo	0,5 – 500,0 µg/l de SiO ₂	0,2 – 233,7 µg/l de Si	cubeta de 50 mm
de medida:	0,25 – 250,00 µg/l de SiO ₂	0,12 – 116,85 µg/l de Si	cubeta de 100 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.			


Intervalo de medida: 0,5 – 500,0 µg/l de SiO₂



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 10 ml de la muestra en un recipiente de plástico (**tubos de fondo plano, art. 1.17988**).



Pipetear 10 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.01262, Agua Ultrapur) en un segundo recipiente de plástico (**tubos de fondo plano, art. 1.17988**). (Blanco)



Añadir 0,10 ml de **Si-1** con la pipeta en cada uno de los dos recipientes, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Comprobar el valor del pH, intervalo necesario: pH 1,2–1,6.




Tiempo de reacción: 5 minutos




Añadir 0,10 ml de **Si-2** con la pipeta en cada uno de los dos recipientes, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 0,50 ml de **Si-3** con la pipeta en cada uno de los dos recipientes, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Tiempo de reacción: 5 minutos




Seleccionar el método con el AutoSelector.



Toque en la tecla <Ajustes>. Seleccionar "Blanco de reactivo".



Introducir la muestra en blanco en la cubeta y medir **inmediatamente**.




Colocar la cubeta del blanco en el compartimiento para cubetas.



Seleccionar "Usuario Rbon". Confirmar mediante <OK>.




Introducir la muestra de medición en la cubeta y medir **inmediatamente**.




Colocar la cubeta de la muestra en el compartimiento para cubetas.


Intervalo de medida: 0,25 – 250,00 µg/l de SiO₂




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Seleccionar el método con el AutoSelector.




Quitar el soporte para cubetas redondas.




Verter 20 ml de la muestra en un recipiente de plástico.



Verter 20 ml de agua destilada (recomendamos el art. 1.01262, Agua Ultrapur) en un segundo recipiente de plástico. (Blanco)




Añadir 0,20 ml de **Si-1** con la pipeta en cada uno de los dos recipientes y mezclar.




Comprobar el valor del pH, intervalo necesario: pH 1,2–1,6.



Tiempo de reacción: 5 minutos




Añadir 0,20 ml de **Si-2** con la pipeta en cada uno de los dos recipientes y mezclar.




Añadir 1,0 ml de **Si-3** con la pipeta en cada uno de los dos recipientes y mezclar.




Tiempo de reacción: 5 minutos




Toque en la tecla <Ajustes>. Seleccionar "Blanco de reactivo".




Introducir la muestra en blanco en la cubeta y medir **inmediatamente**.




Colocar la cubeta del blanco en el compartimiento para cubetas.



Seleccionar "Usuario Rbon". Confirmar mediante <OK>.



Introducir la muestra de medición en la cubeta y medir **inmediatamente**.



Colocar la cubeta de la muestra en el compartimiento para cubetas.

Importante:

¡Para la realización de la determinación **no** se deben utilizar **dispositivos de vidrio** (p. ej. pipetas etc.)!

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de silicio lista para el uso Certipur®, art. 1.70236, concentración 1000 mg/l de Si. También se pueden utilizar las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.32243, 1.32244 y 1.32245. (¡Atención! Las soluciones patrón no deben ser conservadas en recipientes de vidrio - ver apartado "Soluciones patrón".)

Sodio

en soluciones nutritivas

1.00885

Test en cubetas

Intervalo: 10 – 300 mg/l de Na


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Pipetear 0,50 ml de **Na-1K** en una cubeta de reacción y mezclar.



Añadir 0,50 ml de la muestra con la pipeta cerrar la cubeta con la tapa roscada y mezclar.



Tiempo de reacción:
1 minuto



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de cloruros lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04618, concentración 1000 mg/l de Cl⁻ (corresponde a 649 mg/l de Na) (ver apartado "Soluciones patrón").

ssDNA en soluciones purificadas


Aplicación

Intervalo de medida: 3 – 25 000 µg/ml de ssDNA cubeta de cuarzo de 10 mm Método 2511

¡Atención! Antes de medir la primera muestra de medición se solicitará automáticamente un ajuste a cero, preparada a partir de disolvente de muestra. Éste será válido hasta que se abandone el método.




Homogeneizar **cuidadosamente** la muestra.




Si es necesario, diluir la muestra.
Anotar la dilución (1 + x): muestra de medida.




Seleccionar el método núm. **2511**.
Realizar el ajuste a cero con **disolvente de muestra** y confirmar mediante la tecla <OK>.




Introducir la dilución (1 parte de muestra + x partes de disolvente de muestra).



Confirmar mediante <OK>.




Añadir la muestra de medida en la cubeta de cuarzo.



Introducir la cubeta en el compartimiento para cubetas.
La medición es efectuada automáticamente.



Confirmar mediante <OK>.
El resultado será indicado en la pantalla.



Toque en la tecla <Start> para iniciar el proceso de medición para la próxima muestra.
No se vuelve a solicitar ningún ajuste a cero.

Importante:

Para cada nueva serie de medición ha de verificarse la calibración preprogramada mediante soluciones patrón (ver la sección "Adjustment"). En el caso de que se presenten desviaciones significantes, será necesario recalibrar el método. Para tal fin, proceder de acuerdo con la prescripción de aplicación.

Importante:

Para conocer el procedimiento exacto y obtener más información sobre el método utilizado, ver la correspondiente aplicación. Éste puede descargarse del sitio web.


Sulfatos

1.02532


Test en cubetas

Intervalo 1,0 – 50,0 mg/l de SO_4


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.



Filtrar las soluciones de la muestra turbias.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.



Pipetear 10 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 microcuchara verde de $\text{SO}_4\text{-1K}$, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 2 minutos, **medir inmediatamente**.




Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después de la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de sulfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04694, concentración 1000 mg/l de SO_4^{2-} .

Intervalo 5 – 250 mg/l de SO_4


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.



Filtrar las soluciones de la muestra turbias.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 microcuchara verde de $\text{SO}_4\text{-1K}$, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 2 minutos, **medir inmediatamente**.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 10, art. 1.14676, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25050 y 1.25051.


Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de sulfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04694, concentración 1000 mg/l de SO_4^{2-} .

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 10).


Sulfatos

1.00617


Test en cubetas

Intervalo 50 – 500 mg/l de SO_4 **de medida:** Es posible expresar los resultados también en mmol/l.

Filtrar las soluciones de la muestra turbias.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.



Pipetear 2,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 microcuchara verde de $\text{SO}_4\text{-1K}$, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 2 minutos, **medir inmediatamente**.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 10, art. 1.14676, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25051 y 1.25052.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de sulfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04694, concentración 1000 mg/l de SO_4^{2-} .

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 10).


Sulfatos

1.14564


Test en cubetas

Intervalo 100 – 1000 mg/l de SO_4


de medida: Es posible expresar los resultados también en mmol/l.



Filtrar las soluciones de la muestra turbias.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.



Pipetear 1,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 1 microcuchara verde de $\text{SO}_4\text{-1K}$, cerrar con la tapa roscada.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.



Tiempo de reacción: 2 minutos, **medir inmediatamente**.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 20, art. 1.14675, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25051, 1.25052 y 1.25053.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de sulfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04694, concentración 1000 mg/l de SO_4^{2-} .


Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 20).

Sulfatos


1.01812

Test


Intervalo	2,5 – 50,0 mg/l de SO_4	cubeta de 10 mm
de medida:	1,3 – 25,0 mg/l de SO_4	cubeta de 20 mm
	0,50 – 10,00 mg/l de SO_4	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Filtrar las soluciones de la muestra turbias.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.




Pipetear 0,50 ml de SO_4 -1 en un tubo de ensayo.




Añadir 10 ml de la muestra con la pipeta y mezclar.




Añadir 1 microcuchara verde rasa de SO_4 -2.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 2 minutos, **medir inmediatamente**.



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.




Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) después la correspondiente dilución puede utilizarse la solución patrón de sulfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04694, concentración 1000 mg/l de SO_4^{2-} .


Intervalo	5 – 300 mg/l de SO_4	cubeta de 10 mm
de medida:	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.	




Filtrar las soluciones de la muestra turbias.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.




Pipetear 0,50 ml de SO_4 -1 en un tubo de ensayo.




Añadir 5,0 ml de la muestra con la pipeta y mezclar.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de SO_4 -2.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 2 minutos, **medir inmediatamente**.



Añadir la solución en la cubeta.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas.

Solo al seleccionar el método manualmente:

Para lotes con una vida útil mínima **hasta** 2021/10/31: seleccione el método número **230**.

Para lotes con una vida útil mínima **después del** 2021/10/31: seleccione el método número **236**.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) recomendamos usar Spectroquant® CombiCheck 10, art. 1.14676, o las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.25050 y 1.25051.

Tras la correspondiente dilución también puede utilizarse la solución patrón de sulfatos lista para el uso CRM Certipur®, art. 1.04694, concentración 1000 mg/l de SO_4^{2-} .

Para comprobar los efectos dependientes de la muestra se recomienda el uso de solución de adición (componente de CombiCheck 10).


Sulfitos

1.14394


Test en cubetas

Intervalo	1,0 – 20,0 mg/l de SO_3	0,8 – 16,0 mg/l de SO_2	cubeta redonda
de medida:	0,05– 3,00 mg/l de SO_3	0,04– 2,40 mg/l de SO_2	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.			

Intervalo de medida: 1,0 – 20,0 mg/l de SO_3




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–9. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.



Añadir 1 microcuchara gris rasa de $\text{SO}_3\text{-1K}$ en una cubeta de reacción, cerrar con la tapa rosca.



Agitar intensamente la cubeta para disolver la sustancia sólida.




Añadir 3,0 ml de la muestra con la pipeta, cerrar con la tapa rosca y mezclar.



Tiempo de reacción: 2 minutos


Intervalo de medida: 0,05 – 3,00 mg/l de SO_3




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–9. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Seleccionar el método núm. 127.




Añadir 1 microcuchara gris rasa de $\text{SO}_3\text{-1K}$ en cada una de dos cubetas de reacción, cerrar con la tapa roscada.




Agitar intensamente ambas cubetas para disolver la sustancia sólida.




Añadir 7,0 ml de la muestra con la pipeta en una cubeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar.




Añadir 7,0 ml de agua destilada con la pipeta en la segunda cubeta de reacción, cerrar con la tapa roscada y mezclar. (Blanco)




Tiempo de reacción: 2 minutos



Añadir las dos soluciones en dos cubetas de 50 mm.



Colocar la cubeta del blanco en el compartimiento para cubetas.




Colocar la cubeta de la muestra en el compartimiento para cubetas.


Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón de sulfitos a partir de sulfito sódico p.a., art. 1.06657 (ver apartado "Soluciones patrón").


Intervalo	1,0 – 60,0 mg/l de SO_3	cubeta de 10 mm
de medida:	0,8 – 48,0 mg/l de SO_2	cubeta de 10 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–9. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Introducir 1 microcuchara gris rasa de $\text{SO}_3\text{-1}$ en un tubo de ensayo seco.




Añadir 3,0 ml de $\text{SO}_3\text{-2}$ con la pipeta.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Añadir 5,0 ml de agua destilada con la pipeta y mezclar.




Añadir 2,0 ml de la muestra con la pipeta y mezclar.




Tiempo de reacción: 2 minutos



Añadir la solución en la cubeta.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón de sulfitos a partir de sulfito sódico p.a., art. 1.06657 (ver apartado "Soluciones patrón").

Sulfuros


1.14779

Test


Intervalo	0,10 – 1,50 mg/l de S	0,10 – 1,55 mg/l de HS	cubeta de 10 mm
de medida:	0,050 – 0,750 mg/l de S	0,052 – 0,774 mg/l de HS	cubeta de 20 mm
	0,020 – 0,500 mg/l de S	0,021 – 0,516 mg/l de HS	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.			




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 2–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 5,0 ml de la muestra en un tubo de ensayo.



Añadir 1 gota de **S-1** y mezclar.




Añadir 5 gota de **S-2** y mezclar.




Añadir 5 gota de **S-3** y mezclar.




Tiempo de reacción:
1 minuto



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:


Para la medición en la cubeta de 50 mm, el volumen de la muestra y el volumen de los reactivos deben ser doblados en cada caso. En su lugar puede usarse la cubeta semimicro, art. 1.73502.

Aseguramiento de la calidad:


Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón de sulfuros a partir de hidrato de sulfuro sódico p. a. (ver apartado "Soluciones patrón").

Sustancias sólidas en suspensión

Intervalo	5 – 750 mg/l de sustancia sólida	cubeta de 20 mm	Método 182
de medida:	2 – 300 mg/l de sustancia sólida	cubeta de 50 mm	Método 182
	1 – 150 mg/l de sustancia sólida	cubeta de 100 mm	Método 182




Homogeneizar 500 ml de muestra en una mezcladora revolviendo con elevada velocidad durante 2 minutos.



Introducir la solución en la cubeta.



Seleccionar el método núm. **182**.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. La medición es efectuada automáticamente.

Nota:


Si se utiliza la cubeta rectangular de 100 mm, será necesario quitar el soporte para cubetas redondas antes de la medición.

Tensioactivos (aniónicos)

1.02552

Test en cubetas


Intervalo	0,05 – 2,00 mg/l de SDSA*
de medida:	* sal sódica del ácido dodecano-1-sulfónico
	0,06 – 2,56 mg/l de SDBS*
	*sal sódica del dodecibencenosulfonato
	0,05 – 2,12 mg/l de SDS*
	*sal sódica del dodecilsulfato
	0,08 – 3,26 mg/l de SDOSSA*
	*sal sódica del dioctilsulfosuccinato
	Es posible expresar los resultados también en mmol/l.




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 5–10. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido clorhídrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, **¡no mezclar!**




Añadir 2 gotas de **T-1K**, cerrar con la tapa rosca.




Agitar **intensamente** la cubeta **durante 30 segundos**.



Tiempo de reacción: 10 minutos



Agitar la cubeta por balanceo antes de medirla.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón de tensioactivos a partir de ácido dodecan-1-sulfónico p.a., sal sódica, art. 1.12146 (ver apartado "Soluciones patrón").


Tensioactivos (catiónicos)

1.01764

Test en cubetas

Intervalo 0,05 – 1,50 mg/l de tensioactivos (catiónicos)


de medida: (calculado como bromuro de N-Cetil-N,N,N-trimetilamonio)




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 5,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción, **¡no mezclar!**




Añadir 0,50 ml de **T-1K** con la pipeta y cerrar la cubeta con la tapa rosca-da.



Agitar la cubeta por balanceo durante 30 segundos.



Tiempo de reacción: 5 minutos



Colocar la cubeta en el compartimento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón de tensioactivo a partir de una solución de Cetyltrimethylammonium Bromide, art. 2.19374 (ver apartado "Soluciones patrón").


Tensioactivos (no iónicos)

1.01787

Test en cubetas

Intervalo 0,10 – 7,50 mg/l de tensioactivos (no iónicos)


de medida: (calculado como Triton™ X-100)



Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 3–9. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.




Pipetear 4,0 ml de la muestra en una cubeta de reacción. Cerrar la cubeta con la tapa rosca-da.




Agitar **intensamente** la cubeta **durante 1 minuto**.



Tiempo de reacción: 2 minutos



Agitar la cubeta por balanceo antes de medirla.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón de tensioactivo a partir de una solución de Triton™ X-100, art. 1.12298 (ver apartado "Soluciones patrón").

También se pueden utilizar las soluciones patrón para aplicaciones fotométricas, art. 1.33022, 1.33023 y 1.33024.

Turbidez


análogo a **EN ISO 7027**

Intervalo de medida: 1 – 100 FAU

550 nm

cubeta de 50 mm


Método 77



Introducir la muestra en la cubeta.



Seleccionar el método núm. 77.




Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.
La medición es efectuada automáticamente.

Yodo


1.00606

Test


Intervalo	0,20 – 10,00 mg/l de I ₂	cubeta de 10 mm
de medida:	0,10 – 5,00 mg/l de I ₂	cubeta de 20 mm
	0,050 – 2,000 mg/l de I ₂	cubeta de 50 mm
Es posible expresar los resultados también en mmol/l.		




Comprobar el valor del pH de la muestra, intervalo necesario: pH 4–8. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución diluida de hidróxido sódico o de ácido sulfúrico.



Pipetear 10 ml de la muestra en un tubo de ensayo.




Añadir 1 microcuchara azul rasa de I₂-1.




Agitar intensamente el tubo para disolver la sustancia sólida.




Tiempo de reacción: 1 minuto



Añadir la solución en la cubeta correspondiente.



Seleccionar el método con el AutoSelector.



Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas.

Importante:

Concentraciones muy elevadas de yodo en la muestra producen soluciones de color amarillo (la solución de medición debe ser roja) y valores falsamente bajos; en estos casos debe diluirse la muestra.

Aseguramiento de la calidad:

Para comprobar el sistema de medición (reactivos del test, dispositivo de medición y manipulación) debe prepararse uno mismo una solución patrón (ver apartado "Soluciones patrón").

Nota:

Yodo también se puede determinar con Spectroquant® Test Cloro, art. 1.00598 (ver las notas de aplicación correspondientes en www.sigmaaldrich.com).

Métodos de análisis y Apendices

II Aptitud de los tests para el análisis de agua de mar y límites de tolerancia para sales neutras

Test (TC = test en cubetas)	Art.	adecuado para agua de mar	Límite de tolerancia sales en %		
			NaCl	NaNO ₃	Na ₂ SO ₄
Ácido cianúrico, test	1.19253	sí	-	-	-
Ácidos orgánicos volátiles, TC	1.01749	no	20	20	10
Ácidos orgánicos volátiles, test	1.01809	no	20	20	10
Aluminio, TC	1.00594	sí	20	20	20
Aluminio, test	1.14825	sí	20	20	20
Amonio, TC	1.14739	no	5	5	5
Amonio, TC	1.14558	sí	20	10	15
Amonio, TC	1.14544	sí	20	15	20
Amonio, TC	1.14559	sí	20	20	20
Amonio, test	1.14752	sí ¹⁾	10	10	20
Amonio, test	1.00683	sí	20	20	20
AOX, TC	1.00675	no	0,4	20	20
Arsénico, test	1.01747	no	10	10	10
Boro, TC	1.00826	sí	10	20	20
Boro, test	1.14839	no	20	5	20
Bromo, test	1.00605	no	10	10	10
Cadmio, TC	1.14834	no	1	10	1
Cadmio, test	1.01745	no	1	10	1
Calcio, TC	1.00858	no	2	2	1
Calcio, test	1.14815	sí	20	20	10
Calcio, test	1.00049	no	-	-	-
Capacidad de ácido, TC	1.01758	no	-	-	-
Cianuros, TC	1.14561	no	10	10	10
Cianuros, TC	1.02531	no	10	10	10
Cianuros, test	1.09701	no	10	10	10
Cinc, TC	1.00861	no	20	20	1
Cinc, TC	1.14566	no	10	10	10
Cinc, test	1.14832	no	5	15	15

¹⁾ Después de la adición de solución de hidróxido sódico, este test es también apropiado para el análisis de agua de mar (ver hoší adjunta al envase).

Test (TC = test en cubetas)	Art.	adecuado para agua de mar	Límite de tolerancia sales en %		
			NaCl	NaNO ₃	Na ₂ SO ₄
Cloro, TC	1.00595	sí ²⁾	10	10	10
Cloro, TC	1.00597	sí ²⁾	10	10	10
Cloro, test	1.00598	sí ²⁾	10	10	10
Cloro, test	1.00602	sí	10	10	10
Cloro, test	1.00599	sí ²⁾	10	10	10
Cloro, reactivos (líquidos) (libre y total)	1.00086/1.00087/ 1.00088	sí ²⁾	10	10	10
Cloro dióxido, test	1.00608	sí	10	10	10
Cloruros, TC	1.14730	sí	-	20	1
Cloruros, test	1.14897	sí	-	10	0,1
Cloruros, TC	1.01804	no	-	0,5	0,05
Cloruros, test	1.01807	no	-	0,5	0,05
Cobalto, TC	1.17244	sí	10	10	20
Cobre, TC	1.14553	sí	15	15	15
Cobre, test	1.14767	sí	15	15	15
COT, TC	1.14878	no	0,5	10	10
COT, TC	1.14879	no	5	20	20
Cromatos, TC (cromo(VI))	1.14552	sí	10	10	10
Cromatos, TC (cromo total)	1.14552	no	1	10	10
Cromatos, test	1.14758	sí	10	10	10
DBO, TC	1.00687	sí	20	20	20
DQO, TC	1.14560	no	0,4	10	10
DQO, TC	1.01796	no	0,4	10	10
DQO, TC	1.14540	no	0,4	10	10
DQO, TC	1.14895	no	0,4	10	10
DQO, TC	1.14690	no	0,4	20	20
DQO, TC	1.14541	no	0,4	10	10
DQO, TC	1.14691	no	0,4	20	20
DQO, TC	1.14555	no	1	10	10
DQO, TC	1.01797	no	10	20	20
DQO, TC (exento de Hg)	1.09772	no	0	10	10
DQO, TC (exento de Hg)	1.09773	no	0	10	10
DQO, TC (agua de mar)	1.17058	sí	35	10	10
DQO, TC (agua de mar)	1.17059	sí	35	10	10

2) El test tiene una idoneidad limitada para el agua de mar. Cuando se realiza una determinación de cloro libre en agua de mar, el cloro combinado puede detectarse de manera completa o parcial.

Métodos de análisis y Apendices –

II Aptitud de los tests para el análisis de agua de mar y límites de tolerancia para sales neutras

Test (TC = test en cubetas)	Art.	adecuado para agua de mar	Límite de tolerancia sales en %		
			NaCl	NaNO ₃	Na ₂ SO ₄
Dureza residual, TC	1.14683	no	0,01	0,01	0,01
Dureza total, TC	1.00961	no	2	2	1
Estaño, TC	1.14622	sí	20	20	20
Estaño, TC	1.17265	sí	5	5	0,5
Fenol, TC	1.14551	sí	20	20	15
Fenol, test	1.00856	sí	20	20	20
Fluoruros, TC	1.00809	no	10	10	10
Fluoruros, TC	1.17243	sí ³⁾	0,2	0,2	0,001
Fluoruros, test	1.14598	sí	20	20	20
Fluoruros, test	1.00822	sí ³⁾	0,05	0,05	0,001
Fluoruros, test	1.17236	sí ³⁾	0,2	0,2	0,002
Formaldehído, TC	1.14500	no	5	0	10
Formaldehído, test	1.14678	no	5	0	10
Fosfatos, TC	1.00474	sí	5	10	10
Fosfatos, TC (ortofosfatos)	1.14543	sí	5	10	10
Fosfatos, TC (fósforo total)	1.14543	no	1	10	10
Fosfatos, TC	1.00475	sí	20	20	20
Fosfatos, TC (ortofosfatos)	1.14729	sí	20	20	20
Fosfatos, TC (fósforo total)	1.14729	sí	5	20	20
Fosfatos, TC	1.00616	sí	20	20	20
Fosfatos, TC (ortofosfatos)	1.00673	sí	20	20	20
Fosfatos, TC (fósforo total)	1.00673	sí	20	20	20
Fosfatos, test	1.14848	sí	5	10	10
Fosfatos, test	1.00798	sí	15	20	10
Fosfatos, TC	1.14546	sí	20	20	20
Fosfatos, test	1.14842	sí	20	20	20
Hidracina, test	1.09711	no	20	5	2
Hierro, TC	1.14549	sí	20	20	20
Hierro, TC	1.14896	no	5	5	5
Hierro, test	1.14761	sí	20	20	20
Hierro, test	1.00796	sí	20	20	20
Magnesio, TC	1.00815	sí	2	2	1
Manganeso, TC	1.00816	no	20	20	20

³⁾ previa destilación análogo a APHA 4500-F- B

Test (TC = test en cubetas)	Art.	adecuado para agua de mar	Límite de tolerancia sales en %		
			NaCl	NaNO ₃	Na ₂ SO ₄
Manganeso, test	1.14770	sí	20	20	20
Manganeso, test	1.01846	no	20	25	5
Molibdeno, TC	1.00860	no	20	20	5
Molibdeno, test	1.19252	no	-	-	-
Monocloramina, test	1.01632	no	10	10	20
Níquel, TC	1.14554	no	20	20	20
Níquel, test	1.14785	no	20	20	20
Nitratos, TC	1.14542	no	0,4	-	20
Nitratos, TC	1.14563	no	0,2	-	20
Nitratos, TC	1.14764	no	0,5	-	20
Nitratos, TC	1.00614	no	2	-	20
Nitratos, test	1.14773	no	0,4	-	20
Nitratos, test	1.09713	no	0,2	-	20
Nitratos, TC (agua de mar)	1.14556	sí	20	-	20
Nitratos, test (agua de mar)	1.14942	sí	20	-	20
Nitratos, test	1.01842	no	0,001	-	0,001
Nitritos, TC	1.14547	sí	20	20	15
Nitritos, TC	1.00609	sí	20	15	15
Nitritos, test	1.14776	sí	20	20	15
Nitrógeno total, TC	1.14537	no	0,5	-	10
Nitrógeno total, TC	1.00613	no	0,2	-	10
Nitrógeno total, TC	1.14763	no	2	-	20
Oro, test	1.14821	sí	10	20	5
Oxígeno, TC	1.14694	no	10	5	1
Ozono, test	1.00607	sí	10	10	10
Peróxido de hidrógeno, TC	1.14731	no	20	20	20
Peróxido de hidrógeno, test	1.18789	no	0,1	1	5
pH, TC	1.01744	sí	-	-	-
Plata, test	1.14831	no	0	1	5
Plomo, TC	1.14833	no	20	20	1
Plomo, test	1.09717	no	20	5	15
Potasio, TC	1.14562	sí	20	20	20
Potasio, TC	1.00615	sí	20	20	20
Reductores de oxígeno, test	1.19251	no	-	-	-
Silicatos (ácido silício), test	1.14794	sí	5	10	5
Silicatos (ácido silício), test	1.00857	no	5	10	2,5

Test (TC = test en cubetas)	Art.	adecuado para agua de mar	Límite de tolerancia sales en %		
			NaCl	NaNO ₃	Na ₂ SO ₄
Silicatos (ácido silício), test	1.01813	no	0,5	1	0,2
Sodio, TC	1.00885	no	-	10	1
Sulfatos, TC	1.02532	no	2	0,007	-
Sulfatos, TC	1.14548	sí	10	0,1	-
Sulfatos, TC	1.00617	sí	10	0,1	-
Sulfatos, TC	1.14564	sí	10	0,5	-
Sulfatos, test	1.01812	no	2	0,007	-
Sulfatos, test	1.02537	sí	10	0,015	-
Sulfitos, TC	1.14394	no	20	20	20
Sulfitos, test	1.01746	no	20	20	20
Sulfuros, test	1.14779	no	0,5	1	1
Tensioactivos (aniónicos), TC	1.02552	no	0,1	0,01	10
Tensioactivos (catiónicos), TC	1.01764	no	0,1	0,1	20
Tensioactivos (no iónicos), TC	1.01787	no	2	5	2
Yodo, test	1.00606	no	10	10	10

Métodos de análisis y Apendices

III Spectroquant® CombiCheck y soluciones patrón

Test	Valoración	CombiCheck	Intervalo de confianza		Solución patrón diluida y lista para el uso			Solución patrón lista para el uso
Art. (TC = test en cubetas) o método	como	Art.	Valor teórico del patrón	Tolerancia de trabajo máxima	Art.	Concentración	Inseguridad ampliada de medición	Art.
Ácido cianúrico, test, 1.19253	Ácido Cyan	-	80 mg/l ¹⁾	± 10 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Ácidos orgánicos volátiles, TC, 1.01749	CH ₃ COOH	-	1500 mg/l ¹⁾	± 80 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Ácidos orgánicos volátiles, test, 1.01809	CH ₃ COOH	-	1500 mg/l ¹⁾	± 80 mg/l	-			ver directiva de trabajo
ADMI		-	50 ¹⁾	-	-			1.00246
ADMI		-	250 ¹⁾	-	-			1.00246
Aluminio, TC, 1.00594	Al	CC 100, 1.18701	0,40 mg/l	± 0,05 mg/l	1.32225	0,200 mg/l	± 0,006 mg/l	1.19770
Aluminio, test, 1.14825	Al	CC 100, 1.18701	0,40 mg/l	± 0,05 mg/l	1.32225	0,200 mg/l	± 0,006 mg/l	1.19770
Amonio, TC, 1.14739	NH ₄ -N	CC 50, 1.14695	1,00 mg/l	± 0,10 mg/l	1.25022	0,400 mg/l	± 0,012 mg/l	1.04622
					1.25023	1,00 mg/l	± 0,04 mg/l	
					1.32227	0,250 mg/l	± 0,011 mg/l	
Amonio, TC, 1.14558	NH ₄ -N	CC 10, 1.14676	4,00 mg/l	± 0,30 mg/l	1.25022	0,400 mg/l	± 0,012 mg/l	1.04622
					1.25023	1,00 mg/l	± 0,04 mg/l	
					1.25024	2,00 mg/l	± 0,07 mg/l	
					1.25025	6,00 mg/l	± 0,13 mg/l	
Amonio, TC, 1.14544	NH ₄ -N	CC 20, 1.14675	12,0 mg/l	± 1,0 mg/l	1.25023	1,00 mg/l	± 0,04 mg/l	1.04622
					1.25024	2,00 mg/l	± 0,07 mg/l	
					1.25025	6,00 mg/l	± 0,13 mg/l	
					1.25026	12,0 mg/l	± 0,4 mg/l	
Amonio, TC, 1.14559	NH ₄ -N	CC 70, 1.14689	50,0 mg/l	± 5,0 mg/l	1.25025	6,00 mg/l	± 0,13 mg/l	1.04622
					1.25026	12,0 mg/l	± 0,4 mg/l	
					1.25027	50,0 mg/l	± 1,2 mg/l	
Amonio, test, 1.14752	NH ₄ -N	CC 50, 1.14695	1,00 mg/l	± 0,10 mg/l	1.25022	0,400 mg/l	± 0,012 mg/l	1.04622
					1.25023	1,00 mg/l	± 0,04 mg/l	
					1.25024	2,00 mg/l	± 0,07 mg/l	
					1.32227	0,250 mg/l	± 0,011 mg/l	
Amonio, test, 1.00683	NH ₄ -N	CC 70, 1.14689	50,0 mg/l	± 5,0 mg/l	1.25025	6,00 mg/l	± 0,13 mg/l	1.04622
					1.25026	12,0 mg/l	± 0,4 mg/l	
					1.25027	50,0 mg/l	± 1,2 mg/l	
AOX, TC, 1.00675	AOX	-	1,00 mg/l ¹⁾	± 0,10 mg/l	-			1.00680
Arsenico, test, 1.01747	As	-	0,050 mg/l ¹⁾	± 0,005 mg/l	1.33002	1,00 mg/l	± 0,05 mg/l	1.19773
Boro, TC, 1.00826	B	-	1,00 mg/l ¹⁾	± 0,15 mg/l	-			1.19500
Boro, test, 1.14839	B	-	0,400 mg/l ¹⁾	± 0,040 mg/l	-			1.19500
Bromo, test, 1.00605	Br ₂	-	5,00 mg/l ¹⁾	± 0,50 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Cadmio, TC, 1.14834	Cd	CC 90, 1.18700	0,250 mg/l	± 0,030 mg/l	-			1.19777
Cadmio, test, 1.01745	Cd	CC 90, 1.18700	0,250 mg/l	± 0,030 mg/l	-			1.19777

¹⁾ para preparación propia, concentración recomendada

Test Art. (TC = test en cubetas) o método	Valoración como	CombiCheck Art.	Intervalo de confianza		Solución patrón diluida y lista para el uso			Solución patrón lista para el uso Art.
			Valor teórico del patrón	Tolerancia de trabajo máxima	Art.	Concentración	Inseguridad ampliada de medición	
Calcio, TC, 1.00858	Ca	-	75 mg/l ¹⁾	± 7 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Calcio, test, 1.14815	Ca	-	80 mg/l ¹⁾	± 8 mg/l	-			1.19778
Calcio, test, 1.00049	Ca	-	2,00 mg/l ¹⁾	± 0,20 mg/l	-			1.19778
Capacidad de ácido, TC, 1.01758	OH	-	5,00 mmol/l ¹⁾	± 0,50 mmol/l	-			ver directiva de trabajo
Cianuros, TC, 1.02531	CN	-	0,250 mg/l ¹⁾	± 0,030 mg/l	-			1.04695
Cianuros, TC, 1.14561	CN	-	0,250 mg/l ¹⁾	± 0,030 mg/l	-			1.04695
Cianuros, test, 1.09701	CN	-	0,250 mg/l ¹⁾	± 0,030 mg/l	-			1.04695
Cinc, TC, 1.00861	Zn	CC 100, 1.18701	0,750 mg/l	± 0,150 mg/l	-			1.19806
Cinc, TC, 1.14566	Zn	-	2,00 mg/l ¹⁾	± 0,40 mg/l	-			1.19806
Cinc, test, 1.14832	Zn	CC 100, 1.18701	0,75 mg/l	± 0,15 mg/l	-			1.19806
Cloro, TC, 1.00595	Cl ₂	-	3,00 mg/l ¹⁾	± 0,30 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Cloro, TC, 1.00597	Cl ₂	-	3,00 mg/l ¹⁾	± 0,30 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Cloro, test, 1.00598	Cl ₂	-	3,00 mg/l ¹⁾	± 0,30 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Cloro, test, 1.00602	Cl ₂	-	3,00 mg/l ¹⁾	± 0,30 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Cloro, test, 1.00599	Cl ₂	-	3,00 mg/l ¹⁾	± 0,30 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Cloro, TC (reactivo líquido), 1.00086/1.00087/1.00089	Cl ₂	-	3,00 mg/l ¹⁾	± 0,30 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Cloro, test (reactivo líquido), 1.00086/1.00087/1.00089	Cl ₂	-	0,500 mg/l ¹⁾	± 0,050 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Cloro, TC (reactivo líquido), 1.00086/1.00087/1.00088/1.00089	Cl ₂	-	3,00 mg/l ¹⁾	± 0,30 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Cloro, test (reactivo líquido), 1.00086/1.00087/1.00088/1.00089	Cl ₂	-	0,500 mg/l ¹⁾	± 0,050 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Cloro dióxido, test, 1.00608	ClO ₂	-	5,00 mg/l ¹⁾	± 0,50 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Cloruros, TC, 1.14730	Cl	CC 20, 1.14675 CC 10, 1.14676	60 mg/l 25 mg/l	± 10 mg/l ± 6 mg/l	1.32229 1.32230	10,0 mg/l 50 mg/l	± 0,5 mg/l ± 3 mg/l	1.04618
Cloruros, test, 1.14897	Cl	CC 60, 1.14696 -	1.25 mg/l 12,5 mg/l ¹⁾	± 13 mg/l ± 1,3 mg/l	1.32229 1.32230	10,0 mg/l 50 mg/l	± 0,5 mg/l ± 3 mg/l	1.04618
Cloruros, TC, 1.01804	Cl	-	7,5 mg/l ¹⁾	± 0,8 mg/l	1.32229	10,0 mg/l	± 0,5 mg/l	1.04618
Cloruros, test, 1.01807	Cl	-	2,50 mg/l ¹⁾	± 0,25 mg/l	-			1.04618
Cobalto, TC, 1.17244	Co	-	1,00 mg/l ¹⁾	± 0,10 mg/l	-			1.19785

1) para preparación propia, concentración recomendada

I

Test	Valoración	CombiCheck	Intervalo de confianza		Solución patrón diluida y lista para el uso			Solución patrón lista para el uso
Art. (TC = test en cubetas) o método	como	Art.	Valor teórico del patrón	Tolerancia de trabajo máxima	Art.	Concentración	Inseguridad ampliada de medición	Art.
Cobre, TC, 1.14553	Cu	CC 90, 1.18700	2,00 mg/l	± 0,20 mg/l	-			1.19786
Cobre, test, 1.14767	Cu	CC 90, 1.18700	2,00 mg/l	± 0,20 mg/l	-			1.19786
Coloración Hazen	Pt/Co (Hazen)	-	250 mg/l ¹⁾		-			1.00246
Coloración Hazen	Pt/Co (Hazen)	-	500 mg/l		-			1.00246
COT, TC, 1.14878	COT	-	40,0 mg/l ¹⁾	± 3,0 mg/l	1.32247 1.32248 1.32249	10,0 mg/l 25,0 mg/l 50,0 mg/l	± 0,2 mg/l ± 0,5 mg/l ± 1,0 mg/l	109017
COT, TC, 1.14879	COT	-	400 mg/l ¹⁾	± 30 mg/l	1.32251 1.32252 1.32253	100 mg/l 200 mg/l 500 mg/l	± 2 mg/l ± 4 mg/l ± 10 mg/l	109017
Cromatos, TC, 1.14552	Cr	-	1,00 mg/l ¹⁾	± 0,10 mg/l	1.33013	1,00 mg/l	± 0,03 mg/l	1.04703
Cromatos, test, 1.14758	Cr	-	1,00 mg/l ¹⁾	± 0,10 mg/l	1.33012 1.33013	0,050 mg/l 1,00 mg/l	± 0,002 mg/l ± 0,03 mg/l	1.04703
DBO, TC, 1.00687	O ₂	-	198 mg/l	± 40 mg/l	-			1.00718
DQO, TC, 1.14560	DQO	CC 50, 1.14695	20,0 mg/l	± 4,0 mg/l	1.25028	20,0 mg/l	± 0,7 mg/l	ver directiva de trabajo
DQO, TC, 1.01796	DQO	CC 50, 1.14695	20,0 mg/l	± 2,0 mg/l	1.25028	20,0 mg/l	± 0,7 mg/l	ver directiva de trabajo
DQO, TC, 1.14540	DQO	CC 10, 1.14676	80 mg/l	± 12 mg/l	1.25029	100 mg/l	± 3 mg/l	ver directiva de trabajo
DQO, TC, 1.14895	DQO	CC 60, 1.14696	250 mg/l	± 20 mg/l	1.25029 1.25030	100 mg/l 200 mg/l	± 3 mg/l ± 4 mg/l	ver directiva de trabajo
DQO, TC, 1.14690	DQO	CC 60, 1.14696	250 mg/l	± 25 mg/l	1.25029 1.25030 1.25031	100 mg/l 200 mg/l 400 mg/l	± 3 mg/l ± 4 mg/l ± 5 mg/l	ver directiva de trabajo
DQO, TC, 1.14541	DQO	CC 20, 1.14675	750 mg/l	± 75 mg/l	1.25029 1.25030 1.25031 1.25032	100 mg/l 200 mg/l 400 mg/l 1000 mg/l	± 3 mg/l ± 4 mg/l ± 5 mg/l ± 11 mg/l	ver directiva de trabajo
DQO, TC, 1.14691	DQO	CC 80, 1.14738	1500 mg/l	± 150 mg/l	1.25031 1.25032 1.25033	400 mg/l 1000 mg/l 2000 mg/l	± 5 mg/l ± 11 mg/l ± 32 mg/l	ver directiva de trabajo
DQO, TC, 1.14555	DQO	CC 70, 1.14689	5000 mg/l	± 400 mg/l	1.25032 1.25033 1.25034	1000 mg/l 2000 mg/l 8000 mg/l	± 11 mg/l ± 32 mg/l ± 68 mg/l	ver directiva de trabajo
DQO, TC, 1.01797	DQO	-	50 000 mg/l ¹⁾	± 5000 mg/l	1.25034 1.25035	8000 mg/l 50 000 mg/l	± 68 mg/l ± 894 mg/l	ver directiva de trabajo

1) para preparación propia, concentración recomendada

Test	Valoración	CombiCheck	Intervalo de confianza		Solución patrón diluida y lista para el uso			Solución patrón lista para el uso
Art. (TC = test en cubetas) o método	como	Art.	Valor teórico del patrón	Tolerancia de trabajo máxima	Art.	Concentración	Inseguridad ampliada de medición	Art.
DQO, TC, 1.09772	DQO	-	80 mg/l ¹⁾	± 12 mg/l	1.25028 1.25029	20,0 mg/l 100 mg/l	± 0,7 mg/l ± 3 mg/l	ver directiva de trabajo
DQO, TC, 1.09773	DQO	-	750 mg/l ¹⁾	± 75 mg/l	1.25029 1.25030 1.25031 1.25032	100 mg/l 200 mg/l 400 mg/l 1000 mg/l	± 3 mg/l ± 4 mg/l ± 5 mg/l ± 11 mg/l	ver directiva de trabajo
DQO, TC, 1.17058	DQO	-	30,0 mg/l ¹⁾	± 3,0 mg/l	-			ver directiva de trabajo
DQO, TC, 1.17059	DQO	-	1500 mg/l ¹⁾	± 150 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Dureza residual, TC, 1.14683	Ca	-	2,50 mg/l ¹⁾	± 0,30 mg/l	-			1.19778
Dureza total, TC, 1.00961	Ca	-	75 mg/l ¹⁾	± 7 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Estaño, TC, 1.14622	Sn	-	1,25 mg/l ¹⁾	± 0,13 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Estaño, TC, 1.17265	Sn	-	1,25 mg/l ¹⁾	± 0,13 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Fenol, TC, 1.14551	C ₆ H ₅ OH	-	1,25 mg/l ¹⁾	± 0,13 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Fenol, test, 1.00856	C ₆ H ₅ OH	-	2,50 mg/l ¹⁾	± 0,25 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Fluoruros, TC, 1.00809	F	-	0,75 mg/l ¹⁾	± 0,08 mg/l	1.32234 1.32233 1.32235 1.32236	0,200 mg/l 0,50 mg/l 1,00 mg/l 1,50 mg/l	± 0,012 mg/l ± 0,02 mg/l ± 0,03 mg/l ± 0,04 mg/l	1.04688
Fluoruros, TC, 1.17243	F	-	1,00 mg/l ¹⁾	± 0,15 mg/l	1.32234 1.32233 1.32235 1.32236	0,200 mg/l 0,50 mg/l 1,00 mg/l 1,50 mg/l	± 0,012 mg/l ± 0,02 mg/l ± 0,03 mg/l ± 0,04 mg/l	1.04688
Fluoruros, test, 1.14598	F	-	1,00 mg/l ¹⁾ 10,0 mg/l ¹⁾	± 0,15 mg/l ± 1,2 mg/l	1.32234 1.32233 1.32235 1.32236	0,200 mg/l 0,50 mg/l 1,00 mg/l 1,50 mg/l	± 0,012 mg/l ± 0,02 mg/l ± 0,03 mg/l ± 0,04 mg/l	1.04688
Fluoruros, test, 1.00822	F	-	1,00 mg/l ¹⁾	± 0,15 mg/l	1.32234 1.32233 1.32235 1.32236	0,200 mg/l 0,50 mg/l 1,00 mg/l 1,50 mg/l	± 0,012 mg/l ± 0,02 mg/l ± 0,03 mg/l ± 0,04 mg/l	1.04688
Fluoruros, test, 1.17236	F	-	1,00 mg/l ¹⁾	± 0,15 mg/l	1.32234 1.32233 1.32235 1.32236	0,200 mg/l 0,50 mg/l 1,00 mg/l 1,50 mg/l	± 0,012 mg/l ± 0,02 mg/l ± 0,03 mg/l ± 0,04 mg/l	1.04688
Formaldehído, TC, 1.14500	HCHO	-	5,00 mg/l ¹⁾	± 0,50 mg/l	-			ver directiva de trabajo

1) para preparación propia, concentración recomendada

I

Test Art. (TC = test en cubetas) o método	Valoración como	CombiCheck Art.	Intervalo de confianza		Solución patrón diluida y lista para el uso			Solución patrón lista para el uso Art.
			Valor teórico del patrón	Tolerancia de trabajo máxima	Art.	Concentración	Inseguridad ampliada de medición	
Formaldehído, test, 1.14678	HCHO	-	4,50 mg/l ¹⁾	± 0,50 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Fosfatos, TC, 1.00474	PO ₄ -P	CC 10, 1.14676	0,80 mg/l	± 0,08 mg/l	-			1.04690
Fosfatos, TC, 1.14543	PO ₄ -P	CC 10, 1.14676	0,80 mg/l	± 0,08 mg/l	1.25046 1.25047	0,400 mg/l 4,00 mg/l	± 0,016 mg/l ± 0,08 mg/l	1.04690
Fosfatos, TC, 1.00475	PO ₄ -P	CC 80, 1.14738 CC 20, 1.14675	15,0 mg/l 8,0 mg/l	± 1,0 mg/l ± 0,7 mg/l	-			1.04690
Fosfatos, TC, 1.14729	PO ₄ -P	CC 80, 1.14738 CC 20, 1.14675	15,0 mg/l 8,0 mg/l	± 1,0 mg/l ± 0,7 mg/l	1.25047 1.25048	4,00 mg/l 15,0 mg/l	± 0,08 mg/l ± 0,4 mg/l	1.04690
Fosfatos, TC, 1.00616	PO ₄ -P	-	50,0 mg/l ¹⁾	± 5,0 mg/l	-			1.04690
Fosfatos, TC, 1.00673	PO ₄ -P	-	50,0 mg/l ¹⁾	± 5,0 mg/l	1.25047 1.25048 1.25049	4,00 mg/l 15,0 mg/l 75,0 mg/l	± 0,08 mg/l ± 0,4 mg/l ± 1,6 mg/l	1.04690
Fosfatos, test, 1.14848	PO ₄ -P	CC 10, 1.14676	0,80 mg/l	± 0,08 mg/l	-			1.04690
Fosfatos, test, 1.00798	PO ₄ -P	-	50,0 mg/l ¹⁾	± 5,0 mg/l	-			1.04690
Fosfatos, TC, 1.14546	PO ₄ -P	-	15,0 mg/l ¹⁾	± 1,0 mg/l	-			1.04690
Fosfatos, test, 1.14842	PO ₄ -P	-	15,0 mg/l ¹⁾	± 1,0 mg/l	-			1.04690
Hidracina, test, 1.09711	N ₂ H ₄	-	1,00 mg/l ¹⁾	± 0,10 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Hierro, TC, 1.14549	Fe	CC 90, 1.18700	1,00 mg/l	± 0,15 mg/l	1.33018 1.33019 1.33020	0,1000 mg/l 0,300 mg/l 1,00 mg/l	± 0,0030 mg/l ± 0,009 mg/l ± 0,04 mg/l	1.19781
Hierro, TC, 1.14896	Fe	-	25,0 mg/l ¹⁾	± 2,5 mg/l	-			1.19781
Hierro, test, 1.14761	Fe	CC 90, 1.18700	1,00 mg/l	± 0,15 mg/l	1.33014 1.33018 1.33019 1.33020	0,0500 mg/l 0,1000 mg/l 0,300 mg/l 1,00 mg/l	± 0,0015 mg/l ± 0,0030 mg/l ± 0,009 mg/l ± 0,04 mg/l	1.19781
Hierro, test, 1.00796	Fe	CC 90, 1.18700	1,00 mg/l	± 0,15 mg/l	1.33014 1.33018 1.33019 1.33020	0,0500 mg/l 0,1000 mg/l 0,300 mg/l 1,00 mg/l	± 0,0015 mg/l ± 0,0030 mg/l ± 0,009 mg/l ± 0,04 mg/l	1.19781
Magnesio, TC, 1.00815	Mg	-	40,0 mg/l ¹⁾	± 4,0 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Manganeso, TC, 1.00816	Mn	CC 90, 1.18700	1,00 mg/l	± 0,15 mg/l	1.32238 1.32239	0,200 mg/l 1,00 mg/l	± 0,005 mg/l ± 0,03 mg/l	1.19789
Manganeso, test, 1.14770	Mn	CC 90, 1.18700	1,00 mg/l	± 0,15 mg/l	1.32237 1.32238 1.32239	0,050 mg/l 0,200 mg/l 1,00 mg/l	± 0,004 mg/l ± 0,005 mg/l ± 0,03 mg/l	1.19789
Manganeso, test, 1.01846	Mn	CC 90, 1.18700	1,00 mg/l	± 0,15 mg/l	1.32237 1.32238 1.32239	0,050 mg/l 0,200 mg/l 1,00 mg/l	± 0,004 mg/l ± 0,005 mg/l ± 0,03 mg/l	1.19789
Molibdeno, TC, 1.00860	Mo	-	0,50 mg/l ¹⁾	± 0,05 mg/l	-			1.70227

1) para preparación propia, concentración recomendada

Test	Valoración	CombiCheck	Intervalo de confianza		Solución patrón diluida y lista para el uso			Solución patrón lista para el uso
Art. (TC = test en cubetas) o método	como	Art.	Valor teórico del patrón	Tolerancia de trabajo máxima	Art.	Concentración	Inseguridad ampliada de medición	Art.
Molibdeno, test, 1.19252	Mo	-	25,0 mg/l ¹⁾	± 2,5 mg/l	-			1.70227
Monocloramina, test, 1.01632	Cl ₂	-	5,00 mg/l ¹⁾	± 0,50 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Níquel, TC, 1.14554	Ni	CC 100, 1.18701	2,00 mg/l	± 0,20 mg/l	-			1.09989
Níquel, test, 1.14785	Ni	CC 100, 1.18701	2,00 mg/l	± 0,20 mg/l	-			1.09989
Nitratos, TC, 1.14542	NO ₃ -N	CC 20, 1.14675	9,0 mg/l	± 0,9 mg/l	1.25037	2,50 mg/l	± 0,06 mg/l	1.04613
					1.25038	15,0 mg/l	± 0,4 mg/l	
	NO ₃	-			1.32241	10,0 mg/l	± 0,3 mg/l	
					1.32242	50,0 mg/l	± 2,0 mg/l	
Nitratos, TC, 1.14563	NO ₃ -N	CC 20, 1.14675	9,0 mg/l	± 0,9 mg/l	1.25037	2,50 mg/l	± 0,06 mg/l	1.04613
					1.25038	15,0 mg/l	± 0,4 mg/l	
	NO ₃	-			1.32241	10,0 mg/l	± 0,3 mg/l	
					1.32242	50,0 mg/l	± 2,0 mg/l	
Nitratos, TC, 1.14764	NO ₃ -N	CC 80, 1.14738	25,0 mg/l	± 2,5 mg/l	1.25037	2,50 mg/l	± 0,06 mg/l	1.04613
					1.25038	15,0 mg/l	± 0,4 mg/l	
					1.25039	40,0 mg/l	± 1,0 mg/l	
	NO ₃	-			1.32241	10,0 mg/l	± 0,3 mg/l	
					1.32242	50,0 mg/l	± 2,0 mg/l	1.04613
Nitratos, TC, 1.00614	NO ₃ -N	-	100 mg/l ¹⁾	± 10 mg/l	1.25039	40,0 mg/l	± 1,0 mg/l	1.04613
					1.25040	200 mg/l	± 5 mg/l	
Nitratos, test, 1.14773	NO ₃ -N	CC 20, 1.14675	9,0 mg/l	± 0,9 mg/l	1.25036	0,500 mg/l	± 0,05 mg/l	1.04613
		CC 10, 1.14676	2,50 mg/l	± 0,25 mg/l	1.25037	2,50 mg/l	± 0,06 mg/l	
					1.25038	15,0 mg/l	± 0,4 mg/l	
	NO ₃	-			1.32240	1,00 mg/l	± 0,03 mg/l	
					1.32241	10,0 mg/l	± 0,3 mg/l	
					1.32242	50,0 mg/l	± 2,0 mg/l	
Nitratos, test, 1.09713	NO ₃ -N	CC 20, 1.14675	9,0 mg/l	± 0,9 mg/l	1.25036	0,500 mg/l	± 0,05 mg/l	1.04613
		CC 10, 1.14676	2,50 mg/l	± 0,25 mg/l	1.25037	2,50 mg/l	± 0,06 mg/l	
					1.25038	15,0 mg/l	± 0,4 mg/l	
	NO ₃	-			1.32240	1,00 mg/l	± 0,03 mg/l	
					1.32241	10,0 mg/l	± 0,3 mg/l	
					1.32242	50,0 mg/l	± 2,0 mg/l	
Nitratos, TC, 1.14556	NO ₃ -N	CC 10, 1.14676	2,50 mg/l	± 0,25 mg/l	1.25036	0,500 mg/l	± 0,05 mg/l	1.04613
					1.25037	2,50 mg/l	± 0,06 mg/l	
	NO ₃	-			1.32240	1,00 mg/l	± 0,03 mg/l	
					1.32241	10,0 mg/l	± 0,3 mg/l	
Nitratos, test, 1.14942	NO ₃ -N	CC 20, 1.14675	9,0 mg/l	± 0,9 mg/l	1.25036	0,500 mg/l	± 0,05 mg/l	1.04613
					1.25037	2,50 mg/l	± 0,06 mg/l	
					1.25038	15,0 mg/l	± 0,4 mg/l	
	NO ₃	-			1.32240	1,00 mg/l	± 0,03 mg/l	
					1.32241	10,0 mg/l	± 0,3 mg/l	
					1.32242	50,0 mg/l	± 2,0 mg/l	
Nitratos, test, 1.01842	NO ₃ -N	-	10,0 mg/l ¹⁾	± 1,5 mg/l	1.32241	10,0 mg/l	± 0,3 mg/l	1.04613
	NO ₃	-			1.32242	50,0 mg/l	± 2,0 mg/l	1.04613
Nitritos, TC, 1.14547	NO ₂ -N	-	0,300 mg/l ¹⁾	± 0,030 mg/l	1.25041	0,200 mg/l	± 0,009 mg/l	1.04659

1) para preparación propia, concentración recomendada

I

Test Art. (TC = test en cubetas) o método	Valoración como	CombiCheck Art.	Intervalo de confianza		Solución patrón diluida y lista para el uso			Solución patrón lista para el uso Art.
			Valor teórico del patrón	Tolerancia de trabajo máxima	Art.	Concentración	Inseguridad ampliada de medición	
Nitritos, TC, 1.00609	NO ₂ -N	-	45,0 mg/l ¹⁾	± 5 mg/l	1.25042	40,0 mg/l	± 1,3 mg/l	1.04659
Nitritos, test, 1.14776	NO ₂ -N	-	0,50 mg/l ¹⁾	± 0,05 mg/l	1.25041	0,200 mg/l	± 0,009 mg/l	1.04659
Nitrogeno total, TC, 1.14537	N	CC 50, 1.14695	5,0 mg/l	± 0,7 mg/l	1.25043 1.25044	2,50 mg/l 12,0 mg/l	± 0,06 mg/l ± 0,3 mg/l	ver directiva de trabajo
Nitrogeno total, TC, 1.00613	N	CC 50, 1.14695	5,0 mg/l	± 0,7 mg/l	1.25043 1.25044	2,50 mg/l 12,0 mg/l	± 0,06 mg/l ± 0,3 mg/l	ver directiva de trabajo
Nitrogeno total, TC, 1.14763	N	CC 70, 1.14689	50 mg/l	± 7 mg/l	1.25044 1.25045	12,0 mg/l 100 mg/l	± 0,3 mg/l ± 3 mg/l	ver directiva de trabajo
Oro, test, 1.14821	Au	-	6,0 mg/l ¹⁾	± 0,6 mg/l	-	-	-	1.70216
Oxígeno, TC, 1.14694	O ₂	-	-	± 0,6 mg/l	-	-	-	ver sitio web
Ozono, test, 1.00607	O ₃	-	2,00 mg/l ¹⁾	± 0,20 mg/l	-	-	-	ver directiva de trabajo
Peróxido de hidrógeno, TC, 1.14731	H ₂ O ₂	-	10,0 mg/l ¹⁾	± 1,0 mg/l	-	-	-	ver directiva de trabajo
Peróxido de hidrógeno, test, 1.18789	H ₂ O ₂	-	2,00 mg/l ¹⁾	± 0,20 mg/l	-	-	-	ver directiva de trabajo
pH, TC, 1.01744	pH	-	7,0	± 0,2	-	-	-	1.09407
Plata, test, 1.14831	Ag	-	1,50 mg/l ¹⁾	± 0,20 mg/l	-	-	-	1.19797
Plomo, TC, 1.14833	Pb	CC 100, 1.18701	2,00 mg/l	± 0,20 mg/l	-	-	-	1.19776
Plomo, test, 1.09717	Pb	CC 100, 1.18701	2,00 mg/l	± 0,20 mg/l	1.33003 1.33004	0,050 mg/l 0,100 mg/l	± 0,004 mg/l ± 0,005 mg/l	1.19776
Potasio, TC, 1.14562	K	-	25,0 mg/l ¹⁾	± 4,0 mg/l	-	-	-	1.70230
Potasio, TC, 1.00615	K	-	150 mg/l ¹⁾	± 15 mg/l	-	-	-	1.70230
Reductores de oxígeno, test, 1.19251	DEHA	-	0,250 mg/l ¹⁾	± 0,030 mg/l	-	-	-	ver directiva de trabajo
Silicatos, test, 1.14794	SiO ₂	-	5,00 mg/l ¹⁾ 0,750 mg/l ¹⁾	± 0,50 mg/l ± 0,075 mg/l	1.32244 1.32243 1.32245	0,1000 mg/l 0,500 mg/l 1,000 mg/l	± 0,0040 mg/l ± 0,025 mg/l ± 0,030 mg/l	1.70236
Silicatos, test, 1.00857	SiO ₂	-	50,0 mg/l ¹⁾	± 5,0 mg/l	-	-	-	1.70236
Silicatos, test, 1.01813	SiO ₂	-	0,1000 mg/l ¹⁾	± 0,0100 mg/l	1.32244	0,1000 mg/l	± 0,0040 mg/l	1.70236
Sodio, TC, 1.00885	Na	-	100 mg/l ¹⁾	± 10 mg/l	-	-	-	ver directiva de trabajo
Sulfatos, TC, 1.02532	SO ₄	-	25,0 mg/l ¹⁾	± 3,0 mg/l	-	-	-	1.04694
Sulfatos, TC, 1.14548	SO ₄	CC 10, 1.14676	100 mg/l	± 15 mg/l	1.25050 1.25051	40 mg/l 125 mg/l	± 6 mg/l ± 6 mg/l	1.04694
Sulfatos, TC, 1.00617	SO ₄	CC 10, 1.14676	100 mg/l	± 15 mg/l	1.25051 1.25052	125 mg/l 400 mg/l	± 6 mg/l ± 20 mg/l	1.04694

1) para preparación propia, concentración recomendada

Test Art. (TC = test en cubetas) o método	Valoración como	CombiCheck Art.	Intervalo de confianza		Solución patrón diluida y lista para el uso			Solución patrón lista para el uso Art.
			Valor teórico del patrón	Tolerancia de trabajo máxima	Art.	Concentración	Inseguridad ampliada de medición	
Sulfatos, TC, 1.14564	SO ₄	CC 20, 1.14675	500 mg/l	± 75 mg/l	1.25051 1.25052 1.25053	125 mg/l 400 mg/l 800 mg/l	± 6 mg/l ± 20 mg/l ± 27 mg/l	1.04694
Sulfatos, test, 1.01812	SO ₄	-	5,00 mg/l ¹⁾	± 0,50 mg/l	-			1.04694
Sulfatos, test, 1.02537	SO ₄	CC 10, 1.14676	100 mg/l	± 15 mg/l	1.25050 1.25051	40 mg/l 125 mg/l	± 6 mg/l ± 6 mg/l	1.04694
Sulfitos, TC, 1.14394	SO ₃	-	12,5 mg/l ¹⁾	± 1,5 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Sulfitos, test, 1.01746	SO ₃	-	30,0 mg/l ¹⁾	± 1,0 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Sulfuros, test, 1.14779	S	-	0,75 mg/l ¹⁾	± 0,08 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Tensioactivos (aniónicos), TC, 1.02552	SDSA	-	1,00 mg/l ¹⁾	± 0,20 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Tensioactivos (catiónicos), TC, 1.01764	k-Ten	-	1,00 mg/l ¹⁾	± 0,10 mg/l	-			ver directiva de trabajo
Tensioactivos (no iónicos), TC, 1.01787	n-Ten	-	4,00 mg/l ¹⁾	± 0,40 mg/l	1.33022 1.33023	1,00 mg/l 5,00 mg/l	± 0,16 mg/l ± 0,30 mg/l	ver directiva de trabajo
Yodo, test, 1.00606	I ₂	-	5,00 mg/l ¹⁾	± 0,50 mg/l	-			ver directiva de trabajo

1) para preparación propia, concentración recomendada

Métodos de análisis y Apéndices

I

IV Instrucciones para la preparación de soluciones patrón

Solución patrón de ácido cianúrico

Preparación de la solución patrón

Disolver 1,00 g de ácido cianúrico p.s. con agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase. La sustancia es difícilmente soluble, el proceso de disolución puede durar algunas horas.

La solución patrón así preparada tiene una concentración de 1000 mg/l de ácido cianúrico.

Diluyendo con agua destilada pueden prepararse otras concentraciones de uso.

Estabilidad:

La solución patrón de 1000 mg/l y las soluciones diluidas (concentraciones de uso), almacenadas en lugar fresco (refrigerador) son utilizables durante un día.

Reactivos necesarios:

8.20358.0005	Ácido cianúrico para síntesis
--------------	-------------------------------

1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®
--------------	----------------------------

II

Solución patrón de ácidos orgánicos volátiles

Preparación de la solución patrón

Disolver 2,05 g de acetato sódico anhidro con agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución patrón así preparada tiene una concentración de 1500 mg/l de ácido acético.

Estabilidad:

La solución patrón, almacenada en lugar fresco (refrigerador) es utilizable solamente durante una semana.

Reactivos necesarios:

1.06268.0250	Sodio acetato anhidro para análisis EMSURE®
--------------	---

1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®
--------------	----------------------------

III

IV

Solución patrón de bromo según DIN EN ISO 7393**Preparación de una solución primaria de KIO_3 :**

Disolver 1,006 g de KIO_3 con 250 ml de agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada. Luego se completa hasta la señal de enrase con agua destilada.

Preparación de una solución patrón de KIO_3/KI :

En un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada, se introducen 11,13 ml de solución primaria de KIO_3 , se añaden aprox. 1 g KI y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

1 ml esta solución corresponde a 0,025 mg de bromo.

Preparación de una solución patrón de bromo:

En un matraz aforado de 100 ml, calibrado o de conformidad confirmada, se pipetan 20,0 ml (pipeta volumétrica) de solución patrón de KIO_3/KI , se añaden 2,0 ml de H_2SO_4 0,5 mol/l, se deja en reposo durante 1 minuto y se añade NaOH 2 mol/l gota a gota (aprox. 1 ml) a la solución hasta que ésta se haya justamente decolorado. Luego se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución preparada de acuerdo con este procedimiento tiene una concentración de 5,00 mg/l de bromo.

Estabilidad:

¡Atención! La solución primaria de KIO_3 almacenada en lugar fresco (refrigerador) es utilizable durante cuatro semanas. La solución patrón de KIO_3/KI almacenada en lugar fresco (refrigerador), puede usarse durante 5 horas. La solución patrón de bromo diluida es inestable y debe usarse inmediatamente.

Reactivos necesarios:

1.02404.0100	Potasio yodato, patrón primario
1.05043.0250	Potasio yoduro para análisis EMSURE®
1.09072.1000	Ácido sulfúrico 0,5 mol/l Titripur®
1.09136.1000	Sodio hipoclorito en solución 2 mol/l Titripur®
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

Solución patrón de calcio**Preparación de la solución patrón**

Disolver 2,946 g de tetrahidrato de nitrato de calcio para análisis con agua destilada en un matraz aforado de 500 ml, calibrado o de conformidad confirmada, y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución patrón así preparada tiene una concentración de 1000 mg/l de calcio.

Diluyendo con agua destilada pueden prepararse otras concentraciones de uso.

Estabilidad:

La solución patrón de 1000 mg/l es utilizable durante una semana. Las soluciones diluidas (concentraciones de uso) son utilizables durante un día.

Reactivos necesarios:

1.02121.0500	Calcio nitrato tetrahidrato para análisis EMSURE®
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

I

Solución patrón de capacidad de ácido**Preparación de la solución patrón**

Se utiliza una solución de hidróxido sódico de 0,1 mol/l (corresponde a 100 mmol/l).

Diluyendo con agua destilada pueden prepararse otras concentraciones de uso.

Estabilidad:

Las soluciones diluidas (concentraciones de uso), almacenadas en lugar fresco (refrigerador) son utilizables durante una semana.

Reactivos necesarios:

1.09141.1000 Sodio hipoclorito en solución 0,1 mol/l Titripur®

1.16754.9010 Agua para análisis EMSURE®

II

Soluciones patrón de cloro libre

Todas las soluciones patrón aquí descritas para cloro libre proporcionan resultados equivalentes y son adecuados en igual medida para la determinación de cloro.

Solución patrón de cloro libre**Preparación de la solución patrón**

Disolver 1,85 g de ácido dicloroisocianúrico, sal sódica dihidrato p.a. con agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada, y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución patrón así preparada tiene una concentración de 1000 mg/l de cloro libre.

Diluyendo con agua destilada pueden prepararse otras concentraciones de uso.

Estabilidad:

La solución patrón de 1000 mg/l y las soluciones diluidas (concentraciones de uso), almacenadas en lugar fresco (refrigerador) son utilizables durante un día.

Sugerencia:

Se trata de una solución patrón de preparación especialmente rápida y sencilla.

Reactivos necesarios:

1.10888.0250 Ácido dicloroisocianúrico, sal sódica dihidrato para análisis

1.16754.9010 Agua para análisis EMSURE®

III

IV

Solución patrón de cloro libre según DIN EN ISO 7393**Preparación de una solución primaria de KIO_3 :**

Disolver 1,006 g de KIO_3 con 250 ml de agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada. Luego se completa hasta la señal de enrase con agua destilada.

Preparación de una solución patrón de KIO_3/KI :

En un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada, se introducen 15,00 ml (5,00 ml) de solución primaria de KIO_3 , se añaden aprox. 1 g KI y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

1 ml esta solución corresponde a 0,015 mg (0,005 mg) de cloro libre.

Preparación de una solución patrón de cloro:

En un matraz aforado de 100 ml, calibrado o de conformidad confirmada, se pipetan 20,0 ml (10,0 ml) (pipeta volumétrica) de solución patrón de KIO_3/KI , se añaden 2,0 ml de H_2SO_4 0,5 mol/l, se deja en reposo durante 1 minuto y se añade NaOH 2 mol/l gota a gota (aprox. 1 ml) a la solución hasta que ésta se haya justamente decolorado. Luego se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución preparada de acuerdo con este procedimiento tiene una concentración de 3,00 mg/l (0,500 mg/l) de cloro libre.

Estabilidad:

¡Atención! La solución primaria de KIO_3 almacenada en lugar fresco (refrigerador) es utilizable durante cuatro semanas. La solución patrón de KIO_3/KI almacenada en lugar fresco (refrigerador), puede usarse durante 5 horas. La solución patrón de cloro diluida es inestable y debe usarse inmediatamente.

Sugerencia:

Se trata de la preparación según un proceso normalizado.

Reactivos necesarios:

1.02404.0100	Potasio yodato, patrón primario
1.05043.0250	Potasio yoduro para análisis EMSURE®
1.09072.1000	Ácido sulfúrico 0,5 mol/l Titripur®
1.09136.1000	Sodio hipoclorito en solución 2 mol/l Titripur®
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

I

II

III

IV

I

Solución patrón de cloro libre

Preparación de una solución primaria:

Primariamente se prepara una dilución 1:10 utilizando una solución de hipoclorito sódico que contenga aprox. 13% de cloro activo. A ello se agregan con pipeta 10 ml de solución de hipoclorito sódico en un matraz aforado de 100 ml, calibrado o de conformidad confirmada, y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

Determinación del contenido de la solución primaria

Pipetear 10,0 ml de la solución primaria en un matraz Erlenmeyer esmerilado de 250 ml que contenga 60 ml de agua destilada. Luego se trata la solución con 5 ml de ácido clorhídrico 25% p.a. y 3 g de yoduro potásico. El matraz Erlenmeyer se cierra con el tapón esmerilado, se agita bien y se mezcla, y luego se deja en reposo durante 1 minuto.

Valorar el yodo separado con solución de tiosulfato sódico 0,1 ml/l hasta que se presente una coloración débilmente amarilla. Añadir 2 ml de solución de yoduro de cinc-almidón y valorar desde azul a incoloro.

Cálculo y preparación de la solución patrón

$\text{Consumo de solución de tiosulfato sódico } 0,1 \text{ mol/l (ml)} \cdot 355 =$
 $= \text{contenido de cloro libre (mg/l)}$

A partir de la solución primaria exactamente determinada según el procedimiento arriba descrito pueden prepararse otras concentraciones de uso mediante dilución con agua destilada.

Estabilidad:

La solución patrón de 1000 mg/l, almacenada en lugar fresco (refrigerador) es utilizable aprox. una semana. Las soluciones diluidas (concentraciones de uso) son estables solamente durante aprox. 2 horas.

Sugerencia:

Se trata de una solución patrón que es absolutamente necesaria para la preparación del patrón de monocloramina.

Reactivos necesarios:

1.00316.1000	Ácido clorhídrico 25% para análisis EMSURE®
1.05614.9025	Sodio hipoclorito en solución, técnico, aprox. 13% de cloro activo
1.09147.1000	Sodio tiosulfato en solución 0,1 mol/l Titripur®
1.05043.0250	Potasio yoduro para análisis
1.05445.0500	Solución de yoduro de cinc-almidón para análisis
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

II

III

IV

Solución patrón de cloro total**Preparación de una solución primaria:**

Disolver 4,00 g de cloramina T para análisis con agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada, y se completan con agua destilada hasta la señal de enrase. La solución primaria así preparada tiene una concentración de aprox. 1000 mg/l de cloro total.

Determinación del contenido de la solución primaria

Pipetear 10,0 ml de la solución primaria en un matraz Erlenmeyer esmerilado de 250 ml que contenga 60 ml de agua destilada. Luego se trata la solución con 5 ml de ácido clorhídrico 25% p.a. y 3 g de yoduro potásico. El matraz Erlenmeyer se cierra con el tapón esmerilado, se agita bien y se mezcla, y luego se deja en reposo durante 1 minuto.

Valorar el yodo separado con solución de tiosulfato sódico 0,1 ml/l hasta que se presente una coloración débilmente amarilla. Añadir 2 ml de solución de yoduro de cinc-almidón y valorar desde azul a incoloro.

Cálculo y preparación de la solución patrón

$\text{Consumo de solución de tiosulfato sódico } 0,1 \text{ mol/l (ml)} \cdot 355 =$
 $= \text{contenido de cloro total (mg/l)}$

A partir de la solución primaria exactamente determinada según el procedimiento arriba descrito pueden prepararse otras concentraciones de uso mediante dilución con agua destilada.

Estabilidad:

La solución primaria de aprox. 1000 mg/l y las soluciones de uso diluidas (concentraciones de uso), almacenadas en lugar fresco (refrigerador) son utilizables durante un día.

Reactivos necesarios:

1.00316.1000	Ácido clorhídrico 25% para análisis EMSURE®
1.02426.0250	Cloramina T trihidrato para análisis
1.09147.1000	Sodio tiosulfato en solución 0,1 mol/l Titripur®
1.05043.0250	Potasio yoduro para análisis
1.05445.0500	Solución de yoduro de cinc-almidón para análisis
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

I

II

III

IV

I

Solución patrón de dióxido de cloro según DIN EN ISO 7393**Preparación de una solución primaria de KIO_3 :**

Disolver 1,006 g de KIO_3 con 250 ml de agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada. Luego se completa hasta la señal de enrase con agua destilada.

Preparación de una solución patrón de KIO_3/KI :

En un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada, se introducen 13,12 ml de solución primaria de KIO_3 , se añaden aprox. 1 g KI y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

1 ml esta solución corresponde a 0,025 mg de dióxido de cloro.

Preparación de una solución patrón de dióxido de cloro:

En un matraz aforado de 100 ml, calibrado o de conformidad confirmada, se pipeten 20,0 ml (pipeta volumétrica) de solución patrón de KIO_3/KI , se añaden 2,0 ml de H_2SO_4 0,5 mol/l, se deja en reposo durante 1 minuto y se añade NaOH 2 mol/l gota a gota (aprox. 1 ml) a la solución hasta que ésta se haya justamente decolorado. Luego se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución preparada de acuerdo con este procedimiento tiene una concentración de 5,00 mg/l de dióxido de cloro.

Estabilidad:

¡Atención! La solución primaria de KIO_3 almacenada en lugar fresco (refrigerador) es utilizable durante cuatro semanas. La solución patrón de KIO_3/KI almacenada en lugar fresco (refrigerador), puede usarse durante 5 horas. La solución patrón de dióxido de cloro diluida es inestable y debe usarse inmediatamente.

Reactivos necesarios:

1.02404.0100	Potasio yodato, patrón primario
1.05043.0250	Potasio yoduro para análisis EMSURE®
1.09072.1000	Ácido sulfúrico 0,5 mol/l Titripur®
1.09136.1000	Sodio hipoclorito en solución 2 mol/l Titripur®
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

II

Solución patrón de DQO**Preparación de la solución patrón**

Disolver 0,851 g de hidrogenoftalato potásico p.a. con agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada, y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase. La solución patrón así preparada tiene una concentración de 1000 mg/l de DQO.

Diluyendo con agua destilada pueden prepararse otras concentraciones de uso.

Estabilidad:

La solución patrón de 1000 mg/l, almacenada en lugar fresco (refrigerador) es utilizable durante un mes. Las soluciones diluidas (concentraciones de uso), almacenadas correspondientemente en lugar fresco (refrigerador), según concentración, son utilizables desde aprox. una semana hasta un mes.

Reactivos necesarios:

1.02400.0080	Potasio hidrogenoftalato para análisis, patrón primario
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

III

IV

Solución patrón de DQO/cloruro**Preparación de la solución de dilución de cloruro:**

Disolver 32,9 g de sodio cloruro (exento de material orgánico, p. ej. Suprapur®) con agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase. La solución de dilución así preparada tiene una concentración de 20 g/l de Cl⁻.

Preparación de la solución patrón de DQO-cloruro:

Disolver 0,851 g de hidrogenoftalato potásico p.a. con **solución de dilución** en un matraz aforado de 100 ml, calibrado o de conformidad confirmada y se completa con **solución de dilución** hasta la señal de enrase. La solución patrón así preparada tiene una concentración de 10 000 mg/l de DQO y 20 g/l Cl⁻.

Diluyendo con **solución de dilución** pueden prepararse otras concentraciones de uso.

Estabilidad:

La solución de dilución de 20 g/l Cl⁻ y la solución patrón de 10 000 mg/l de DQO / 20 g/l Cl⁻, almacenadas en lugar fresco (refrigerador) son utilizables durante un mes. Las soluciones diluidas (concentraciones de uso), almacenadas correspondientemente en lugar fresco (refrigerador), según concentración, son utilizables desde aprox. una semana hasta un mes.

Solución patrón de dureza total**Preparación de la solución patrón**

Disolver 2,946 g de tetrahidrato de nitrato de calcio para análisis con agua destilada en un matraz aforado de 500 ml, calibrado o de conformidad confirmada, y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase. La solución patrón así preparada tiene una concentración de 1000 mg/l de calcio (corresponde a 250 °f).

Diluyendo con agua destilada pueden prepararse otras concentraciones de uso.

Estabilidad:

La solución patrón de 1000 mg/l es utilizable durante una semana. Las soluciones diluidas (concentraciones de uso) son utilizables durante un día.

Reactivos necesarios:

1.02400.0080	Potasio hidrogenoftalato para análisis, patrón primario
1.06406.0050	Sodio cloruro 99.99 Suprapur®
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

Reactivos necesarios:

1.02121.0500	Calcio nitrato tetrahidrato para análisis EMSURE®
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

I

Solución patrón de estaño**Preparación de la solución patrón**

Se utiliza una solución patrón de estaño de 1000 mg/l.

En un matraz aforado de 100 ml, calibrado o de conformidad confirmada, se introducen 30 ml de HCl 1 mol/l, se añaden 10,0 ml (pipeta volumétrica) de solución patrón de estaño y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución patrón así preparada tiene una concentración de 100 mg/l de estaño.

A partir de la solución patrón pueden prepararse otras concentraciones de uso mediante dilución con agua destilada y HCl 1 mol/l.

Esto sucede de la manera siguiente:

En un matraz aforado de 100 ml, calibrado o de conformidad confirmada, se introducen 1 ml de HCl 1 mol/l, se añaden la alícuota deseada de la solución patrón de estaño de 100 mg/l, completar con agua destilada hasta la señal de enrase y mezclar.

Estabilidad:

La solución patrón de 100 mg/l, es utilizable 30 minutos. Las soluciones diluidas (concentraciones de uso) deben usarse inmediatamente.

Reactivos necesarios:

1.70242.0100	Estaño - solución patrón Certipur®
1.09057.1000	Ácido clorhídrico 1 mol/l Titripur®
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

II

Solución patrón de fenol**Preparación de la solución patrón**

Disolver 1,00 g de fenol p.a. con agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada, y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución patrón así preparada tiene una concentración de 1000 mg/l de fenol.

Diluyendo con agua destilada pueden prepararse otras concentraciones de uso.

Estabilidad:

La solución patrón de 1000 mg/l, almacenada en lugar fresco (refrigerador) es utilizable durante una semana. Las soluciones diluidas (concentraciones de uso) deben usarse inmediatamente.

Reactivos necesarios:

1.00206.0250	Fenol para análisis
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

III

IV

Solución patrón de formaldehído**Preparación de una solución primaria:**

Introducir 2,50 ml de solución de formaldehído mín. 37% p.a. en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o conformidad confirmada, y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución patrón así preparada tiene una concentración de aprox. 1000 mg/l de formaldehído.

Determinación del contenido de la solución primaria

Pipetear 40,00 ml (pipeta volumétrica) de la solución primaria de formaldehído en un matraz Erlenmeyer esmerilado de 300 ml. Luego se añaden 50,0 ml (bureta) de solución de yodo 0,05 mol/l y se añaden 20 ml de solución de hidróxido sódico 1 mol/l.

Después de 15 minutos de tiempo de espera se añaden 8 ml de ácido sulfúrico al 25% p.a. Luego se valora con solución de tiosulfato sódico 0,1 mol/l hasta desaparición del color amarillo del yodo, y tras adición de 1 ml de solución de yoduro de cinc-almidón, hasta una coloración lechosa, de color blanco puro.

Cálculo y preparación de la solución patrón

$V1 = \text{consumo de solución de tiosulfato sódico } 0,1 \text{ mol/l (ml)}$

$V2 = \text{solución de yodo } 0,05 \text{ mol/l (50,0 ml)}$

$\text{mg/l de formaldehído} = (V2 - V1) \cdot 37,525$

A partir de la solución primaria exactamente determinada según el procedimiento arriba descrito, pueden prepararse otras concentraciones de uso mediante dilución con agua destilada.

Estabilidad:

La solución patrón de 1000 mg/l, almacenada en lugar fresco (refrigerador) es utilizable aprox. una semana. Después, el contenido debe ser determinado de nuevo. Las soluciones diluidas (concentraciones de uso) deben usarse inmediatamente.

Solución patrón de hidracina**Preparación de la solución patrón**

Disolver 4,07 g de sulfato de hidracinio p.a. con agua destilada pobre en oxígeno (ebullición previa) en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada, y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución patrón así preparada tiene una concentración de 1000 mg/l de hidracina.

Diluyendo con agua destilada pobre en oxígeno pueden prepararse otras concentraciones de uso.

Estabilidad:

La solución patrón de 1000 mg/l y las soluciones diluidas (concentraciones de uso), almacenadas en lugar fresco (refrigerador), son utilizables durante un día.

Reactivos necesarios:

1.04003.1000	Formaldehído en solución mín. 37% para análisis
1.09099.1000	Yodo en solución 0,05 mol/l Titripur®
1.09147.1000	Sodio tiosulfato en solución 0,1 mol/l Titripur®
1.09137.1000	Sodio hidróxido en solución 1 mol/l Titripur®
1.00716.1000	Ácido sulfúrico 25% para análisis EMSURE®
1.05445.0500	Solución de yoduro de cinc-almidón para análisis
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

Reactivos necesarios:

1.04603.0100	Hidracinio sulfato para análisis
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

I

Solución patrón de magnesio**Preparación de la solución patrón**

Disolver 1,055 g de hexahidrato de nitrato de magnesio para análisis con agua destilada en un matraz aforado de 100 ml, calibrado o de conformidad confirmada, y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase. La solución patrón así preparada tiene una concentración de 1000 mg/l de magnesio.

Diluyendo con agua destilada pueden prepararse otras concentraciones de uso.

Estabilidad:

La solución patrón de 1000 mg/l es utilizable durante una semana. Las soluciones diluidas (concentraciones de uso) son utilizables durante un día.

Reactivos necesarios:

1.05853.0500	Magnesio nitrato hexahidrato para análisis EMSURE®
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

II

Solución patrón de monoclóramina**Preparación de la solución patrón**

Introducir 5,0 ml de solución patrón de cloro 100 mg/l de Cl_2 y 10,0 ml solución patrón de amonio 10 mg/l de $\text{NH}_4\text{-N}$ en un matraz aforado de 100 ml, calibrado o de conformidad confirmada, y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase. La solución patrón así preparada tiene una concentración de 5,00 mg/l de cloro libre o 3,63 mg/l de monoclóramina.

Estabilidad:

La solución patrón es inestable y debe usarse inmediatamente.

Reactivos necesarios:

Solución patrón de cloro 100 mg/l de Cl_2 Preparación: ver "Solución patrón de cloro libre" con solución de hipoclorito (solución patrón que es <u>absolutamente</u> necesaria para la preparación del patrón de monoclóramina)	
Solución patrón de amonio 10 mg/l de $\text{NH}_4\text{-N}$ Preparación con Amonio - solución patrón Certipur®, art. 1.19812.0500, 1000 mg/l de $\text{NH}_4 = 777$ mg/l de $\text{NH}_4\text{-N}$	
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

III

Solución patrón de nitrógeno total**Preparación de la solución patrón**

Disolver 5,36 g de glicina p.a. con agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada, y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase. La solución patrón así preparada tiene una concentración de 1000 mg/l de nitrógeno total.

Diluyendo con agua destilada pueden prepararse otras concentraciones de uso.

Estabilidad:

La solución patrón de 1000 mg/l, almacenada en lugar fresco (refrigerador) es utilizable durante una semana. Las soluciones diluidas (concentraciones de uso) deben usarse inmediatamente.

Reactivos necesarios:

1.04201.0100	Glicina para análisis
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

IV

Solución patrón de ozono según DIN EN ISO 7393**Preparación de una solución primaria de KIO_3 :**

Disolver 1,006 g de KIO_3 con 250 ml de agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada. Luego se completa hasta la señal de enrase con agua destilada.

Preparación de una solución patrón de KIO_3/KI :

En un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada, se introducen 14,80 ml de solución primaria de KIO_3 , se añaden aprox. 1 g KI y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

1 ml esta solución corresponde a 0,010 mg de ozono.

Preparación de una solución patrón de ozono:

En un matraz aforado de 100 ml, calibrado o de conformidad confirmada, se pipeten 20,0 ml (pipeta volumétrica) de solución patrón de KIO_3/KI , se añaden 2,0 ml de H_2SO_4 0,5 mol/l, se deja en reposo durante 1 minuto y se añade NaOH 2 mol/l gota a gota (aprox. 1 ml) a la solución hasta que ésta se haya justamente decolorado. Luego se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución preparada de acuerdo con este procedimiento tiene una concentración de 2,00 mg/l de ozono.

Estabilidad:

¡Atención! La solución primaria de KIO_3 almacenada en lugar fresco (refrigerador) es utilizable durante cuatro semanas. La solución patrón de KIO_3/KI almacenada en lugar fresco (refrigerador), puede usarse durante 5 horas. La solución patrón de ozono diluida es inestable y debe usarse inmediatamente.

Reactivos necesarios:

1.02404.0100	Potasio yodato, patrón primario
1.05043.0250	Potasio yoduro para análisis EMSURE®
1.09072.1000	Ácido sulfúrico 0,5 mol/l Titripur®
1.09136.1000	Sodio hipoclorito en solución 2 mol/l Titripur®
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

I

II

III

IV

I

Solución patrón de peróxido de hidrógeno**Herstellung einer Lösung primaria:**

Introducir 10 ml de perhidrol 30% p.a. en un matraz aforado de 100 ml, calibrado o conformidad confirmada, y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase. De esta solución se transfieren 30,0 ml (pipeta volumétrica) a un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o conformidad confirmada, y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución patrón así preparada tiene una concentración de aprox. 1000 mg/l de peróxido de hidrógeno.

Determinación del contenido de la solución primaria

Pipetear 50,0 ml (pipeta volumétrica) de la solución primaria en un matraz Erlenmeyer de 500 ml, se diluye con 200 ml de agua destilada y se agregan 30,0 ml de ácido sulfúrico al 25 % p. a.

La valoración se efectúa con solución de permanganato potásico 0,02 mol/l hasta viraje a rosa.

II

Cálculo y preparación de la solución patrón

Consumo de solución de permanganato potásico 0,02 mol/l (ml) · 34,02 =
= contenido de peróxido de hidrógeno (mg/l)

A partir de la solución primaria exactamente determinada según el procedimiento arriba descrito, pueden prepararse otras concentraciones de uso mediante dilución con agua destilada.

Estabilidad:

La solución primaria de aprox. 1000 mg/l y las soluciones diluidas (concentraciones de uso), almacenadas en lugar fresco (refrigerador) son utilizables durante un día.

Reactivos necesarios:

1.09122.1000	Potasio permanganato en solución 0,02 mol/l Titripur®
1.07209.0250	Perhydrol® 30% para análisis EMSURE®
1.00716.1000	Ácido sulfúrico 25% para análisis EMSURE®
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

III

Solución patrón de reductores de oxígeno**Preparación de la solución patrón**

Disolver 1,00 g de N,N-dietilhidroxilamina p. s. con agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución patrón así preparada tiene una concentración de 1000 mg/l de N,N-dietilhidroxilamina (DEHA).

Diluyendo con agua destilada pueden prepararse otras concentraciones de uso.

Estabilidad:

La solución patrón de 1000 mg/l y las soluciones diluidas (concentraciones de uso), almacenadas en lugar fresco (refrigerador) son utilizables durante un día.

Reactivos necesarios:

8.18473.0050	N,N-dietilhidroxilamina para síntesis
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

IV

Solución patrón de silicato**Preparación de la solución patrón**

Se utiliza una solución patrón de silicio de 1000 mg/l de Si.

1000 mg/l de Si corresponde a 2139 mg/l de SiO₂.

Diluyendo con agua destilada pueden prepararse otras concentraciones de uso.

Beispiel:

Mezclar 4,675 ml de solución patrón de silicio (1000 mg/l Si) con agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución patrón así preparada tiene una concentración de 10,00 mg/l de SiO₂.

La solución producida de esta manera ha de ser trasvasada inmediatamente a un recipiente de polietileno limpio para ser guardada en éste.

Diluyendo con agua destilada pueden prepararse otras concentraciones de uso.

La solución producida de esta manera con la concentración de uso deseada ha de ser trasvasada inmediatamente a un recipiente de polietileno limpio para ser guardada en éste.

Estabilidad:

Las soluciones diluidas (concentraciones de uso), según concentración, son utilizables desde aprox. un día hasta seis meses.

Reactivos necesarios:

1.70236.0100 Silicio - solución patrón Certipur®

1.16754.9010 Agua para análisis EMSURE®

Solución patrón de sodio**Preparación de la solución patrón**

Se utiliza una solución patrón de cloruros de 1000 mg/l.

1000 mg/l de cloruros corresponde a 649 mg/l de sodio.

Diluyendo con agua destilada pueden prepararse otras concentraciones de uso.

Estabilidad:

Las soluciones diluidas (concentraciones de uso), almacenadas en lugar fresco (refrigerador) son utilizables durante un mes.

Reactivos necesarios:

1.19897.0500 Cloruros - solución patrón Certipur®

1.16754.9010 Agua para análisis EMSURE®

I

Solución patrón de sulfitos**Preparación de una solución primaria:**

Disolver 1,57 g de sodio sulfito p.a. y 0,4 g de Titriplex® III p.a. con agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución patrón así preparada tiene una concentración de aprox. 1000 mg/l de sulfitos.

Determinación del contenido de la solución primaria

Se agregan 50,0 ml (pipeta volumétrica) de solución de primaria de sulfitos y 5,0 ml (pipeta volumétrica) de ácido clorhídrico 25 % p.a. en un matraz Erlenmeyer de 300 ml.

Luego se añaden 25,0 ml (pipeta volumétrica) de solución de yodo 0,05 mol/l e inmediatamente se continúa operando. Después de haber mezclado el contenido del matraz, se valora con solución de tiosulfato sódico 0,1 mol/l hasta desaparición del color amarillo del yodo y, tras adición de 1 ml de solución de yoduro de cinc-almidón, valorar desde azul a incoloro.

Cálculo y preparación de la solución patrón

$V1 = \text{consumo de solución de tiosulfato sódico } 0,1 \text{ mol/l (ml)}$

$V2 = \text{solución de yodo } 0,05 \text{ mol/l (25,0 ml)}$

$\text{mg/l de sulfuros} = (V2 - V1) \cdot 80,06$

A partir de la solución primaria exactamente determinada según el procedimiento arriba descrito, pueden prepararse otras concentraciones de uso mediante dilución con agua destilada y solución tampón pH 9,00.

Esto sucede de la manera siguiente:

De la solución primaria tomar la alícuota deseada, añadirla a un matraz aforado de 100 ml calibrado o de conformidad confirmada, añadir 20 ml de solución tampón pH 9,00, completar con agua destilada hasta la señal de enrase y mezclar.

Estabilidad:

La solución primaria de aprox. 1000 mg/l, almacenada en lugar fresco (refrigerador) es utilizable máx. un día. Las soluciones diluidas (concentraciones de uso) deben usarse inmediatamente.

Reactivos necesarios:

1.06657.0500	Sodio sulfito anhidro para análisis EMSURE®
1.08418.0100	Titriplex® III para análisis
1.09099.1000	Yodo en solución 0,05 mol/l Titripur®
1.09147.1000	Sodio tiosulfato en solución 0,1 mol/l Titripur®
1.00316.1000	Ácido clorhídrico 25% para análisis EMSURE®
1.05445.0500	Solución de yoduro de cinc-almidón para análisis
1.09461.1000	Solución tampón pH 9,00 Certipur®
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

II

III

IV

Solución patrón de sulfuros**Preparación de una solución primaria:**

Disolver 7,5 g de cristales transparentes o lavados de sulfuro sódico nona-hidrato con agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml calibrado, y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución patrón así preparada tiene una concentración de aprox. 1000 mg/l de sulfuros.

Determinación del contenido de la solución primaria

Se agregan 100 ml del agua destilada y 5,0 ml (pipeta volumétrica) de ácido sulfúrico 25% p.a. en un matraz Erlenmeyer esmerilado de 500 ml. Luego se añaden 25,0 ml (pipeta volumétrica) de solución de primaria de sulfuros y 25,0 ml (pipeta volumétrica) de solución de yodo 0,05 mol/l. Después de haber agitado bien el contenido del matraz durante aprox. 1 minuto, se valora con solución de tiosulfato sódico 0,1 mol/l hasta desaparición del color amarillo del yodo y, tras adición de 1 ml de solución de yoduro de cinc-almidón, hasta una coloración lechosa, de color blanco puro.

Cálculo y preparación de la solución patrón

$V1 = \text{consumo de solución de tiosulfato sódico } 0,1 \text{ mol/l (ml)}$

$V1 = \text{consumo de solución de tiosulfato sódico } 0,1 \text{ mol/l (ml)}$

$\text{mg/l de sulfuros} = (V2 - V1) \cdot 64,13$

A partir de la solución primaria exactamente determinada según el procedimiento arriba descrito, pueden prepararse otras concentraciones de uso mediante dilución con agua destilada.

Estabilidad:

La solución patrón de aprox. 1000 mg/l, almacenada en lugar fresco (refrigerador) es estable máx. un día. Las soluciones diluidas (concentraciones de uso) deben usarse inmediatamente.

Reactivos necesarios:

431648-50G	Sulfuro sódico nona-hidrato $\geq 99.99\%$
1.09099.1000	Yodo en solución 0,05 mol/l Titripur®
1.09147.1000	Sodio tiosulfato en solución 0,1 mol/l Titripur®
1.00716.1000	Ácido sulfúrico 25% para análisis EMSURE®
1.05445.0500	Solución de yoduro de cinc-almidón para análisis
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

Solución patrón de tensioactivos aniónicos**Preparación de la solución patrón**

Disolver 1,00 g de la sal sódica del ácido dodecan-1-sulfónico con agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada, y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución patrón así preparada tiene una concentración de 1000 mg/l de tensioactivo aniónico.

Diluyendo con agua destilada pueden prepararse otras concentraciones de uso.

Estabilidad:

La solución patrón de 1000 mg/l, almacenada en lugar fresco (refrigerador) es utilizable durante un mes. Las soluciones diluidas (concentraciones de uso) deben usarse inmediatamente.

Reactivos necesarios:

1.12146.0005	Ácido dodecan-1-sulfónico sal sódica
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

I

Solución patrón de tensioactivos catiónicos**Preparación de la solución patrón**

Disolver 1,00 g de bromuro de Cetyltrimethylammonium Bromide, Molecular Biology Grade con agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada, y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución patrón así preparada tiene una concentración de 1000 mg/l de tensioactivo catiónico.

Diluyendo con agua destilada pueden prepararse otras concentraciones de uso.

Estabilidad:

La solución patrón de 1000 mg/l, almacenada en lugar fresco (refrigerador) es utilizable durante una semana. Las soluciones diluidas (concentraciones de uso) deben usarse inmediatamente.

Reactivos necesarios:

219374	Cetyltrimethylammonium Bromide, Molecular Biology Grade (CTAB)
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

II

Solución patrón de tensioactivos no iónicos**Preparación de la solución patrón**

Disolver 1,00 g de Triton™ X-100 en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada, y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución patrón así preparada tiene una concentración de 1000 mg/l de tensioactivo no iónico.

Diluyendo con agua destilada pueden prepararse otras concentraciones de uso.

Estabilidad:

La solución patrón de 1000 mg/l, almacenada en lugar fresco (refrigerador) es utilizable durante una semana. Las soluciones diluidas (concentraciones de uso) deben usarse inmediatamente.

Reactivos necesarios:

1.12298.0101	Triton™ X-100
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

III

IV

Solución patrón de yodo según DIN EN ISO 7393**Preparación de una solución primaria de KIO_3 :**

Disolver 1,006 g de KIO_3 con 250 ml de agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada. Luego se completa hasta la señal de enrase con agua destilada.

Preparación de una solución patrón de KIO_3/KI :

En un matraz aforado de 1000 ml, calibrado o de conformidad confirmada, se introducen 7,00 ml de solución primaria de KIO_3 , se añaden aprox. 1 g KI y se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

1 ml esta solución corresponde a 0,025 mg de yodo.

Preparación de una solución patrón de yodo:

En un matraz aforado de 100 ml, calibrado o de conformidad confirmada, se pipeten 20,0 ml (pipeta volumétrica) de solución patrón de KIO_3/KI , se añaden 2,0 ml de H_2SO_4 0,5 mol/l, se deja en reposo durante 1 minuto y se añade NaOH 2 mol/l gota a gota (aprox. 1 ml) a la solución hasta que ésta se haya justamente decolorado. Luego se completa con agua destilada hasta la señal de enrase.

La solución preparada de acuerdo con este procedimiento tiene una concentración de 5,00 mg/l de yodo.

Estabilidad:

¡Atención! La solución primaria de KIO_3 almacenada en lugar fresco (refrigerador) es utilizable durante cuatro semanas. La solución patrón de KIO_3/KI almacenada en lugar fresco (refrigerador), puede usarse durante 5 horas. La solución patrón de bromo diluida es inestable y debe usarse inmediatamente.

Reactivos necesarios:

1.02404.0100	Potasio yodato, patrón primario
1.05043.0250	Potasio yoduro para análisis EMSURE®
1.09072.1000	Ácido sulfúrico 0,5 mol/l Titripur®
1.09136.1000	Sodio hipoclorito en solución 2 mol/l Titripur®
1.16754.9010	Agua para análisis EMSURE®

I

II

III

IV

Ofrecemos información y soporte a nuestros clientes sobre las tecnologías de las aplicaciones y temas normativos según nuestro conocimiento y experiencia, pero sin obligación ni responsabilidad alguna.

Nuestros clientes deben respetar en todos los casos las normativas y leyes vigentes.

Esto también se aplica con respecto a los derechos de terceros.

Nuestra información y asesoramiento no exime a nuestros clientes de su responsabilidad de comprobar la idoneidad de nuestros productos para el propósito contemplado.

La división Life Science de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, opera como MilliporeSigma en los Estados Unidos y en Canadá.

Merck Life Science KGaA, 64271 Darmstadt, Germany, Tel. +49(0)6151 72-2440

www.sigmaaldrich.com