

年度末の
残予算消化に最適！

定番 TLC プレート とくとくキャンペーン！！

キャンペーン期間

2016年11月7日(月)～2017年3月3日(金) ご注文分まで

担体の種類	蛍光指示薬の種類	支持体	層厚(μm)	サイズ(cm)	入数(枚)	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
TLC シリカゲル 60 F ₂₅₄	F ₂₅₄	ガラスプレート	250	20 × 20	25	1.05715.0001	¥18,000	→ ¥14,400
				10 × 20	50	1.05729.0001	¥27,200	→ ¥21,760
				5 × 20	100	1.05714.0001	¥38,300	→ ¥30,640
		アルミシート	200	20 × 20	25	1.05554.0001	¥13,800	→ ¥11,040
TLC シリカゲル 60	なし	ガラスプレート	250	20 × 20	25	1.05721.0001	¥16,400	→ ¥13,120
				10 × 20	50	1.05626.0001	¥33,900	→ ¥27,120
		アルミシート	200	20 × 20	25	1.05553.0001	¥19,200	→ ¥15,360
				5 × 10	50	1.16835.0001	¥10,800	→ ¥8,640
TLC シリカゲル 60 RP-18 F _{254s} (逆相修飾プレート)	F _{254s}	ガラスプレート	250	20 × 20	25	1.15389.0001	¥72,200	→ ¥57,760

20% OFF!

日頃のご愛顧に感謝して、定番の TLC プレートを特別価格にて提供いたします。
おまとめ買いに是非どうぞ！！

メルク年度末キャンペーンの詳細はこちら
www.merckmillipore.jp/year-end




メルクのTLCプレートは
厳密な品質試験により、
物理的性状・分離性能が
保証されています。



ほぼすべての製品がJPに対応

品質試験などでの長年の実績

シリカゲル 60F₂₅₄ プレート（カタログ番号：1.05715.0001）の試験成績書の例



① 分離性能の本質となるシリカゲル微粒子の物理的性状についての規格

	Specifications
比表面積	Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement) 480 - 540 m ² /g
細孔容量	Pore volume (N ₂ -isotherm) 0.74 - 0.84 ml/g
粒子径	d 50 (laser diffraction, size distribution) 9.5 - 11.5 μm
層厚	Layer thickness 210 - 270 μm
層厚のバラつき	Deviation of layer thickness per plate ≤ 35 μm

② 分離性能に関する規格
(分離性能試験を2種類実施し、hRf値を記載)

	hRf-values
A) Colour test	
Bleu VIF Organol	11 - 25
Ceres black	34 - 48
Ceres violet BRN	52 - 67
Separation number	≥ 10.5

	hRf-values
B) Steroid test	
Hydrocortisone	25 - 37
Reichstein S	37 - 49
Methyltestosterone	42 - 54
Typical value determined on a conditioned plate	
Eluent A) Toluene (45% rel.humidity)	
Eluent B) Ethyl acetate/Toluene (95/ v/v; 20% rel.humidity)	

試験成績書 (COA) のダウンロードはこちらから
www.merckmillipore.jp/coa

※ 試験成績書を検索される際には、カタログ番号のドットを除いた10桁の番号を入力して検索ください。

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。記載価格に消費税は含まれておりません。本文中のすべてのブランド名または製品名は特記なき場合、Merck KGaAの登録商標もしくは商標です。

メルク ライフサイエンス製品の最新情報を配信



公式 Facebook ページ
www.facebook.com/merckmilliporej



公式 Twitter アカウント
twitter.com/MerckMilliporeJ



E-メールニュース案内
www.merckmillipore.jp/wm

メルク株式会社

ライフサイエンス バイオサイエンス営業部

アナリティクスセールスグループ

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.jp

お問合せ ▶ bioinfo@merckgroup.com Tel: 0120-633-358 Fax: 03-5434-4859

[BIM242]1610-30K/M