


Sehtest bestanden!

HY-RiSE®

Colour Hygiene Test Strip





Schmutz können Sie
aber nicht immer sehen!

Der HY-RiSE® Hygiene Test Strip entdeckt die unsichtbare Gefahr!

Viele Verunreinigungen sieht man selbst bei höchster Sehkraft nicht. Manche von Ihnen können gefährlich werden. Besonders der unsichtbare Schmutz auf Arbeitsflächen und Gegenständen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, wird schnell zur Brutstätte von Keimen und Bakterien.

HY-RiSE® zeigt Ihnen in wenigen Minuten, wie sauber Oberflächen wirklich sind. Mit einem einfachen 3-Tropfen-Stäbchentest stellen Sie im Handumdrehen fest, ob sämtliche Rückstände von Lebensmitteln und Getränken wirklich beseitigt sind.

Visuelle
Kontrolle


13%

HY-RiSE®

62%

Studie mit 146 Oberflächen
vor der Reinigung

 = nicht sauber

The image features a top-down view of a grey surface. In the upper left corner, there are several red tomatoes, one of which is sliced. Scattered nearby are four small, round, metallic coins. In the lower right corner, a portion of a pink grapefruit is visible. The central focus is an open white box containing a hygiene testing kit. The kit includes three spray bottles labeled 'A' (white), 'B' (yellow), and 'C' (blue), a stack of blue test strips, and a small instruction booklet. Two individual test strips are placed on the surface in front of the box; one has a purple dot on its yellow end, and the other has a yellow end.

HY-RiSE®

Mit Sicherheit mehr Sauberkeit.

HY-RiSE® Colour Hygiene
Test Strip – Ihre klare Antwort
auf die strengen Hygiene-
bestimmungen der EU.

Ihre Vorteile:

Viel sensitiver als visuelle Kontrolle

Einfache Durchführung

Eindeutiges Ergebnis nach 5 Minuten


Entdeckt Lebensmittelrückstände und Bakterien

Alles was Sie brauchen im Taschenformat

Erfordert kein Gerät



Der 3-Tropfen-Stäbchentest – einfach und schnell durchzuführen.



Produktrückstände in Form ihres Gehaltes an NAD(P)H (Nicotinamid-adenin-dinucleotid, Nicotinamid-adenin-dinucleotid-phosphat) werden mittels einer enzymatischen Reaktion spezifisch nachgewiesen. Dabei entsteht auf der Testzone des Teststreifens eine rosa/purpur bis blauviolette Farbe. Je höher die Intensität der Farbentwicklung, desto mehr NAD(P)H befand sich auf der Oberfläche, von der die Probe genommen wurde.

Bestellinformation:

1.31200.0001 HY-RiSE® Colour Hygiene Test Strip
zur Überprüfung der allgemeinen Sauberkeit von Oberflächen,
Packung für 50 Tests.

Unser Vertriebspartner ...



... in Deutschland

VWR International GmbH
Hilpertstraße 20A
D-64295 Darmstadt
Bundesweiter Bestellservice:
Tel. 0180/570 20 00
Fax 0180/570 22 22
E-mail: info@de.vwr.com
www.vwr.com

... in Österreich

VWR International GmbH
Zimbagasse 5
A-1147 Wien
Tel. 0043-1-57 600-0
Fax 0043-1-57 60 06 00
E-mail: info@at.vwr.com
www.vwr.com

... in der Schweiz

VWR International AG
Rüchligstraße 20
Postfach 964
CH-8953 Dietikon
Tel. 0041-1-7 451111
Fax 0041-1-7 4511 00
E-mail: info@ch.vwr.com
www.vwr.com

Weitere Informationen zu Merck
und unseren Produkten:

Merck KGaA
64271 Darmstadt, Germany
Fax: +49 (0) 61 51/72 33 80
E-mail: mibio@merck.de
Internet: hygiene.merck.de