

メルクミリポア迅速検査キットシリーズ

残留殺菌剤検査キット 2012

試験紙タイプ

メルコクアント® / リフレクトクアント®

液体比色タイプ

アクアメルク® / マイクロクアント / アクアクアント®



ミリポアメルク迅速検査キットシリーズ

残留殺菌剤検査キット



試験紙タイプ

- 持ち運びに便利
- 操作が簡単

メルコクアント®



比色判定試験紙メルコクアントシリーズは、試験紙での測定のため持ち運びが大変便利で、サンプルにそのまま（必要に応じて試薬を添加）試験紙を浸し、カラースケールと見比べるだけの簡単な操作で目的物質を迅速に検出します。

リフレクトクアント®



リフレクトクアントシリーズは、比色を目視で行うのではなく、手のひらサイズの**反射式光度計 RQ フレックス 10 シリーズ（別売）**を用いて行い、ロットごとの検量線データにより試験紙の自動定量が可能となります。こちらもサンプルに浸した試験紙を RQ フレックス 10 シリーズに挟みこむだけの簡単操作で目的物質を迅速に検出します。

▼ メルコクアント®

製品名	測定 レンジ (mg/L)	カタログ番号	包装単位	希望販売価格
塩素 テスト (要冷蔵)	0 - 0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20	1.17925.0001	75 テスト	¥3,900
	0 - 25 - 50 - 100 - 200 - 500	1.17924.0001	100 テスト	¥3,900
ホルムアルデヒド テスト (試験紙および試薬、反応容器入り) (要冷蔵)	10 - 20 - 40 - 60 - 100	1.10036.0001	100 テスト	¥6,800
過酢酸 テスト (要冷蔵)	5 - 10 - 20 - 30 - 50	1.10084.0001	100 テスト	¥4,900
	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500	1.10001.0001	100 テスト	¥4,900
	500 - 1000 - 1500 - 2000	1.17922.0001	100 テスト	¥4,870
過酸化水素 テスト (要冷蔵)	0.5 - 2 - 5 - 10 - 25	1.10011.0001	100 テスト	¥3,600
	0.5 - 2 - 5 - 10 - 25	1.10011.0002	25 テスト	¥2,100
	1 - 3 - 10 - 30 - 100	1.10081.0001	100 テスト	¥3,400
	100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000	1.10337.0001	100 テスト	¥4,700
第 4 級アンモニウム塩 テスト (塩化ベンザルコニウムテスト)	10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500	1.17920.0001	100 テスト	¥3,900

▼ リフレクトクアント®

製品名	測定 レンジ (mg/L)	カタログ番号	包装単位	希望販売価格
塩素 テスト (試験紙および試薬、反応容器入り) (要冷蔵)	0.5 - 10.0	1.16896.0001	50 テスト	¥10,100
ホルムアルデヒド テスト (試験紙および試薬、反応容器入り)	1.0 - 45.0	1.16989.0001	50 テスト	¥9,400
過酢酸 テスト (要冷蔵)	1.0 - 22.5	1.16975.0001	50 テスト	¥5,800
	75 - 400	1.16976.0001	50 テスト	¥5,800
過酸化水素 テスト (要冷蔵)	0.2 - 20.0	1.16974.0001	50 テスト	¥5,800
	100 - 1000	1.16731.0001	50 テスト	¥6,300

製造ラインや容器、製品中の残留殺菌剤の検出には、何をお使いですか？
メルクミリポアの迅速検査キットは、迅速かつ容易に目的物質の検出・定量を可能にします。

検出対象：

殺菌剤

塩素（遊離塩素・次亜塩素酸）、二酸化塩素、ホルムアルデヒド、
オゾン、過酸化水素、過酢酸、第4級アンモニウム塩

液体比色タイプ

- 試験紙タイプと比較して高感度
- 操作が簡単
- 低濃度のサンプルの測定に便利

アクアメルク®



マイクロquant



アクアquant®



アクアメルク、マイクロquant、アクアquantとも、液体サンプルに試薬を添加し発色させてカラースケールと比色する簡易検出キットです。
特に低濃度のサンプルを測定される場合は液体比色タイプをご利用ください。

▼ アクアメルク®

製品名	測定 レンジ (mg/L)	カタログ番号	包装単位	希望販売価格
塩素 テスト (淡水・海水用) (ブリストパック) (遊離塩素)	0.10 - 0.25 - 0.5 - 1.0 - 2.0	1.14670.0001	100 テスト	¥3,500

▼ マイクロquant

製品名		測定 レンジ (mg/L)	カタログ番号	包装単位	希望販売価格
塩素 テスト	(遊離 / 全塩素)、DPD 法	0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 - 2.0	1.14801.0001	遊離塩素 400 テスト、 全塩素 400 テスト	¥30,500
	(遊離 / 全塩素)	0.25 - 0.50 - 0.75 - 1 - 2 - 4 - 7 - 10 - 15	1.14826.0001	遊離塩素 400 テスト、 全塩素 400 テスト	¥30,900
	(遊離塩素)、DPD 法	0.25 - 0.50 - 0.75 - 1 - 2 - 4 - 8 - 10 - 15	1.14976.0001	1000 テスト	¥46,800
	(遊離塩素)、DPD 法	0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 - 2.0	1.14978.0001	600 テスト	¥33,500
二酸化塩素 テスト		0.50 - 0.90 - 1.4 - 1.9 - 3.8 - 7.5 - 13 - 19 - 28	1.18756.0001	300 テスト	¥31,100
オゾン テスト		0.15 - 0.35 - 0.50 - 0.70 - 1.4 - 2.7 - 5.0 - 7.0 - 10	1.18758.0001	300 テスト	¥31,100

▼ アクアquant®

製品名	測定 レンジ (mg/L)	カタログ番号	包装単位	希望販売価格
塩素 テスト (ロングチューブ比色タイプ) (遊離塩素)	0.010 - 0.025 - 0.045 - 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30	1.14434.0001	300 テスト	¥18,100
二酸化塩素 テスト (ロングチューブ比色タイプ)	0.020 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55	1.18754.0001	300 テスト	¥19,400
オゾン テスト (ロングチューブ比色タイプ)	0.007 - 0.017 - 0.030 - 0.040 - 0.055 - 0.070 - 0.10 - 0.14 - 0.20	1.18755.0001	300 テスト	¥19,400

< 詰め替え用 >

塩素 テスト	(遊離 / 全塩素)、(カタログ番号 1.14801.0001 詰め替え用)	1.14803.0002	遊離塩素 400 テスト、 全塩素 400 テスト	¥11,300
	(遊離 / 全塩素)、(カタログ番号 1.14826.0001 詰め替え用)	1.18326.0002	遊離塩素 400 テスト、 全塩素 400 テスト	¥13,800
	(遊離塩素)、(カタログ番号 1.14976.0001 / 1.14434.0001 詰め替え用)	1.14977.0002	1000 テスト	¥17,700
	(遊離塩素)、(カタログ番号 1.14978.0001 詰め替え用)	1.14979.0002	600 テスト	¥14,200
二酸化塩素 テスト	(カタログ番号 1.18756.0001 / 1.18754.0001 詰め替え用)	1.18757.0002	300 テスト	¥18,500
オゾン テスト	(カタログ番号 1.18758.0001 / 1.18755.0001 詰め替え用)	1.18759.0002	300 テスト	¥18,500

- 食品中の残留量を検出する場合には前処理が必要となる場合がございます。
- より詳細な分析には、弊社製品スペクトロquantシリーズをご利用ください。
- その他にも各種用途に応じた検査キットをご用意しております。製品に関する情報は www.merck-chemicals.jp/test-kits よりご覧になれます。

化学分析用テストキット関連製品の最新情報はこちらから>> www.merck-chemicals.jp/test-kits

本紙記載の価格・製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。記載価格に消費税は含まれておりません。

本文中のすべてのブランド名または製品名は特記なき場合、Merck KGaA の登録商標もしくは商標です。Merck Millipore and the M mark are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.

メルク株式会社

メルクミリポア事業本部 ラボソリューションズ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー5F

製品の最新情報はこちら

メルク/ハイコン・ハイファ製品 www.merck-chemicals.jp

お問合せ▶ On-Line:www.merck-chemicals.jp/jpts Tel: 0120-013-326 Fax: 03-5434-4897

ミリポア製品 www.millipore.com/nihon

お問合せ▶ On-Line:www.millipore.com/jpts Tel: 0120-013-326 Fax: 03-5434-4897

[LEM029-1205]1K/M